

PHILIPS

sonicare

Oplaadbare
tandenborstel

Sensiflex

1 poetsstand

HX1620



Natuurlijk wittere tanden

Tandenborstel voor wittere tanden

Uw lach bewijst het. Er is geen betere manier om natuurlijk wittere tanden te krijgen dan met de Sensiflex 1620 elektrische tandenborstel van Philips. De opzetborstel met dubbele reinigingswerking biedt een klinisch betere reiniging dan gewone tandenborstels.

Dubbele reinigingswerking

- Pakt tandplak op moeilijk bereikbare plaatsen tussen de tanden aan
- Natuurlijk wittere tanden
- Reinigt zichtbare tandoppervlakken

Zacht voor tandvlees, hard voor tandplak

- Tandvleesbeschermend systeem
- Zorgt ervoor dat u altijd met optimale poetsdruk poetst

Kenmerken

Dubbele reinigingswerking



Reinigt zichtbare tandoppervlakken terwijl de Active Tip tandplak op moeilijk bereikbare plaatsen tussen de tanden aanpakt.

Natuurlijk wittere tanden



Natuurlijk wittere tanden

Aanpak


Pakt tandplak op moeilijk bereikbare plaatsen tussen de tanden aan

Tandvleesbeschermend systeem



Het gepatenteerde tandvleesbeschermingssysteem van Philips Sonicare zorgt ervoor dat u altijd met optimale poetsdruk poetst

Gepatenteerd systeem dat uw tandvlees beschermt



Zorgt ervoor dat u altijd met optimale poetsdruk poetst

Specificaties

Technische specificaties

Batterij: Oplaadbaar
Snoerlengte: 1,16 m
Oplaadtijd: 16 hr
Energieverbruik: 2,9 W
Multifunctionele opzetborstel: Opzetborstel staat garant voor 15.000 poetsbewegingen/min.
Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg): 25 minute(s)

Meegeleverde artikelen

Oplaadstation met pinnen voor opzetborstels

Reinigingsprestaties

Opzetborstels: 1

