

PHILIPS

sonicare

Ηλεκτρική
οδοντόβουρτσα Sonic

For Kids

2 λειτουργίες

2 κεφαλές βουρτσίσματος



HX6381/02



Ενθαρρύνει το υγιεινό βούρτσισμα των παιδιών Ηλεκτρική οδοντόβουρτσα για παιδιά

Η ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Philips Sonicare υποστηρίζει τα παιδικά χαμόγελα

Provides a superior clean

- Η δυναμική καθαριστική δράση της Sonicare οδηγεί τα υγρά ανάμεσα στα δόντια

Clean and protect growing smiles


- Η κεφαλή οδοντόβουρτσας από καουτσούκ είναι σχεδιασμένη για να προστατεύει τα δόντια των παιδιών

Designed to develop better brushing habits

- Κεφαλές βουρτσίσματος βάσει ηλικίας για την προστασία των παιδικών δοντιών
- Μη κυλινδρικό σχήμα
- Σχεδιασμός πολλαπλών λαβών για γονείς και παιδιά
- 2 φιλικές προς τα παιδιά λειτουργίες ισχύος προσφέρουν απαλό και αποτελεσματικό καθαρισμό
- Διασκεδαστικά ανταλλάξιμα πλαίσια για προσαρμογή
- Το KidPacer παράγει διασκεδαστικούς και ελκυστικούς μουσικούς ήχους
- Το KidTimer βοηθά στην αύξηση του χρόνου βουρτσίσματος

Χαρακτηριστικά

Κεφαλές βουρτσίσματος κατάλληλες για κάθε ηλικία



Αυτή η ηλεκτρική οδοντόβουρτσα Philips Sonicare έχει 2 μεγέθη κεφαλών βουρτσίσματος, που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να καθαρίζουν απαλά και να προστατεύουν τα δόντια σε βασικά στάδια της ανάπτυξης

Μη κυλινδρικό σχήμα



Η άκαμπτη λαβή επιτρέπει στα παιδιά να την τοποθετούν σε όρθια θέση, καθώς και να βάζουν οδοντόκρεμα όταν η οδοντόβουρτσα είναι σε οριζόντια θέση.

Εργονομικός σχεδιασμός λαβής



Εργονομικά σχεδιασμένη για να μπορούν οι γονείς και τα παιδιά να βουρτσίζουν τα δόντια τους μαζί ή μόνα τους

Τεχνολογία sonic




Η μοναδική δυναμική δράση της ηλεκτρικής οδοντόβουρτσας Philips Sonicare φτάνει απαλά και αποτελεσματικά βαθιά μέσα στα δόντια και στα ούλα.

Εναλλάξιμα καλύμματα



Τα παιδιά μπορούν να προσαρμόζουν την οδοντόβουρτσα τους

KidPacer



Το KidPacer ενθαρρύνει τα παιδιά να βουρτσίζουν καλά ολόκληρο το στόμα τους για 2 λεπτά, όπως προτείνεται από τους οδοντιάτρους

KidTimer



Αυξάνει σταδιακά το χρόνο βουρτσίσματος σε διάστημα 90 ημερών, προσεγγίζοντας τη συνιστώμενη διάρκεια βουρτσίσματος 2 λεπτών του οδοντιάτρου

Λειτουργίες ισχύος



Οι 2 φιλικές προς τα παιδιά λειτουργίες ισχύος προσαρμόζονται παρέχοντας απαλό καθαρισμό, ιδανικό για κάθε ηλικία. Υπάρχει η λειτουργία χαμηλής ισχύος για ηλικίες από 4 και άνω, καθώς και η λειτουργία υψηλής ισχύος για ηλικίες από 7 και άνω

Κεφαλή οδοντόβουρτσας από καουτσούκ



Η κεφαλή οδοντόβουρτσας από καουτσούκ είναι σχεδιασμένη για να προστατεύει τα δόντια των παιδιών

Προδιαγραφές

Σχεδιασμός και φινιρίσμα

Χρώμα: Κόκκινο με 3 ανταλλάξιμα πλαίσια

Ρεύμα

Τάση: 110-220 V

Τεχνικές προδιαγραφές

Μπαταρία: Επαναφορτιζόμενο

Χρόνος λειτουργίας (γεμάτο σε άδειο): Έως και 3 εβδομάδες**

Τύπος μπαταριών: Ιόντων λιθίου

Σέρβις

Εγγύηση: Περιορισμένη διετής εγγύηση

Ευκολία στη χρήση

Οθόνη: Φωτεινή οθόνη

Λαβή: Λεπτός εργονομικός σχεδιασμός, Λαβή από καουτσούκ για άνετο χειρισμό

Ένδειξη μπαταρίας: Λυχνία κατάστασης μπαταρίας

Σύστημα κεφαλής βουρτσίσματος: Κεφαλές που κουμπώνουν εύκολα

Χρόνος βουρτσίσματος: Έως και 3 εβδομάδες**

Περιλαμβάνεται

Λαβές: 1 Sonicare For Kids

Κεφαλές βουρτσίσματος: 1 Sonicare For Kids

κανονική, 1 Sonicare for Kids μικρού μεγέθους

Βάση σύνδεσης: 1

Καθαριστική απόδοση

Ταχύτητα: Έως 62.000 κινήσεις βουρτσίσματος/λεπτό

Καλύτερη στοματική υγιεινή: Για υγιεινές συνήθειες στοματικής φροντίδας

Απόδοση: 75% πιο αποτελεσματικό*

Χρονομετρητής: KidTimer και Quadpacer

Λειτουργίες

Λειτουργίες ισχύος: 2

