

PHILIPS

Laddningsbar
tandborste

1600-Series

Ett läge

HX1622



Naturligt vitare tänder

Ditt leende säger allt. Finns det något bättre sätt att få naturligt vitare tänder än att använda Philips laddningsbara HX1622-tandborste? Dessutom ger borsthuvudet med dubbel rengöring ett kliniskt bättre resultat än manuell tandborstning.

Dubbel rengöring

- Tar bort svåråtkomlig plack mellan tänderna
- Rengör synliga tandytor
- Naturligt vitare tänder

Skonsamma för tandköttet, tuffa mot plack

- Borsttryckskontroll
- Justera för att upprätthålla optimalt borsttryck

Funktioner

Naturligt vitare tänder



Naturligt vitare tänder

Dubbel rengöring



Rengör synliga tandytor medan Active Tip tar bort svåråtkomlig plack mellan tänderna.

Tar bort

Tar bort svåråtkomlig plack mellan tänderna

Borstrycks kontroll



Philips Sonicare's patenterade borstrycks kontroll gör att du kan upprätthålla optimalt borstryck

Patenterad borstrycks kontroll



Justera för att upprätthålla optimalt borstryck

Specifikationer

Tekniska specifikationer

Strömförbrukning: 2,9 W

Spänning: 220-240 V

Sladdlängd: 1,16 m

Frekvens: 50/60 Hz

Laddningstid: 16 hr

Drifttid (full till tom): 25 minute(s)

Dubbelt borsthuvud: Kombinerat borsthuvud för att skapa 15 000 borsttag/min.

Laddningsbart batteri: NiMh

Vikt och mått

A-låda, mått: 261 x 247 x 247 mm

F-låda, vikt: 339

Antal delar i A-låda: 6

F-låda, mått (L x B x H): 117 x 82 x 225 mm

A-låda, vikt: 2354 g

Medföljande tillbehör

Laddarbasenhet med förvaringsstift för borsthuvud

Borsthuvud: 1

