

PHILIPS

sonicare

Sonic-
sähköhammasharja

FlexCare Platinum

3 harjaustilaa, 3 tehoa

2 harjaspäätä

Paineanturi

HX9112/02



Useita teknisiä hienouksia räätälöityyn puhdistukseen

”Hammasharjojen Bugatti Veyron” Telegraph-lehden mukaan!

Philips Sonicare FlexCare Platinum -sähköhammasharja auttaa kohentamaan ikenien terveyttä kahdessa viikossa. Se poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia hampaiden väleistä kuin tavallinen hammasharja. Paineanturi ilmoittaa, jos harjaat liian kovaa. Pitkulainen harjaspää ulottuu helposti suun takimmaiseenkin osaan. Kokeile 60 päivän ajan!
”Uusi Philips Sonicare FlexCare Platinum ei ole mikään kuurausharja. Se on hammasharjojen Bugatti Veyron”, Paul Davies kirjoittaa brittiläisessä Telegraph-lehdessä.

Parantaa todistetusti suun terveyttä

- Terveemmät ikenet jo kahdessa viikossa
- Turvallista ja hellävaraista suun hoitoa

Suunniteltu sinua varten

- Kahden minuutin tehokas harjaus ajastimen avulla
- Pitkä akunkesto ja matkakotelo
- Varoittaa, jos painat liian kovaa

Provides a superior clean

- Ainutlaatuinen tekniikkamme takaa tehokkaan mutta hellävaraisen puhdistuksen
- Poista jopa 7 kertaa enemmän plakkia InterCare-harjaspäällä*

Optimaalinen harjaustulos

- Valittavana on 3 harjaustilaa ja 3 tehoasetusta

Kohokohdat

Poista jopa 7 kertaa enemmän plakkia




Valitsemalla InterCare-harjaspään saat terveemmät ikenet jo kahdessa viikossa. Erityisen pitkät harjakset auttavat poistamaan enemmän plakkia myös vaikeapääsuisistä paikoista ja hampaiden väleistä, mikä pitää ikenet terveinä.

Huolehdi ikenistä



FlexCare-harjaspään optimaalinen puhdistusteho tekee ikenistäsi terveemmät jo kahdessa viikossa. Tavalliseen hammasharjaan verrattuna se poistaa ienrajasta jopa 7 kertaa enemmän plakkia.

3 harjaustilaa, 3 tehoasetusta



FlexCare Platinum puhdistaa tehokkaasti. Kolmen tehoasetuksen avulla saat puhdasta jälkeä ja kolme harjaustilaa sopii erilaisiin tarpeisiin: Clean-tila puhdistaa tehokkaasti joka päivä, White poistaa pintavärjäytymiä ja Clean sopii päivittäiseen käyttöön.

Liian paljon painetta?



Et ehkä itse huomaa, kun harjaat liian voimakkaasti, mutta FlexCare Platinum pitää sinut ajan tasalla. Jos käytät liian suurta voimaa, kahvassa oleva valo vilkkuu. Se muistuttaa sinua, että voit harjata hellemin ja antaa harjan tehdä työt. Seitsemän kymmenestä ihmisestä oli sitä mieltä, että tämä ominaisuus auttoi heitä tulemaan paremmaksi harjaajaksi.

Philips Sonicare -tekniikka



Tehokas äänivärähtely muuntaa hammastahnan plakkia irrottaviksi kupliksi, jotka tunkeutuvat syväälle hammasväleihin ja ienrajaan. Samaan aikaan hampaasi puhdistetaan 62 000 hellävaraisella mutta tehokkaalla harjausliikkeellä eli tavalliseen hammasharjaan verrattuna saat kuukauden harjausmäärän vain kahdessa minuutissa.

QuadPacer ja Smartimer



Hampaiden huolellinen harjaus kestää vain kaksi minuuttia. QuadPacer kertoo, kun olet käyttänyt optimaalisen ajan suun eri osien

puhdistamiseen, ja SmarTimer ilmoittaa puolestaan, kun kokonaisaika on kulunut. Yhdessä nämä ajastimet auttavat sinua saavuttamaan suositellun harjausajan kerrasta toiseen.

Harjaa huoletta



Olivatpa tarpeesi mitkä tahansa, FlexCare Platinum tarjoaa turvallisen harjauksen. Sonic-tekniikkamme sopii hampaiden puhdistukseen myös hammasrautojen, paikkojen, kruunujen ja siltojen kanssa, ja sitä voidaan käyttää päivittäin iensairauksien hoidossa.

Sopii elämäntyyliisi



Ensiluokkaisessa matkakotelossa säilytät hammasharjaa hygieenisesti, ja pienikokoinen matkalaturi huolehtii virransaannista matkoilla. Yksi täysi lataus riittää normaalissa käytössä kahdeksi viikoksi, joten et joudu tinkimään raikkaasta tunteesta matkoillakaan.

Tekniset tiedot

Virta

Jännite: 110-220 V

Tekniset tiedot

Käyttöaika (täydestä tyhjään): Jopa 3 viikkoa**

Paristo: ladattava

Akun/pariston tyyppi: Litiumioni

Muotoilu ja pinnoitus

Väri: Platinanharmaa

Huolto

Takuu: 2 vuoden rajoitettu takuu

Helppokäyttöinen

Kahva: Ohut, ergonomisesti muotoiltu laite

Harjaspääjärjestelmä: Helposti kiinni napsautettavat harjaspäät

Näyttö: Valaistu näyttö

Latauksen ilmainen: Merkkivalo näyttää akun tilan

Harjausaika: Jopa 3 viikkoa**

Pakkauksen sisältö

Laturi: 1

Kahva: 1 FlexCare Platinum -kahva

Harjaspäät: 1 InterCare Standard -harjaspää, 1 InterCare Compact -harjaspää

Kuljetuskotelo: 1

Puhdistusteho

Nopeus: Jopa 62 000 harjausliikettä minuutissa

Suorituskyky: Poistaa jopa 7 kertaa enemmän plakkia

Terveysedut: Kohentaa ikenien terveyttä jo kahdessa viikossa

Paineanturi: Varoittaa rungon värinällä

Valkaiseva ominaisuus: Auttaa poistamaan tummentumia luonnollisesti

Ajastin: Quadpacer ja SmarTimer

Tilat

Puhdistus: Poikkeuksellisen tehokas päivittäinen puhdistus

3 tehoa: Matala, M, Korkea

Valkoinen: Poistaa tummentumia

Ikenien suojaus: Hieroo hellästi ikeniä

