

PHILIPS

Συσκευή αποτρίχωσης
IPL με τεχνολογία SenseIQ

Lumea IPL 8000 Series

Αισθητήρας SmartSkin

2 έξυπνα εξαρτήματα: σώμα,
πρόσωπο

Εφαρμογή Lumea IPL

Χρήση με καλώδιο

BRI945/00



Απολαύστε εξαιρετικά απαλό δέρμα για 12 μήνες*

Απολαύστε 12 μήνες απαλότητας χωρίς τριχοφυΐα*

Απολαύστε γρήγορη και εξατομικευμένη αποτρίχωση με το Lumea IPL 8000 Series. Με τεχνολογία SenseIQ, έξυπνα εξαρτήματα και την εφαρμογή Lumea IPL, σας προσφέρει απαλότητα στο δέρμα που διαρκεί.

Ήπιο και αποτελεσματικό για απαλότητα στο δέρμα που διαρκεί

- Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους για να είναι εύκολη και αποτελεσματική
- Εφαρμογή μόνο 2 φορές τον μήνα για γρήγορα αποτελέσματα
- Εξαιρετικά μακρύ καλώδιο για μεγαλύτερη ευελιξία κατά τη χρήση

Ολοκληρωμένη λύση για το πρόσωπο και το σώμα

- Ολοκληρωμένη λύση για το πρόσωπο και το σώμα με 2 έξυπνα εξαρτήματα
- Κατάλληλο για τις περισσότερες αποχρώσεις επιδερμίδας και τα περισσότερα χρώματα τρίχας

Εξατομικευμένη αποτρίχωση IPL

- Βελτιστοποιήστε το πρόγραμμά σας με την εφαρμογή Philips Lumea IPL
- Απαλότητα και άνεση με SenseIQ

Χαρακτηριστικά

2 έξυπνα εξαρτήματα


Τα ειδικά σχεδιασμένα εξαρτήματα ταιριάζουν τέλεια στις καμπύλες σας και ενεργοποιούν τα πιο αποτελεσματικά προγράμματα θεραπείας για την κάθε περιοχή του σώματος όταν είναι συνδεδεμένα. Πρόσωπο: Επίπεδος σχεδιασμός και μικρό παράθυρο με φίλτρο UV. Σώμα: Καμπυλωτό προς τα μέσα με μεγάλο παράθυρο.

Εφαρμογή Philips Lumea IPL



Η δωρεάν εφαρμογή καθοδήγησης σας βοηθά να προγραμματίζετε και να τηρείτε το χρονοδιάγραμμα θεραπειών και σας καθοδηγεί βήμα προς βήμα σε κάθε συνεδρία. Την έχουν ήδη κατεβάσει περισσότεροι από 2,1 εκατομμύρια χρήστες.

Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους



Ως κορυφαία εταιρεία στις τεχνολογίες υγείας, η Philips ανέπτυξε τη συσκευή αποτρίχωσης Lumea IPL σε συνεργασία με δερματολόγους, για εύκολη και

αποτελεσματική χρήση στην ασφάλεια του σπιτιού σας. Βασισμένη στην τεχνολογία που χρησιμοποιείται στα επαγγελματικά ινστιτούτα, η Lumea IPL προσφέρει απαλή θεραπεία, ακόμα και στις ευαίσθητες περιοχές.

2 φορές τον μήνα για γρήγορα αποτελέσματα



Στην αρχή, κάθε 2 εβδομάδες — αυτό ισοδυναμεί με τις μισές θεραπείες σε σχέση με άλλες μάρκες. Στη συνέχεια, επαναληπτικές εφαρμογές μόνο μία φορά το μήνα. Αυτό είναι όλο. Για να καλύψετε και τις δύο γάμπες χρειάζονται 8,5 λεπτά.

Τεχνολογία SenselQ



Το Lumea 8000 Series διαθέτει πέντε εύκολα προσαρμόσιμες ρυθμίσεις έντασης φωτός. Ο αισθητήρας SmartSkin εντοπίζει τον φωτότυπο του δέρματός σας και σας βοηθά να βρείτε την πιο άνετη ρύθμιση φωτός. Τα έξυπνα εξαρτήματα προσαρμόζουν τη θεραπεία για κάθε περιοχή του σώματος.

Εξαιρετικά μακρύ καλώδιο



Εύχρηστη χάρη στο εξαιρετικά μακρύ καλώδιο που εξασφαλίζει εύκολη πρόσβαση και βελτιωμένη ευελιξία.

Για τους περισσότερους τύπους επιδερμίδας και τρίχας



Η αποτρίχωση IPL προϋποθέτει να υπάρχει αντίθεση των χρωστικών μεταξύ του χρώματος της τρίχας και της απόχρωσης της επιδερμίδας, επομένως προσφέρει αποτελέσματα σε φυσικό σκούρο ξανθό, καστανό και μαύρο χρώμα τρίχας και σε αποχρώσεις επιδερμίδας από πολύ λευκή έως σκούρα καστανή (I-V).

Προδιαγραφές

Τεχνικές προδιαγραφές - Εξαρτήματα

Εξάρτημα φροντίδας σώματος: Σχήμα: κυρτό καμπυλωτό, Μέγεθος παραθύρου: 4,1 cm², Προσαρμοσμένη θεραπεία για το σώμα: πόδια, χέρια και κοιλιά

Εξάρτημα φροντίδας προσώπου: Σχήμα: επίπεδο, Μέγεθος παραθύρου: 2 cm², επιπλέον φίλτρο, Προσαρμοσμένη θεραπεία για το πρόσωπο: επάνω χείλος, πηγούνι και σαγόني

Ασφάλεια και προσαρμοσμένες ρυθμίσεις

Ενσωματωμένο φίλτρο UV: Προστατεύει το δέρμα από την υπεριώδη ακτινοβολία.

5 ρυθμίσεις ενέργειας φωτός: Ρύθμιση βάσει του τύπου του δέρματός σας

Ενσωματωμένο σύστημα ασφαλείας: Αποτροπή

ακούσιας εκπομπής φωτός

Αισθητήρας SmartSkin: Η σωστή ρύθμιση κατόπιν απαίτησης

Τρόπος χρήσης

Slide and Flash (Εκπομπή φωτός με συρόμενη κίνηση): Για γρήγορη εφαρμογή

Χρήση με καλώδιο ή χωρίς καλώδιο: Χρήση με καλώδιο

Stamp and Flash (Πίεση και εκπομπή φωτός): Για θεραπεία σε περιοχές μικρής επιφάνειας

Τεχνικές προδιαγραφές

Τάση: 100-240 volt

Λυχνία υψηλής απόδοσης: Σχεδίαση που διαρκεί, 450.000 εκπομπές φωτός, που ισοδυναμεί με 39 έτη διάρκεια ζωής λαμπτήρα**

Σέρβις

Εγγύηση: Διετής διεθνής εγγύηση + 1 επιπλέον έτος εγγύησης κατόπιν εγγραφής του προϊόντος εντός 90 ημερών

Περιλαμβάνεται

Οδηγίες χρήσης: Εγχειρίδιο χρήσης

Αποθήκευση: Θήκη αποθήκευσης

Προσαρμογές: 19,5 V / 4000 mA

Χρόνος εφαρμογής

Μασχάλες: 2,5 λεπτά

Γραμμή μπικίνι: 2 λεπτά

Περιοχές προσώπου: 1,5 λεπτά

Γάμπες: 8,5 λεπτά

