

PHILIPS

sonicare

Escova de dentes
elétrica sónica

Elite

HX7351



Melhor alcance para uma limpeza superior

A única escova sónica inclinável que lhe proporciona o melhor alcance para uma limpeza superior. A ação de limpeza dinâmica única da Sonicare alcança os dentes em profundidade e as áreas de difícil acesso, enquanto massaja as gengivas para uma experiência de escovagem inigualável.

Funções adicionais

- O temporizador SmartTimer incentiva o tempo de escovagem de 2 minutos
- Easy-start para se habituar à experiência Sonicare
- Controlo de duas velocidades
- Quadpacer com intervalos de 30 segundos para uma escovagem uniforme

Melhor alcance para uma limpeza superior

- Pega ergonómica com desenho angular
- Cerdas com contornos
- Acção de limpeza dinâmica patenteada

Benefícios clinicamente comprovados

- Melhora a saúde das gengivas em apenas duas semanas
- Dentes naturalmente mais brancos
- Segurança e delicadeza clinicamente comprovadas

Destques

Acção de limpeza dinâmica patenteada

Para uma limpeza delicada e eficaz entre os dentes e ao longo das gengivas.

Cerdas com contornos



Cerdas extra suaves com extremidades arredondadas são suaves para os dentes e gengivas

Pega ergonómica com desenho angular

Para a limpeza de zonas de difícil alcance.

Dentes naturalmente mais brancos




Testes clínicos comprovam o seu papel na redução de manchas de café, chá e tabaco, garantindo dentes mais brancos.

Segura e delicada



A Philips Sonicare é uma escova de dentes elétrica suave para aparelhos dentários (as cabeças da escova desgastam-se mais cedo quando utilizadas em aparelhos dentários) e também é segura para restaurações dentárias (enchimentos, coroas, revestimentos) e bolsas peridontais.

Melhora a saúde das gengivas




Esta escova de dentes elétrica Philips Sonicare proporciona uma ótima limpeza entre os dentes e ao longo da linha das gengivas, para uma melhor saúde das gengivas em apenas duas semanas.

SmarTimer




Temporizador de 2 minutos ajuda a garantir o tempo de escovagem recomendado por profissionais dentários

Easy-start




Aumenta suavemente a potência ao longo das primeiras 12 utilizações para facilitar a adaptação à Sonicare

Quadpacer



Quadpacer com intervalos de 30 segundos para uma escovagem uniforme

Controlo de duas velocidades



Controlo de duas velocidades

Especificações

Acessórios

Suporte para a cabeça da escova

Especificações técnicas

Consumo de energia: 3 W

Velocidade: 31 000 movimentos por minuto

Voltagem: 230 V, 50 Hz (Reino Unido 240 V,

50 Hz)

Tempo de carga: 24 hr

Bateria recarregável: NiCd

Funções adicionais

Smartimer

Dispositivo de carga Deluxe

Pega cónica ergonómica

Cabeças da escova incluídas: 1

Easy-Start

Cabeça de escova com contornos

Quadpacer

Desempenho de limpeza

Velocidade: Até 31 000 movimentos da escovagem/min.

