

# PHILIPS

## sonicare

Periuță de dinți  
sonică electrică

ProtectiveClean  
4300

1 mod de periaj, 2 niveluri de  
intensitate

62.000 mișcări/minut

1x Capăt C2 Optimal Plaque  
Defense

Senzor de presiune



HX6806/03



## Dinți mai curați. În mod delicat.

Elimină până la de 7 ori mai multă placă decât o periuță manuală

Simte diferența unei curățări delicate cu senzorul nostru de presiune, îndepărtând în același timp până la de 7 ori mai multă placă bacteriană comparativ cu o periuță de dinți manuală

### S-a dovedit că îmbunătățește sănătatea orală

- Îndepărtare de până la 7 ori mai bună a plăcii bacteriene comparativ cu o periuță de dinți manuală
- Sigură și delicată pe zonele sensibile, lucrările ortodontice și dentare

### Concepute pentru tine

- Un mod excelent de a te obișnui cu noua ta periuță de dinți
- Încurajare pentru un periaj temeinic
- Îți face călătoria mai ușoară

### Tehnologie inovatoare

- Știi întotdeauna când să înlocuești capetele de periere
- Tehnologie sonică avansată Philips Sonicare
- Conectează mânerul inteligent al periuței și capetele de periere inteligente
- Te anunță când apeși prea tare

# Repere

## Spune adio plăcii bacteriene



Perii deși, de înaltă calitate îndepărtează de 7 ori mai multă placă bacteriană decât o periuță de dinți manuală. În plus, vârful curbat special îți permite să ajungi cu ușurință la dinții din partea din spate a gurii.

## Sigură și delicată



Îți garantăm o experiență sigură de periere a dinților: tehnologia noastră sonică este adecvată pentru utilizare cu aparate dentare, plombe, coroane și fatete dentare, ajută la prevenirea cariilor și îmbunătățește sănătatea gingiilor.

## Tehnologie sonică unică



Tehnologia sonică avansată Philips Sonicare mobilizează apă între dinți, iar mișcările sale de periere desprind și îndepărtează placa bacteriană pentru o curățare zilnică excepțională.

## Prea multă presiune?



Se poate să nu observi că periajul este prea intens, dar periuța ta de dinți electrică cu senzor de presiune nu va trece asta cu vederea. Dacă începi să aplici presiune pe gingii, periuța de dinți va emite un sunet intermitent pentru a-ți aminti să reduci presiunea.

## Tehnologie BrushSync



O tehnologie cu microcip care detectează și sincronizează capul de periere inteligent cu mânerul inteligent. Mânerul inteligent și capul de periere inteligent reprezintă o combinație puternică care permite mementouri de înlocuire inteligente.

## Program cu pornire ușoară



Poate dura puțin să te obișnuiești cu ceva nou. De aceea, programul nostru cu pornire ușoară îți oferă opțiunea creșterii ușoare, treptate a puterii de periere pe parcursul primelor 14 utilizări ale noii periuțe de dinți.

## Cronometre utile



QuadPacer te anunță când ai acordat timpul optim fiecărei zone a gurii, în timp ce Smartimer te înștiințează când s-au scurs cele două minute de periaj recomandate.

## Toc de transport comod și încărcător

Tocul nostru premium de transport îți permite să depozitezi igienic periuța de dinți, în timp ce baza noastră de încărcare compactă menține bateria încărcată în timpul deplasărilor. Beneficiezi de două săptămâni de utilizare regulată la o singură încărcare completă, încărcătorul fiind util pentru călătorii mai lungi.

## Memento de înlocuire BrushSync



Toate capetele de periere se uzează în timp. Tehnologia noastră BrushSync monitorizează cât timp ai folosit capul de periere și cât de intens a fost periajul. Când este timpul să-l înlocuiești, te va anunța printr-un indicator luminos pe mâner și un semnal sonor scurt. Astfel, poți avea siguranța că obții rezultate optime de la capul de periere.

# Specificații

## Alimentare

Tensiune: 110-220 V

## Specificații tehnice

Durată de funcționare (de la Maxim la

Descărcat): Până la 2 săptămâni

Baterie: Reîncărcabilă

Tip baterie: Litiu ION

## Design și finisaj

Culoare: Roz pastel

## Service

Garanție: 2 ani garanție limitată

## Ușor de utilizat

Indicator baterie: Indicator luminos pentru

baterie

Compatibilitate cu mânerul: Capete de periere

cu aplicare rapidă

Mâner: Design ergonomic subțire

Timp de periere: Până la 2 săptămâni

Atenționare de înlocuire: Pentru a asigura

întotdeauna cele mai bune rezultate,

pictograma de reamintire se aprinde

## Articole incluse

Toc de transport: 1

Mâner: 1 ProtectiveClean

Încărcător: 1

Capete de periere: 1 cap C2 Optimal Plaque

Defense

## Performanță de curățare

Beneficii pentru sănătate: Ajută la reducerea

cariilor

Viteză: Până la 62.000 de mișcări de periere

pe minut

Performanță: Elimină de până la 7 ori mai

multă placă bacteriană\*

Cronometru: Quadpacer și SmartTimer

Feedback privind presiunea: Mânerul vibrează

pentru a te atenționa

## Moduri

Clean: Pentru o curățare zilnică impecabilă

2 intensități: Redusă, Ridicată

## Tehnologie cu senzori inteligenți

Memento de înlocuire BrushSync: Știi

întotdeauna când să, înlocuiești capetele de

periere

Senzor de presiune: Înștiințează când perierea

este prea intensă

