

# PHILIPS

## sonicare

Elektrische  
Schallzahnbürste

Elite

HX7361



## Sehr gute Zugänglichkeit für hervorragende Reinigung

Die einzige Schallzahnbürste mit abgewinkeltem Bürstenkopf, für bessere Zugänglichkeit und somit bessere Reinigung. Die speziell geformten weichen Borsten und die einzigartige dynamische Flüssigkeitsströmung von Sonicare reichen bis tief in die Zahnzwischenräume und entlang des Zahnfleischrands.

### Weitere Funktionen

- 2-Minuten-Timer zum leichteren Einhalten der von Zahnärzten empfohlenen Reinigungsdauer von 2 Minuten.
- Easy-Start zum Kennenlernen des Sonicare-Erlebnisses
- Zwei Geschwindigkeiten
- 4-Quadranten-Timer – 30-Sekunden-Intervall-Timer für eine gleichmäßige Reinigung der vier Kieferquadranten.

### Sehr gute Zugänglichkeit für hervorragende Reinigung

- Schmalere, angewinkelte Bürstenköpfe
- Konturangepasste Borsten
- Dynamische Flüssigkeitsströmung

### Klinisch erwiesene Vorteile

- Verbessert die Gesundheit Ihres Zahnfleisches in nur 2 Wochen
- Natürlich weiße Zähne
- Nachweislich sicher und sanft

# Besonderheiten

## Dynamische Flüssigkeitsströmung

Reicht bis tief in die Zahnzwischenräume und entlang des Zahnfleischrands.

## Konturangepasste Borsten




Extra weiche, abgerundete Borsten sind besonders sanft zu Zähnen und Zahnfleisch

## Schmaler, angewinkelter Bürstenkopf

Zum Reinigen schwer erreichbarer Stellen.

## Natürlich weiße Zähne



In klinischen Tests wurde nachgewiesen, dass äußerliche Verfärbungen durch Kaffee, Tee und Tabak verringert werden - für natürlich weiße Zähne.

## Sicher und sanft



Die Philips Sonicare ist eine sanfte elektrische Zahnbürste und eignet sich bei Zahnsparungen (Bürstenköpfe nutzen sich beim Putzen von Zahnsparungen schneller ab), Füllungen, Kronen, Veneers und Zahnfleischtaschen.

## Verbessert die Gesundheit des Zahnfleisches



Diese elektrische Schallzahnbürste von Philips Sonicare bietet eine optimale Reinigung in den Zahnzwischenräumen und entlang des Zahnfleischrands und verbessert so die Gesundheit Ihres Zahnfleisches in nur zwei Wochen.

## 2-Minuten-Timer




2-Minuten-Timer gewährleistet Einhaltung der von Experten empfohlenen Putzdauer

## Easy-Start




Langsame Erhöhung der Putzintensität über die ersten 12 Anwendungen

## 4-Quadranten-Timer



4-Quadranten-Timer – 30-Sekunden-Intervall-Timer für eine gleichmäßige Reinigung der vier Kieferquadranten.

## Zwei Geschwindigkeiten



Zwei Geschwindigkeiten

# Daten

## Zubehör

Bürstenkopfhalter

## Technische Daten

Stromverbrauch: 3 W

Geschwindigkeit: 31.000 Bewegungen pro Minute

Spannung: 230 V, 50 Hz (UK 240 V, 50 Hz)

Ladezeit: 24 hr

Akku: NiCd

## Weitere Funktionen

2-Minuten-Timer

Deluxe-Ladestandsanzeige

Ergonomisch geformter Griff

Bürstenköpfe im Lieferumfang enthalten: 1

Easy-Start-Funktion

Wellenförmige Bürstenköpfe

4-Quadranten-Timer

## Reinigungsleistung

Geschwindigkeit: Bis zu

31.000 Bürstenkopfbewegungen/Min.

