

# PHILIPS

## sonicare

Periuță de dinți  
reîncărcabilă

FlexCare Platinum

3 moduri, 3 intensități

2 capete de periere

Cu senzor de presiune

Sterilizator UV pentru capul de  
periere

HX9142/10



## Curățare excepțională între dinți

Îndepărtează până la 7 ori mai multă placă bacteriană dintre dinți\*

Cu nouă opțiuni unice de periere, un senzor de presiune intuitiv și tehnologie avansată a capului de periere, Philips Sonicare FlexCare Platinum depășește granițele curățării tradiționale pentru a oferi o îndepărtare excepțională a plăcii bacteriene și o sănătate îmbunătățită a gingiilor.

### Te ajută să îndeplinești recomandările de periere

- Te avertizează în momentul în care periezi prea intens
- Cronometre pentru a încuraja perierea riguroasă

### Oferă o experiență de periere personalizată

- Personalizează modul și intensitatea

### Furnizează o curățare excepțională pentru dinți și gingii

- Tehnologie sonică pentru o mai bună sănătate orală
- Îndepărtează până la 7 ori mai multă placă bacteriană dintre dinți
- Dovedit clinic că îmbunătățește sănătatea gingiilor în două săptămâni
- Noul cap de periere InterCare asigură curățare interdentară avansată

### Se potrivește stilului tău de viață

- Durată mare de viață a bateriei și toc de transport
- Toc de transport comod și încărcător

## Repere

### 9 experiențe de periere în total



FlexCare Platinum îți permite să alegi dintre trei moduri de curățare — Clean, White sau Gum Care — și trei setări de intensitate — Scăzută, Medie sau Ridicăta — pentru a crea o experiență de periere perfect personalizată pentru tine.

### Îmbunătățește sănătatea gingiilor în două săptămâni



Cu un mod special de îngrijire a gingiilor pentru curățare focalizată pentru a ajuta la reducerea sângerării și inflamării gingiilor, s-a demonstrat clinic faptul că FlexCare Platinum îmbunătățește sănătatea gingiilor în doar două săptămâni.

### Tehnologia capului de periere InterCare



Cu peri foarte lungi pentru a ajunge profund între dinți și de-a lungul liniei gingiei, noul nostru cap de periere InterCare dispune de o tehnologie avansată de curățare pentru îndepărtarea plăcii bacteriene și lustruirea dinților, precum și de peri cu rol de amintire care își schimbă culoarea de la albastru la alb când este momentul să schimbi capul de periere.

### Tehnologie sonică




Spre deosebire de periuța de dinți electrică tradițională, Philips Sonicare dispune de tehnologie sonică performantă. Acțiunea de curățare unică și dinamică a periuței Sonicare antrenează fluidele între dinți, îndepărtând ușor și eficient placa bacteriană dintre dinți și de-a lungul liniei gingiei.

### Pătrunde profund între dinți



FlexCare Platinum ajunge profund între dinți pentru îndepărtarea superioară a plăcii bacteriene. S-a demonstrat clinic faptul că îndepărtează de până la 7 ori mai multă placă bacteriană decât periuța manuală.

### Senzor de presiune intuitiv




FlexCare Platinum dispune de un senzor de presiune unic, intuitiv pentru a atenua perierea agresivă. Mânerul vibrează ușor pentru a te anunța că aplici prea multă presiune.

### Proiectat pentru stilul tău de viață



Tocul nostru premium de transport îți permite să depozitezi igienic periuța de dinți, în timp ce încărcătorul compact de voiaj menține bateria încărcată în timpul deplasărilor. Vei beneficia de două săptămâni de utilizare regulată la o singură încărcare, pentru a nu pierde acea senzație de prosepțime în timpul călătoriilor.

### Quadpacer și SmarTimer



FlexCare Platinum oferă două cronometre pentru a încuraja perierea riguroasă. Cronometrul pentru interval Quadpacer indică momentul în care trebuie să treci la altă pătrime din dantură, în timp ce SmarTimer te ajută să atingi durata de periere de două minute recomandată de medicul stomatolog.

### Toc de transport și încărcător



Este ușor să iei cu tine periuța FlexCare Platinum oriunde ai nevoie cu tocul de transport ușor de pus în bagaj și încărcătorul de voiaj compact.

## Specificații

### Alimentare

Tensiune: 110-220 V

### Specificații tehnice

Baterie: Reîncărcabilă

Durată de funcționare (de la Maxim la

Descărcat): Până la 3 săptămâni\*\*

Tip baterie: Litiu ION

### Design și finisaj

Culoare: Alb cu panou frontal metalic

### Service

Garanție: Garanție 2 ani

### Ușor de utilizat

Mâner: Design ergonomic subțire

Afișaj: Afișaj iluminat

Sistem capete de periere: Capete de periere cu

aplicare rapidă

Indicator baterie: Indicator luminos pentru baterie

Timp de periere: Până la 3 săptămâni\*\*

### Articole incluse

Mâner: 1 FlexCare Platinum

Capete de periere: 1 InterCare standard, 1

InterCare compact

Toc de transport: 1

Încărcător: 1

Sterilizator UV

### Performanță de curățare

Beneficii pentru sănătate: Îmbunătățește

sănătatea gingiilor în doar două săptămâni

Performanță: Elimină de până la 7 ori mai multă

placă bacteriană\*

Senzor de presiune: Mânerul vibrează pentru a te atenționa

Beneficii de albire: Ajută la îndepărtarea naturală a petelor

Viteză: Până la 62.000 de mișcări de periere pe minut

Cronometru: Quadpacer și SmarTimer

### Moduri

3 intensități: Redusă, Medie, Ridicată

Clean: Pentru o curățare zilnică impecabilă

Gum Care: Masează delicat gingiile

Alb: Îndepărtează petele de suprafață

