

PHILIPS

sonicare

Cepillo dental
eléctrico sónico

ProtectiveClean
4500

Sensor de presión incorporado

2 modos de limpieza

1 función BrushSync



HX6837/24



Dientes más blancos con un cepillado suave. Blanquea los dientes en tan solo 1 semana.

Note la diferencia de una limpieza suave con nuestro sensor de presión a la vez que blanquea los dientes en 1 semana.

Optimización de la higiene bucal comprobada

- Seguro y suave en zonas sensibles, ortodoncias y trabajos dentales
- Blanquea los dientes en solo una semana

Diseño pensando en usted

- Fomentando un cepillado a fondo
- La mejor manera de acostumbrarte a tu nuevo cepillo dental

Tecnología innovadora

- Tecnología avanzada sónica de Philips Sonicare
- Avisa cuando se cepilla los dientes con demasiada fuerza
- Conecta el mango inteligente a los cabezales inteligentes del cepillo
- Cómo saber cuándo hay que cambiar los cabezales del cepillo

Optimice su cepillado

- Modos Clean and White

Destacados

Dientes más blancos de forma natural



Coloca el cabezal del cepillo Blanqueamiento Optimal W2 para eliminar las manchas superficiales y conseguir una sonrisa más blanca. Se ha demostrado clínicamente que sus cerdas centrales de alta densidad para eliminar manchas blanquean los dientes en tan solo una semana.

Modos Clean and White




Si quieres centrarte en eliminar la placa o en dar a tus dientes un buen pulido, este cepillo dental eléctrico blanqueador te ayudará: el modo Limpieza proporciona una limpieza superior y el modo Blanqueamiento es ideal para eliminar las manchas de la superficie.

Seguro y suave



Le garantizamos que disfrutará de una experiencia de cepillado segura, ya que nuestra tecnología sónica es adecuada para usar con ortodoncia, empastes, coronas y carillas, y ayuda a evitar las caries y mejorar la salud de las encías.

¿Aplica demasiada presión?



Es posible que no te des cuenta de que te cepillas los dientes con demasiada fuerza, pero tu cepillo dental eléctrico con sensor de presión sí. Si ejerces demasiada presión en tus encías, el cepillo dental producirá un sonido intermitente para que reduzcas la presión.

Tecnología BrushSync




Philips Sonicare 4500 tiene una tecnología con microchip que detecta y sincroniza el cabezal inteligente del cepillo con el mango inteligente. El mango inteligente y el cabezal inteligente son una potente combinación que permite emitir recordatorios de sustitución inteligentes.

Recordatorio de sustitución BrushSync



Todos los cabezales de cepillos se desgastan con el tiempo. Sin embargo, nuestra tecnología BrushSync registra durante cuánto tiempo ha estado utilizando el cabezal del cepillo y con qué presión. Una luz en el mango y un pitido corto le avisarán cuando llegue el momento de reemplazarlo. Así, puede estar seguro de que el cabezal del cepillo funciona correctamente.

Temporizadores útiles




¿Necesitas un cepillo dental eléctrico con temporizador? Nuestro QuadPacer te permite saber cuándo has empleado el tiempo necesario limpiando cada parte de la boca, mientras que nuestro SmarTimer te informa de cuándo terminan los dos minutos recomendados de cepillado.

Tecnología Philips Sonicare



La tecnología avanzada sónica de Philips Sonicare expulsa agua entre los dientes, y sus movimientos fragmentan el sarro y lo remueven para ofrecer una excepcional limpieza diaria.

Programa Easy-Start



Cuando haces algo nuevo, siempre hay un periodo de adaptación. Por eso, nuestro programa Easy-Start te ofrece la opción de aumentar de forma suave y gradual la potencia de cepillado durante los primeros 14 usos de tu nuevo cepillo dental Philips Sonicare ProtectiveClean 4500.

Especificaciones

Energía

Voltaje: 110-220 V

Especificaciones técnicas

Tiempo de funcionamiento (de llena a vacía):

Hasta 2 semanas

Batería: Recargable

Tipo de batería: Iones de litio

Diseño y acabado

Color: Blanco y menta

Servicio

Garantía: Garantía limitada de dos años

Fácil de usar

Compatibilidad con otros mangos: Cabezales fáciles de montar

Mango: Diseño delgado y ergonómico

Indicador de batería: La luz muestra el estado de la batería

Tiempo de cepillado: Hasta 2 semanas

Recordatorio de reemplazo: Para garantizar siempre los mejores resultados, el icono de recordatorio se ilumina

Piezas incluidas

Cargador: 1

Cabezales de cepillado: 1 Blanqueamiento Optimal W2

Mango: 1 ProtectiveClean

Limpieza

Velocidad: Hasta 62 000 movimientos de cepillado/min

Beneficios para la salud: Ayuda a reducir las caries

Temporizador: Quadpacer y Smartimer

Beneficios del blanqueamiento: Blanquea los dientes en una semana

Respuesta a la presión: Mango que vibra para avisar al usuario

Modos

Clean: Para una limpieza diaria excepcional

Blanco: Elimina las manchas superficiales

Tecnología de sensor inteligente

Sensor de presión: Avisa al cepillar con demasiada fuerza

Recordatorio de sustitución BrushSync: Siempre sabrá cuándo, sustituir los cabezales del cepillo

