

# PHILIPS

## sonicare

Escova de dentes  
elétrica sónica

ProtectiveClean  
4300

Sensor de pressão integrado

1 modo de limpeza

1 x funcionalidade BrushSync



HX6801/08



## Dentes mais limpos, suave para a boca.

Remove até 7 vezes mais placa bacteriana do que uma escova de dentes manual

Sinta a diferença de uma limpeza suave com o nosso sensor de pressão enquanto remove até 7x mais placa bacteriana do que uma escova de dentes manual

### Proven to improve oral health

- Remove a placa bacteriana até 7x mais do que uma escova de dentes manual
- Segura e delicada em áreas sensíveis, em ortodontia e restaurações dentárias

### Designed around you

- O programa de início fácil ajuda a adaptar-se à sua rotina Philips Sonicare
- Incentivo para uma escovagem completa
- Saiba sempre quando substituir as cabeças da escova

### Innovative technology

- Permite-lhe saber se está a escovar com demasiada força
- Tecnologia sónica avançada da Philips Sonicare
- Liga a pega inteligente da escova e as cabeças inteligentes

# Destques

## Diga adeus à placa bacteriana



As cerdas de alta qualidade densamente agrupadas removem até 7 vezes mais placa bacteriana do que uma escova de dentes manual. A ponta com curvatura especial elétrica facilita o alcance dos dentes na parte posterior da boca.

## Segura e delicada



Pode usufruir de uma experiência de escovagem segura: a nossa tecnologia sónica é adequada para utilização com aparelhos ortodônticos, restaurações, coroas e capas, e ajuda a evitar cáries e a melhorar a saúde das gengivas.

## A única verdadeira tecnologia sónica




A tecnologia sónica avançada da Philips Sonicare aplica impulsos de água entre os dentes e as passagens da escova rompem e eliminam a placa bacteriana para uma excelente limpeza diária.

## Lembrete de substituição BrushSync



Todas as cabeças da escova se desgastam ao longo do tempo. Mas a nossa tecnologia BrushSync regista há quanto tempo está a utilizar a cabeça da escova e a pressão da sua escovagem. Quando for hora de a substituir, uma luz na pega e um breve sinal sonoro avisam. Desta forma, pode ter a certeza de que a cabeça da escova está a fazer um bom trabalho.

## Monitoriza a sua pressão de escovagem



Escovar com demasiada força pode danificar os dentes e as gengivas. Para evitar que isso aconteça, a Philips Sonicare ProtectiveClean emite um som pulsante agradável que serve de lembrete para aliviar a pressão.

## Tecnologia BrushSync



A tecnologia de microprocessador deteta e sincroniza a cabeça inteligente da escova com a pega. A pega inteligente e a cabeça

inteligente da escova são uma combinação poderosa que fornece avisos de substituição inteligentes.

## Adaptação fácil à sua nova rotina



Adaptar-se a algo novo pode demorar algum tempo. O nosso programa de início fácil oferece a opção de um aumento gradual e suave da potência de escovagem nas primeiras 14 utilizações da sua escova nova.

## Temporizadores úteis



Necessita de uma escova de dentes elétrica com temporizador? O nosso Quadpacer permite-lhe saber quando já passou a quantidade certa de tempo a escovar cada parte da sua boca, enquanto o nosso Smartimer indica quando terminar o período recomendado de dois minutos.

# Especificações

## Potência

Voltagem: 110-220 V

## Especificações técnicas

Pilha: Recarregável

Tempo de funcionamento (carga total a carga vazia): até 2 semanas

Tipo de pilha: Lões de lítio

## Design e acabamento

Cor: Azul-turquesa

## Assistência

Garantia: 2 anos de garantia limitada

## Fácil de utilizar

**Compatibilidade da pega:** Cabeças de escova de encaixe fácil

**Pega:** Design ergonómico esguio

**Indicador de bateria:** A luz indica o estado da bateria

**Tempo de escovagem:** até 2 semanas

## Itens incluídos

Carregador: 1

**Cabeças de escova:** 2 C2 Optimal Plaque Defence

Pega: 1 ProtectiveClean

## Desempenho de limpeza

**Velocidade:** Até 62 000 movimentos da escovagem/min.

**Performance:** Remove até 7 vezes mais placa

bacteriana\*

**Benefícios para a saúde:** Ajuda a reduzir as cáries

**Temporizador:** Quadpacer e SmarTimer

**Resposta da pressão:** A pega vibra para alertar o utilizador

## Modos

**Limpeza:** Para limpeza diária excepcional

**2 intensidades:** Baixa, Elevada

## Tecnologia de sensor inteligente

**Lembrete de substituição BrushSync:** Saiba sempre quando, substituir a cabeça da escova

**Sensor de pressão:** Alerta quando estiver a escovar com demasiada força

