

# PHILIPS

## sonicare



Periuță de dinți  
sonică electrică

ProtectiveClean 4300

Senzor de presiune integrat

1 mod de curățare

1 funcție BrushSync



HX6848/92

## Dinți mai albi. În mod delicat.

Dinți mai albi în doar o săptămână.

Simte diferența unei curățări delicate cu senzorul nostru de presiune, totodată albindu-ți dinții în doar o săptămână.

### S-a dovedit că îmbunătățește sănătatea orală

- Albește dinții în numai o săptămână

### Tehnologie inovatoare

- Un semnal discret pentru un periaj fără presiune
- Pacienții beneficiază la maximum de capetele lor de periere
- Tehnologie sonică avansată Philips Sonicare
- Conectează mânerul inteligent al periuței și capetele de periere inteligente
- Îmbunătățește sănătatea gingivală în numai 2 săptămâni

### Îmbunătățește sănătatea orală a pacienților

- Plombe, coroane dentare sau zone sensibile? Nicio grijă.

### Conceput pentru pacientul tău

- Un mod excelent de a te obișnui cu noua ta periuță de dinți
- Încurajare pentru un periaj temeinic

## Repere

### Dinți mai albi în mod natural



Atașează capul de periere W2 Optimal White pentru a elimina petele de suprafață și a dezvălui un zâmbet mai alb. Cu perii săi centrali deși pentru eliminarea petelor, s-a demonstrat clinic că albește dinții în numai o săptămână.

### Îmbunătățește sănătatea gingivală



Capul de periere i InterCare dispune de peri deși, foarte lungi și de înaltă calitate pentru a îndepărta placa bacteriană din zonele interdente greu accesibile. S-a dovedit clinic că reduce sângerarea și inflamarea gingiilor în doar două săptămâni.

### Prea multă presiune?



Pacienții pot să nu observe că își periază dinții prea intens, dar periuța lor de dinți nu va trece asta cu vederea. Dacă pacienții încep să aplice presiune pe gingii, periuța de dinți va emite un sunet intermitent pentru a le aminti să reducă presiunea.

### Sigură și delicată



Îți garantăm o experiență sigură de periere a dinților: tehnologia noastră sonică este adecvată pentru utilizare cu aparate dentare, plombe, coroane și fațete dentare, ajută la prevenirea cariilor și îmbunătățește sănătatea gingiilor.

### Tehnologie Philips Sonicare




Tehnologia sonică avansată Philips Sonicare mobilizează apă între dinți, iar mișcările sale de periere desprind și îndepărtează placa bacteriană pentru o curățare zilnică excepțională.

### Memento-uri inteligente de înlocuire



Toate capetele de periere se uzează în timp. Avem însă soluția: tehnologia noastră inteligentă de recunoaștere a capului de periere monitorizează cât timp pacienții au folosit capul de periere și cât de intens a fost periajul. Când este timpul să-l înlocuiești, sunt anunțați printr-un indicator luminos pe mâner. Astfel, pot avea siguranța că obțin rezultate mereu optime de la capul de periere.

### Cronometre utile




QuadPacer anunță pacienții când au acordat timpul optim fiecărei zone a gurii, în timp ce Smartimer îi înștiințează când s-au scurs cele două minute de periaj recomandate.

### Tehnologie BrushSync



O tehnologie cu microcip care detectează și sincronizează capul de periere inteligent cu mânerul inteligent. Mânerul inteligent și capul de periere inteligent reprezintă o combinație puternică care permite mementouri de înlocuire inteligente.

### Program cu pornire ușoară



Poate dura puțin să te obișnuiești cu ceva nou. De aceea, programul nostru cu pornire ușoară îți oferă opțiunea creșterii ușoare, treptate a puterii de periere pe parcursul primelor 14 utilizări ale noii periuțe de dinți.

# ProtectiveClean 4300

Periuță de dinți sonică electrică

HX6848/92

## Specificații

### Alimentare

Tensiune: 110-220 V

### Specificații tehnice

Baterie: Reîncărcabilă

Durată de funcționare (de la Maxim la

Descărcat): Până la 2 săptămâni

Tip baterie: Litiu ION

### Design și finisaj

Culoare: Alb cu albastru mediu

### Service

Garanție: Garanție 2 ani

### Ușor de utilizat

Mâner: Design ergonomic subțire

Indicator baterie: Indicator luminos pentru baterie

Compatibilitate cu mânerul: Capete de periere cu aplicare rapidă

Timp de periere: Până la 2 săptămâni

### Articole incluse

Mâner: 1 ProtectiveClean

Capete de periere: 1 W2c Optimal White compact, 1 ic InterCare compact, 1 Sensibil standard

Încărcător: 1

### Performanță de curățare

Beneficii pentru sănătate: Îmbunătățește sănătatea gingiilor în doar două săptămâni, Ajută la reducerea cariilor

Viteză: Până la 62.000 de mișcări de periere pe minut

Cronometru: Quadpacer și SmarTimer

Feedback privind presiunea: Mânerul vibrează pentru a te atenționa

### Moduri

Clean: Pentru o curățare zilnică impecabilă

2 intensități: Redusă, Ridică

### Tehnologie cu senzori inteligenți

Memento de înlocuire BrushSync: Știi întotdeauna când să, înlocuiești capetele de periere

Senzor de presiune: Înștiințează când perierea este prea intensă

