

**PHILIPS**

**sonicare**

聲波震動牙刷

Elite

HX7361



# 產品特點

## 專利強力清潔動力

可溫和而有效地接觸牙齒鄰面和牙齦邊緣。

## 弧形刷毛




超柔軟圓頭刷毛輕輕刷洗牙齒和牙齦

## 細長具角度的刷臂

有助清潔難刷部位。

## 令牙齒更自然潔白



臨床實驗證明，可顯著減少咖啡漬、茶漬和煙漬，令牙齒更自然潔白。

## 安全而溫和



Philips Sonicare 電動牙刷可溫和地用於齒列矯正器（用於齒列矯正器時刷頭耗損較快）、牙齒修復（補牙、牙冠、瓷貼面）與牙周袋。

## 改善牙齦健康



這個 Philips Sonicare 電動牙刷讓每個牙縫都享有最佳清潔效果，在短短兩週內即可改善牙齦健康。

## 智能計時器




2 分鐘計時器有助確保牙科專家推薦的刷牙時間

## 刷牙動力增強裝置




於最初 12 次使用時逐漸增強刷牙動力，讓您輕鬆適應 Sonicare 聲波震動牙刷。

## 四時段計時器



四時段 30 秒間隔提示確保均勻清潔口腔內各部位

## 雙速控制



# 規格

## 配件

牙刷頭擺放架: 是

## 技術規格

功率: 3 W

速度: 每分鐘擺動 31,000 次

電壓: 230 伏, 50赫茲 (英式 240 伏, 50赫茲)

充電時間: 24 hour(s)

可充電電池: 鎳鎘

## 其他功能

智能計時器: 是

優化充電顯示屏: 是

符合人體工學的流線型刷柄: 是

內附牙刷頭: 1

刷牙動力增強裝置: 是

弧形刷頭: 是

四時段計時器: 是

## 清潔效能

速度: 每分鐘刷動高達 31000 次

