

PHILIPS

sonicare

Sonična električna
četkica za zube

ProtectiveClean
4300

Ugrađeni senzor pritiska

1 režim čišćenja

BrushSync funkcija - podsetnik
za zamenu glave četkice

Putna torbica



HX6800/35



Čistiji zubi. Na nežan način.

Uklanja do 7x više naslaga u odnosu na običnu četkicu za zube

Osetite razliku nežnim čišćenjem uz pomoć našeg senzora pritiska i uklanjanje do 7x više naslaga od obične četkice za zube

Proven to improve oral health

- Odstranjuje do 7 puta više naslaga uz našu glavu četkice InterCare*
- Bezbedno i nežno u osetljivim oblastima, ortodontskim i zubarskim radovima

Designed around you

- Program za lak početak postepeno vas uvodi u rutinsku sa četkicom Philips Sonicare
- Podstiču na temeljno pranje
- Olakšava vam putovanje

Inovativna tehnologija

- Senzor vas obaveštava ako prejakno pritiskate
- Uvek ćete znati kada treba da zamenite glavu četkice
- Povezuje pametnu dršku sa pametnom glavom četkice
- Philips Sonicare napredna sonična tehnologija

Važne karakt.

Odstranjuje do 7 puta više naslaga




Postavite našu glavu četkice InterCare „na klik“ i poboljšajte zdravije desni za samo 2 nedelje. Veoma duga vlakna pomažu vam da uklonite više naslaga sa nepristupačnih mesta i između zuba za zdravije desni.

Pratite pritisak četkice pri pranju zuba



Ako previše pritiskate četkicu kada perete zube, možete oštetiti zube i desni. Da do toga ne bi došlo, Philips Sonicare ProtectiveClean emituje tih pulsirajući zvuk da vas podseti da ne pritiskate prejako.

Bezbedno i nežno



Možete da budete sigurni da ćete dobiti bezbedan doživljaj pranja zuba: naša sonična tehnologija pogodna je za korišćenje sa protezama, plombama, krunicama i oblogama, a doprinosi i sprečavanju karijesa i poboljšanju zdravlja desni.

Tehnologija Philips Sonicare



Philips Sonicare napredna sonična tehnologija pulsira vodu između zuba, a pokreti četkice razbijaju i uklanjaju naslage, za izvanredno svakodnevno čišćenje.

BrushSync podsetnik za zamenu glave četkice



Sve glave četkice se vremenom istroše. Ali naša tehnologija BrushSync prati koliko dugo koristite glavu četkice i koliko ste snažno trljali zube. Kada dođe vreme za zamenu, svetlo na dršci i kratak zvučni signal će vas o tome obavestiti. Na taj način možete biti sigurni da glava četkice dobro radi.

Podsticaj za temeljno pranje




Potrebna vam je električna četkica sa tajmerom? Naš QuadPacer će vas obavestiti kada ste proveli dovoljno vremena u čišćenju svakog dela usta, a funkcija SmarTimer vam javlja kada isteknu preporučena dva minuta za pranje.

Tehnologija BrushSync



Tehnologija koja u osnovi poseduje mikročip, detektuje i sinhronizuje pametnu glavu četkice sa pametnom drškom. Moćna kombinacija pametne drške i pametne glave četkice omogućava pametne podsetnike za zamenu.

Jednostavno privikavanje na novu rutinu



Ponekad je potrebno dosta truda da se priviknete na nešto novo. Naš program za lak početak nudi vam opciju postepenog i nežnog povećanja snage četkanja tokom prvih 14 pranja novom četkicom za zube.

Praktična putna torbica i punjač



Naša praktična putna torbica omogućava higijensko odlaganje četkice za zube, a sa kompaktnim postoljem za punjenje ne morate brinuti o punjenju kada ste na putu. Nakon jednog potpunog punjenja četkicu možete redovno koristiti dve nedelje, dok je punjač tu samo za duža putovanja.

Specifikacije

Dizajn i završnica

Boja: Crna, Pastelnoružičasta

Napajanje

Napon: 110–220 V

Tehničke specifikacije

Vreme rada (od pune do prazne baterije): 14 dana**

Baterija: Može da se puni

Tip baterije: Litijum-jonska

Servisiranje

Garancija: 2 godine ograničene garancije

Jednostavna upotreba

Drška: Tanak ergonomski dizajn

Indikator baterije: Lampica označava stanje baterije

Kompatibilnost sa drškama: Glava četkice koja se jednostavno postavlja „na klik“

Dodaci koji se dostavljaju

Drška: 2 ProtectiveClean

Putna torbica: 2

glave četkice: 2 i InterCare

Punjač: 1

Učinak čišćenja

Prednosti po zdravlje: Poboljšava zdravlje desni za samo dve nedelje, Pomaže u smanjenju karijesa

Performanse: Odstranjuje do 7 puta više

kamenca*

Brzina: Do 62000 poteza četkice po minutu

Tajmer: Quadpacer i SmartTimer

Povratne informacije o jačini pritiska: Drška vibrira i opominje korisnika

Režimi

Čišćenje: Za izvanredno svakodnevno čišćenje

2 intenziteta: Nisko, Visoko

Tehnologija pametnih senzora

BrushSync podsetnik za zamenu glave četkice:

Uvek ćete znati kada treba da, zamenite glavu četkice

Senzor pritiska: Upozorava vas kada previše snažno trljate zube

