

# PHILIPS

## sonicare

Електрическа звукова  
четка за зъби

ProtectiveClean 4300

Вграден сензор за натиск

1 режим на чистене

1 функция BrushSync



HX6888/98



## По-здрави венци. Постигнато с нежност.

Подобрете здравето на венците до 100% повече от ръчната четка за зъби

Почувствайте разликата на нежното почистване с нашия сензор за натиск, като същевременно подобрявате здравето на своите венци до 100% повече в сравнение с ръчната четка за зъби

### Доказано подобрява здравето на устата

- Подобрена звукова технология на Philips Sonicare

### Иновативна технология

- Деликатно напомняне за по-лек натиск
- Пациентите извличат максимума от техните глави на четка
- Свързва дръжката на смарт четката и главите на смарт четката

### Подобрява оралното здраве на пациентите

- Подобрява здравето на венците до 100%\*
- Пломби, корони или чувствителни зони? Не се тревожете.

### Проектирано с мисъл за вашия пациент

- Страхотен начин да свикнете с новата си четка за зъби
- Насърчаване за внимателно миене

## Акценти

### Подобрява здравето на венците



Плътно подредените, висококачествени косъмчета осигуряват още по-нежно почистване за премахване на плаката по линията на венците за подобряване на здравето на венците до 100% повече от ръчната четка за зъби. А специално извитият електрически връх улеснява достигането до зъбите в задната част на устата ви.

### Прекалено голям натиск?



Пациентите може да не забележат, ако натискат прекалено силно, но четката за зъби ще забележи. Ако пациентите започнат да натискат венците си прекалено силно, четката за зъби ще издаде пулсиращ звук като напомняне да не натискате толкова много.

### Безопасност и щадящо действие




Можете да сте уверени в безопасно почистване: нашата звукова технология е подходяща за използване върху брекети, пломби, коронки и фасети. Помага при предотвратяване на формирането на кариеси и подобрява здравето на венците.

### Технология Philips Sonicare



Подобрената звукова технология на Philips Sonicare завихря вода между зъбите, а движенията на четката отстранява плаката за изключително ежедневно почистване.

### Интелигентни напомнания за смяна




Всички глави на четки се износват с времето. Но ние сме помислили и за това: нашата смарт технология за разпознаване на четката проследява колко дълго пациентите са използвали главата на четката и колко силно са миели зъбите си. Когато е време да я смените ще бъдете уведомени със светлина на дръжката. По този начин можете да сте сигурни, че вашата глава на четката си върши добре работата.

### Технология BrushSync




Технология с микрочип, която открива и синхронизира главата на смарт четката със смарт дръжката. Сдвояването на смарт дръжката и главата на смарт четката е мощна комбинация, която позволява смарт напомнания за смяна.

### Полезни таймери



Нашият QuadPacer уведомява пациентите, когато са прекарали точното време за почистване на всяка част от устата, докато нашият Smartimer ви уведомява, когато изминат препоръчителните две минути за миене на зъбите.

### Програма Easy-start



Започването на нова дейност може да изисква известен период за привикване. Ето защо нашата програма за лесно започване ви дава възможност за постепенно, нежно увеличаване на мощността на почистване за първите 14 пъти използване на новата ви четка.

# Спецификации

## Захранване

**Напрежение:** 110 – 220 V

## Технически спецификации

**Време за работа (от пълно зареждане до**

**изтощаване):** До 2 седмици

**Батерия:** Акумулаторна

**Тип батерия:** Литиево-йонна

## Дизайн и покритие

**Цвят:** Умерено синьо

## Сервиз

**Гаранция:** 2 години ограничена гаранция

## Лесна употреба

**Индикатор за батерията:** Светлинният индикатор показва състоянието на батерията

**Съвместимост на дръжката:** Лесно поставяне на

главите с щракване

**Дръжка:** Тънък и ергономичен дизайн

**Време за почистване:** До 2 седмици

**Напомняне за замяна:** За да гарантира винаги най-добри резултати, иконата за напомняне светва

## Включени в комплекта

**Дръжка:** 1 ProtectiveClean

**Зарядно устройство:** 1

**Глави за четка:** 1 G3 Premium Gum Care, 1 InterCare стандартна, 1 W2c Optimal White compact

## Работни показатели при почистване

**Лечебен ефект:** Подобрява здравето на венците само за две седмици, Помага за намаляване на кариесите

**Скорост:** До 62 000 движения на четката/мин

**Таймер:** Quadpacer и Smartimer

**Обратна връзка при натиск:** Вибрираща дръжка, за да предупреждава потребителя при по-голям натиск върху зъбите

## Режими

**Clean:** За изключително ежедневно почистване

## Технология с интелигентен сензор

**Сензор за натиск:** Предупреждава при прекалено силно натискане на четката

**Напомняне за смяна BrushSync:** Винаги бъдете информирани кога да, смените главата на четката

