

PHILIPS

sonicare

聲波電動牙刷

Elite

HX7351



能更深入清潔口腔，效果更潔淨

唯一具有角度的聲波震動牙刷，能更深入清潔口腔，效果更潔淨。Sonicare 獨有的液體清潔動力，深入牙縫及難刷部位的同時，可以按摩牙齦，為您帶來與眾不同的潔齒體驗。

其他功能

- 智能計時器預設的刷牙時間為 2 分鐘
- 雙速控制
- 四時段 30 秒間隔提示確保均勻清潔口腔內各部位
- 刷牙動力增強裝置程式，使用戶適應 Sonicare 聲波震動牙刷

能更深入清潔口腔，效果更潔淨

- 細長具角度的刷臂
- 弧形刷毛
- 專利強力清潔動力

功效已獲臨床證實

- 只需兩星期就能改善牙齦健康
- 令牙齒更自然潔白
- 臨床實驗證明安全而溫和

產品特點

專利強力清潔動力

可溫和而有效地接觸牙齒鄰面和牙齦邊緣。

弧形刷毛



超柔軟圓頭刷毛輕輕刷洗牙齒和牙齦

細長具角度的刷臂

有助清潔難刷部位。

令牙齒更自然潔白




臨床實驗證明，可顯著減少咖啡漬、茶漬和煙漬，令牙齒更自然潔白。

安全而溫和



Philips Sonicare 電動牙刷可溫和地用於齒列矯正器（用於齒列矯正器時刷頭耗損較快）、牙齒修復（補牙、牙冠、瓷貼面）與牙周袋。

改善牙齦健康




這個 Philips Sonicare 電動牙刷讓每個牙縫都可享有最佳清潔效果，在短短兩週內即可改善牙齦健康。

智能計時器




2 分鐘計時器有助確保牙科專家推薦的刷牙時間

刷牙動力增強裝置




於最初 12 次使用時逐漸增強刷牙動力，讓您輕鬆適應 Sonicare 聲波震動牙刷。

四時設計時器



四時段 30 秒間隔提示確保均勻清潔口腔內各部位

雙速控制



規格

配件

牙刷頭擺放架: 是

技術規格

功率: 3 W

速度: 每分鐘擺動 31,000 次

電壓: 230 伏, 50赫茲 (英式 240 伏, 50赫茲)

充電時間: 24 hour(s)

可充電電池: 鎳鎘

其他功能

智能計時器: 是

優化充電顯示屏: 是

符合人體工學的流線型刷柄: 是

內附牙刷頭: 1

刷牙動力增強裝置: 是

弧形刷頭: 是

四時段計時器: 是

清潔效能

速度: 每分鐘刷動高達 31000 次

