

PHILIPS

sonicare

Cepillo dental eléctrico
sónico con aplicación

DiamondClean Smart
9300

Formación personalizada

Sensores int. del cabezal del
cepillo

Rec. intel. del cabezal del cepillo

4 modos, 3 intensidades



HX9903/01



Nuestro mejor cepillo dental, para un cuidado bucal completo

Siéntase seguro con una cobertura del 100 %

DiamondClean Smart es nuestro mejor cepillo dental, para un cuidado completo. Gracias a los cabezales del cepillo de alto rendimiento, puede ocuparse de todas las áreas de su salud bucal y nuestra tecnología Smart Sensor le ofrece comentarios y asesoramiento personalizados.

Optimización de la higiene bucal comprobada

- Elimina hasta 10 veces más placa* para una limpieza profunda
- Encías hasta siete veces más sanas en tan solo dos semanas
- Elimina hasta un 100 % más de manchas** en tan solo tres días

Asesoramiento en aplicación para cepillado perfecto

- Lo guía para cepillarse e indica las zonas sin cepillar
- Le avisa de las zonas que ha dejado sin cepillar para conseguir una cobertura del 100 %
- Empiece a cuidar mejor las zonas problemáticas
- Recibirá alertas cuando aplique demasiada presión durante el cepillado
- Lo guía para que reduzca la fricción

Optimice su cepillado

- Los cabezales del cepillo seleccionan automáticamente los ajustes óptimos
- Asegúrese de que saca el máximo partido al cabezal del cepillo
- Elija entre 4 modos y 3 ajustes de intensidad
- Vaso de recarga y estuche de viaje de alta calidad

Destacados

Di adiós al sarro




Coloca el cabezal del cepillo Control antiplaca Premium C3 para disfrutar de nuestra limpieza más profunda. Con laterales suaves y flexibles, las cerdas siguen la forma de los dientes para ofrecer cuatro veces más superficie de contacto*** y eliminar hasta 10 veces más placa en las zonas de más difícil acceso*.

Dientes más blancos, más rápido




Coloca el cabezal del cepillo Blanqueamiento Premium W3 para eliminar las manchas superficiales y mostrar tu sonrisa más blanca. Con sus densas cerdas centrales para eliminar las manchas, se ha demostrado clínicamente que elimina hasta un 100 % más de manchas en solo tres días**.

Zonas de enfoque y establecimiento de objetivos




¿Su dentista ha destacado algunas zonas problemáticas? Las resaltaremos en el mapa de la boca en 3D de la aplicación y le recordaremos que debe prestar especial atención a estas zonas.

Cuidado de las encías




Coloca el cabezal del cepillo Cuidado de las encías Premium G3 para mejorar la salud de tus encías. Su tamaño más pequeño y las cerdas orientadas a la línea de las encías ofrecen una limpieza tan suave como eficaz a lo largo de esta línea, donde se inician las enfermedades. Se ha demostrado clínicamente que ofrece hasta un 100 % menos de inflamación de las encías* y unas encías hasta siete veces más sanas en solo dos semanas*.

Ningún espacio sin limpiar




La aplicación Philips Sonicare le permite saber cuándo ha conseguido una limpieza profunda y lo ayuda a mejorar su cepillado.

¿Aplica demasiada presión?



Puede que no note que se está cepillando con demasiada fuerza, pero el DiamondClean Smart sí. Si ejerce demasiada presión, el anillo luminoso que hay en el extremo del mango parpadeará. Así le recuerda que debe aliviar la presión y dejar que el cabezal del cepillo trabaje. Siete de cada 10 personas opinan que esta función les ha ayudado a cepillarse mejor.

Función TouchUp



Si deja alguna zona mientras se cepilla los dientes, la función TouchUp de la aplicación la mostrará. Puede volver a dar otra pasada para asegurarse de que obtiene siempre una limpieza completa.

La simplicidad es la clave



Con un cepillo dental eléctrico, deja que haga todo el trabajo. Hemos integrado un sensor de fricción en el mango para recordarle que debe reducir el movimiento. De esta forma, podrá mejorar su técnica y conseguir una limpieza más suave y eficaz.

Especificaciones

Conectividad

Tecnología inalámbrica Bluetooth®: Aplicación de cepillado conectada

Potencia eléctrica

Voltaje: 110-220 V

Especificaciones técnicas

Tiempo de funcionamiento (de llena a vacía): 14 días*****

Batería: Recargable

Tipo de batería: Iones de litio

Diseño y acabado

Color: Blanco

Servicio

Garantía: Garantía limitada de dos años

Compatibilidad

Compatibilidad con Android: Teléfonos Android, Tabletas con Bluetooth 4.0

Compatibilidad con iOS: iPad de tercera generación o superior, iPhone 4S o superior, con iOS7 o superior

Facilidad de uso

Asa: Diseño delgado y ergonómico

Compatibilidad con otros mangos: Cabezales fáciles de montar

Pantalla: Pantalla iluminada

Indicador de batería: El ícono iluminado indica la vida útil de la batería

Reconocimiento del cabezal del cepillo: Se sincroniza con el modo óptimo

Recordatorio de reemplazo: Para garantizar siempre los mejores resultados, el ícono de recordatorio se ilumina

Elementos incluidos

Cabezales de cepillado: 1 Control antiplaca Premium C3, 1 Cuidado de las encías Premium G3, 1 Blanqueamiento Premium W3

Mango: 1 DiamondClean Smart

Funda de viaje: Estuche de viaje de alta calidad

Cargador de vaso: 1

Rendimiento de limpieza

Velocidad: Hasta 62 000 movimientos de cepillado/min

Rendimiento: Elimina hasta 10 veces más placa*

Beneficios de salud: Encías hasta siete veces más sanas****

Beneficios del blanqueamiento: Hasta un 100 % menos de manchas*****

Temporizador: BrushPacer y SmarTimer

Respuesta a la presión: El anillo se ilumina en morado, Mango que vibra para avisar al usuario

TouchUp: Garantiza un 100 % de cobertura

Modos

3 niveles de intensidad: Alta, Medio, Bajo
Limpieza: Para una limpieza diaria excepcional
Deep Clean+: Para una refrescante limpieza en profundidad

Salud de las encías: Especial atención a las muelas

White+: Para eliminar las manchas superficiales

Emparejamiento de modo BrushSync

Premium Plaque Control C3: Se empareja con el modo Limpieza

Cabezal del cepillo Cuidado de las encías Premium G3: Se empareja con el modo Salud de las encías

Cabezal del cepillo Premium White W3: Se empareja con el modo White+

Tecnología de sensor inteligente

Sensor de presión: Avisa al cepillar con demasiada fuerza

Sensor de ubicación: Controla y mejora la cobertura

Sensor de fricción: Lo guía para reducir la fricción

Mapa de la boca en 3D: Resalta las zonas problemáticas

TouchUp: Para cubrir las zonas que se han pasado por alto

Sensor de posición: Guía hacia las zonas que se hayan pasado por alto



* Elimina hasta 7 veces más placa que un cepillo dental manual
* *en comparación con un cepillo dental manual con la mejor pasta dental blanqueadora
* * en comparación con DiamondClean
* ****en el modo Salud de las encías en comparación con un cepillo dental manual a las dos semanas
* ****después de tres días de uso en el modo Blanqueamiento+ en comparación con un cepillo dental manual
* *****basado en dos períodos de cepillado de dos minutos al día, en modo estándar. APP Philips Sonicare no está disponible momentáneamente para México. Te notificaremos cuando puedas adquirirla.