

PHILIPS

sonicare

Електрическа звукова
четка за зъби

ProtectiveClean 5100

Вграден сензор за натиск

3 режима

1 функция BrushSync

с устройство за дезинфекция



HX6850/57



По-бели зъби. Направете го нежно.

Избелва зъбите само за 1 седмица.

Почувствайте разликата на нежното почистване с нашия сензор за натиск, докато избелвате зъбите си за 1 седмица.

Доказано подобрява здравето на устата

- Избелва зъбите само за една седмица

Проектирани по ваша мярка

- Насърчаване за внимателно миене
- Улеснява вашето пътуване
- Винаги знаете кога да смените вашите глави на четката

Иновативна технология

- Уведомява ви, ако натискате прекалено силно
- Подобрена звукова технология на Philips Sonicare
- Свързва дръжката на смарт четката и главите на смарт четката

Optimize your brushing

- Избирайте между три режима

Убива микробите върху главите с четки

- UV устройството за дезинфекция унищожава до 99% от бактериите и вирусите***


Акценти

Естествено по-бели зъби



Поставете главата на четката W DiamondClean за премахване на повърхностни петна и разкрийте своята най-бяла усмивка. Клинично доказано е, че избелва зъбите само за една седмица със своите гъсто разположени централни косъмчета за отстраняване на петна.

Три режима



Тази четка за зъби ви позволява да персонализирате своето миене на зъби спрямо нуждите ви с избор от три режима. Режим Clean е стандартен за превъзходно почистване. Режим White е идеален режим за премахване на повърхностни петна. А режим Gum Care добавя допълнителна минута миене с намалена мощност, за да можете нежно да масажирате венците си.

Включен е уредът за почистване с UV лъчи



Поддържайте главите за четката си Sonicare чисти със специално разработеното UV устройство за дезинфекция на Philips. Просто поставете 1 – 2 глави вътре и натиснете бутона. След 10 минути е готово. Убива до 99% от бактериите и вирусите без никакви химикали.***

Следете натиска при миене



Прекалено силното миене на зъби може да увреди зъбите и венците ви. За да предотврати това, Philips Sonicare ProtectiveClean издава лек пулсиращ звук, за да ви напомни да намалите натиска.

Технология BrushSync



Технология с микрочип, която открива и синхронизира главата на смарт четката със смарт дръжката. Сдвояването на смарт дръжката и главата на смарт четката е мощна комбинация, която позволява смарт напомняния за смяна.

Напомняне за смяна BrushSync



Всички глави на четки с времето се износват. Но нашата технология BrushSync проследява колко дълго сте използвали главата на четката и колко силно сте миели зъбите си. Когато е време да я смените ще бъдете уведомени със светлина на дръжката и кратък звуков сигнал. По този начин можете да сте сигурни, че вашата глава на четка си върши добре работата.

Полезни таймери



Имате нужда от електрическа четка за зъби с таймер? Нашият QuadPacer ви уведомява, когато сте прекарали точното време за почистване на всяка част от устата, докато нашият Smartimer ви уведомява, когато изминат препоръчителните две минути за миене на зъбите.

Технология Philips Sonicare



Подобрената звукова технология на Philips Sonicare завихря вода между зъбите, а движенията на четката отстранява плаката за изключително ежедневно почистване.

Удобен калф за пътуване и зарядно устройство



Нашият първокласен калф за пътуване ви позволява да съхранявате четката за зъби хигиенично, докато нашата компактна основа за зареждане ви осигурява захранване, когато сте в движение. С едно пълно зареждане получавате две седмици при редовно използване, но зарядното устройство е билет за по-продължителни пътувания.

Спецификации

Захранване

Напрежение: 110 – 220 V

Технически спецификации

Време за работа (от пълно зареждане до

изтощаване): До 2 седмици

Батерия: Акумулаторна

Тип батерия: Литиево-йонна

Дизайн и покритие

Цвят: Черено-сиво

Сервиз

Гаранция: 2 години ограничена гаранция

Лесна употреба

Индикатор за батерията: Светлинният индикатор

показва състоянието на батерията

Съвместимост на дръжката: Лесно поставяне на

главите с щракване

Дръжка: Тънък и ергономичен дизайн

Разпознаване на главата на четка: Синхронизира се в оптимален режим

Време за почистване: До 2 седмици

Напомняне за замяна: За да гарантира винаги най-

добри резултати, иконата за напомняне светва

Включени в комплекта

Дръжка: 1 ProtectiveClean

Зарядно устройство: 1

Глави за четка: 1 W2 Optimal White

Калф за пътуване: 1

Уред за почистване с UV лъчи: 1

Работни показатели при почистване

Лечебен ефект: Помага за намаляване на кариесите

Работни характеристики: Убива до 99% от

бактериите, и вирусите***

Скорост: До 62 000 движения на четката/мин

Таймер: Quadrascr и Smartimer

Предимства на изобелването: Избелва зъбите за 1

седмица

Обратна връзка при натиск: Вибрираща дръжка, за да предупреждава потребителя при по-голям натиск върху зъбите

Устройство за дезинфекция: Разработено за дезинфекция на Sonicare, глави за четка, Автоматично се изключва след, 10-минутен цикъл, Лесен и безопасен за използване, с натискането на един бутон, Вградено зарядно устройство за четки, Sonicare**

Режими

Clean: За изключително ежедневно почистване

Gum Care: Нежно масажирва венците

Бяло: Премахва повърхностните петна

Технология с интелигентен сензор

Сензор за натиск: Предупреждава при прекалено силно натискане на четката

Напомняне за смяна BrushSync: Винаги бъдете информирани кога да, смените главата на четката

