

# PHILIPS

## sonicare

Електрическа звукова  
четка за зъби

ProtectiveClean 4500

Вграден сензор за натиск

2 режима на чистене

1 функция BrushSync



HX6830/35



## По-бели зъби. Направете го нежно.

Избелва зъбите само за 1 седмица.

Почувствайте разликата на нежното почистване с нашия сензор за натиск, докато избелвате зъбите си за 1 седмица.

### Доказано подобрява здравето на устата

- Безопасно и нежно на чувствителни зони, ортодонтични приспособления и стоматологична работа
- Избелва зъбите само за една седмица

### Проектирани по ваша мярка

- Насърчаване за внимателно миене

### Иновативна технология

- Уведомява ви, ако натискате прекалено силно
- Винаги знаете кога да смените вашите глави на четката
- Подобрена звукова технология на Philips Sonicare
- Свързва дръжката на смарт четката и главите на смарт четката

### Optimize your brushing

- Режим Clean and White

## Акценти

### Естествено по-бели зъби



Поставете главата на четката W DiamondClean за премахване на повърхностни петна и разкрийте своята най-бяла усмивка. Клинично доказано е, че избелва зъбите само за една седмица със своите гъсто разположени централни косъмчета за отстраняване на петна.

### Режим Clean and White



Независимо дали искате да се фокусирате върху премахване на плака или за изключително полиране на вашите зъби, ние сме се погрижили за това: режим Clean осигурява превъзходно почистване, а режим White е идеален за премахване на повърхностни петна.

### Безопасност и щадящо действие



Можете да сте уверени в безопасно почистване: нашата звукова технология е подходяща за използване върху брекети, пломби, коронки и фасети. Помага при предотвратяване на формирането на кариеси и подобрява здравето на венците.

### Следете натиска при миене



Прекалено силното миене на зъби може да увреди зъбите и венците ви. За да предотврати това, Philips Sonicare ProtectiveClean издава лек пулсиращ звук, за да ви напомни да намалите натиска.

### Технология BrushSync



Технология с микрочип, която открива и синхронизира главата на смарт четката със смарт дръжката. Сдвояването на смарт дръжката и главата на смарт четката е мощна комбинация, която позволява смарт напомняния за смяна.

### Напомняне за смяна BrushSync



Всички глави на четки с времето се износват. Но нашата технология BrushSync проследява колко дълго сте използвали главата на четката и колко силно сте миели зъбите си. Когато е време да я смените ще бъдете уведомени със светлина на дръжката и кратък звуков сигнал. По този начин можете да сте сигурни, че вашата глава на четка си върши добре работата.

### Полезни таймери



Имате нужда от електрическа четка за зъби с таймер? Нашият QuadPacer ви уведомява, когато сте прекарали точното време за почистване на всяка част от устата, докато нашият Smartimer ви уведомява, когато изминат препоръчителните две минути за миене на зъбите.

### Технология Philips Sonicare



Подобрената звукова технология на Philips Sonicare завихря вода между зъбите, а движенията на четката отстранява плаката за изключително ежедневно почистване.

# Спецификации

## Захранване

Напрежение: 110 – 220 V

## Технически спецификации

Време за работа (от пълно зареждане до

изтощаване): До 2 седмици

Батерия: Акумулаторна

Тип батерия: Литиево-йонна

## Дизайн и покритие

Цвят: Пастелнорозово, Черено-сиво

## Сервиз

Гаранция: 2 години ограничена гаранция

## Лесна употреба

Индикатор за батерията: Светлинният индикатор

показва състоянието на батерията

Съвместимост на дръжката: Лесно поставяне на

главите с щракване

Дръжка: Тънък и ергономичен дизайн

Разпознаване на главата на четка: Синхронизира се в оптимален режим

Време за почистване: До 2 седмици

Напомняне за замяна: За да гарантира винаги най-добри резултати, иконата за напомняне светва

## Включени в комплекта

Дръжка: 2 ProtectiveClean

Зарядно устройство: 1

Глави за четка: 2 W2 Optimal White стандарт

## Работни показатели при почистване

Лечебен ефект: Помага за намаляване на кариесите

Скорост: До 62 000 движения на четката/мин

Таймер: Quadpacer и Smartimer

Предимства на избелването: Избелва зъбите за 1 седмица

Обратна връзка при натиск: Вибрираща дръжка, за да предупреждава потребителя при по-голям натиск върху зъбите

## Режими

Clean: За изключително ежедневно почистване

Бяло: Премахва повърхностните петна

## Технология с интелигентен сензор

Сензор за натиск: Предупреждава при прекалено силно натискане на четката

Напомняне за смяна BrushSync: Винаги бъдете информирани кога да, смените главата на четката

