

# PHILIPS

## sonicare

Periuță de dinți  
sonică electrică

FlexCare

3 moduri

2 capete de periere

2 mâner

Sterilizator UV pentru capul de  
periere

HX6972/38



## Curățare avansată

Periuță de dinți pentru curățarea delicată a dinților și a gingiilor

Tehnologia inovatoare furnizează rezultate mai bune. Acum există un mod garantat pentru sănătatea orală îmbunătățită. Este noua periuță de dinți electrică Philips Sonicare FlexCare, care se adaptează la nevoile tale de îngrijire orală.

### S-a dovedit că îmbunătățește sănătatea orală

- Îmbunătățește sănătatea gingiilor în doar două săptămâni
- Periuța de dinți Philips Sonicare ajută la albirea dinților

### Te îndrumă să urmezi recomandările dentiștilor

- Cronometrul pentru interval Quadpacer încurajează perierea riguroasă
- Cronometrul pentru două minute ajută la asigurarea timpului de periere recomandat

### Îți oferă curățare superioară

- Acțiunea de curățare dinamică Sonicare antrenează fluidele printre dinți
- Cap de periere DiamondClean pentru cea mai bună albire de la Sonicare
- Elimină de până la 7 ori mai multă placă bacteriană decât o periuță de dinți manuală

### Oferă o experiență de periere personalizată

- Program cu pornire ușoară pentru acomodarea la experiența Sonicare
- Trei moduri diferite pentru o experiență de curățare mai bună


# Repere

## Trei moduri de curățare diferite



Cele trei moduri includ un mod Clean pentru o curățare impecabilă în 2 minute, un mod White pentru eliminarea petelor de suprafață și un mod Massage pentru stimularea gingiilor.

## Îmbunătățește sănătatea gingiilor



Această periuță de dinți electrică Philips Sonicare oferă o curățare optimă între dinți și de-a lungul gingiilor, pentru o îmbunătățire a sănătății gingiilor în doar două săptămâni.

## Ajută la albirea dinților



Periuța de dinți electrică Philips Sonicare ajută la îndepărtarea și reducerea petelor de pe dinți pentru un zâmbet mai strălucitor.

## Elimină de până la 7 ori mai multă placă bacteriană




Elimină de până la 7 ori mai multă placă bacteriană din zonele greu accesibile decât o periuță de dinți manuală

## Tehnologie Sonică



Acțiunea dinamică unică a periuței de dinți electrice Philips Sonicare ajunge delicat și eficient adânc între dinți și de-a lungul liniei gingiei.

## Program cu pornire ușoară



Crește ușor puterea pe parcursul primelor 14 utilizări pentru a te acomoda cu experiența periuței electrice Philips Sonicare

## Quadpacer



Cronometrul pentru interval de 30 de secunde indică momentul în care termini fiecare pătrime a gurii și te avertizează să treci mai departe, oferind astfel o curățare mai consistentă la nivelul întregii guri

## SmarTimer



Cronometrul de 2 minute al acestei periuțe de dinți Philips Sonicare îți asigură timpul de periere recomandat de dentiști

## Cap de periere DiamondClean



Capetele de periere DiamondClean, cele mai bune capete de periere pentru albire de la Philips Sonicare, au peri cu rigiditate medie, în formă de romb, care înlătură eficient, dar totuși delicat placa bacteriană. Această periuță de dinți electrică Philips Philips Sonicare oferă o curățare excepțională și dinți mai albi în comparație cu o periuță de dinți manuală.



# Specificații

## Alimentare

Tensiune: 110-220 V

## Specificații tehnice

Durată de funcționare (de la Maxim la

Descărcat): Până la 2 săptămâni

Baterie: Reîncărcabilă

Tip baterie: Litiu ION

## Design și finisaj

Culoare: Negru

## Service

Garanție: Garanție 2 ani

## Ușor de utilizat

**Indicator baterie:** Indicator luminos pentru baterie

**Afișaj:** Afișaj iluminat

**Sistem capete de periere:** Capete de periere cu aplicare rapidă

**Mâner:** Design ergonomic subțire

**Timp de periere:** Până la 2 săptămâni

## Articole incluse

**Toc de transport:** 2

**Încărcător:** 1

**Capete de periere:** 2 capete DiamondClean standard

**Mânere:** 2 FlexCare

**Sterilizator UV:** 1

## Performanță de curățare

**Beneficii pentru sănătate:** Îmbunătățește sănătatea gingiilor în doar două săptămâni

**Viteză:** Până la 62.000 de mișcări de periere pe minut

**Performanță:** Elimină de până la 7 ori mai multă placă bacteriană\*

**Cronometru:** Quadpacer și SmarTimer

**Beneficii de albire:** Îndepărtează cu 100% mai multe pete\*, Dinți mai albi într-o săptămână

## Moduri

**Clean:** Pentru o curățare zilnică impecabilă

**Alb:** Îndepărtează petele de suprafață

**Massage:** Masaj revigorant

**2 rutine:** Go Care și Max Care

