

PHILIPS

sonicare

Periuță de dinți
sonică electrică

DiamondClean

5 moduri

2 capete de periere

Pahar de încărcare, toc de
transport

Încărcător USB de voiaj



HX9372/04



Dinți mai albi și mai sănătoși

Cea mai bună periuță electrică de dinți Philips Sonicare pentru albire

Cea mai bună albire de la Sonicare încorporată în cea mai elegantă periuță de dinți electrică Philips Sonicare. Alege Sonicare.

Proven to improve oral health

- Zâmbet mai strălucitor într-o săptămână cu capul de periere DiamondClean*
- Îmbunătățește starea de sănătate a gingiilor în numai 2 săptămâni*
- Îndepărtare de până la 7 ori mai bună a plăcii bacteriene comparativ cu o periuță de dinți manuală
- Sigur și delicat pentru cerințele tale în materie de igienă orală

Concepute pentru tine

- Programul cu pomire ușoară îți creează treptat rutina Philips Sonicare
- Cronometrele încurajează un periaj riguros de 2 minute
- Toc de transport cu încărcare USB și pahar de încărcare

Îți oferă curățare superioară

- Gât înclinat care ajută la curățarea zonelor dificile
- Tehnologie sonică avansată Philips Sonicare

Repere

Spune adio plăcii bacteriene




Perii deși, de înaltă calitate îndepărtează de până la 7 ori mai multă placă bacteriană decât o periuță de dinți manuală.

Dinți până la de 2 ori mai albi



Atașează capul de periere DiamondClean pentru a îndepărta delicat și totuși eficient petele de suprafață. Perii centrali deși pentru eliminarea petelor lucrează intens pentru a-ți oferi un zâmbet de 2 ori mai strălucitor în doar 7 zile.*

Îngrijește-ți gingiile



Grație curățării optime asigurate de DiamondClean, gingiile devin mai sănătoase în 2 săptămâni*. Eliminând până la de 7 ori mai multă placă bacteriană de-a lungul liniei gingiilor decât o periuță de dinți manuală*, vei beneficia de cel mai sănătos zâmbet.

Proiectat pentru o depozitare facilă



Tocul de transport USB de lux are și rol de încărcător, permițându-ți să-ți ții bateria încărcată în timpul deplasărilor. Pune periuța de dinți în toc și conectează-l la laptop sau la o priză de perete. Include totodată un suport pentru capul de periere pentru igienă sporită în timpul călătoriilor. În ceea ce privește încărcarea acasă, paharul modern de încărcare se potrivește elegant în baie și poate fi folosit și ca pahar de clătire a gurii după periaj. Pune periuța în pahar. Beneficiezi de două săptămâni de utilizare regulată la o singură încărcare.

Tehnologie Philips Sonicare



Tehnologia sonică avansată Philips Sonicare mobilizează apă între dinți, iar mișcările sale de periere desprind și îndepărtează placa bacteriană pentru o curățare zilnică excepțională.

QuadPacer și Smartimer



Un spălat riguros pe dinți durează doar 2 minute. Cronometrul QuadPacer îți arată când ai petrecut durata optimă de timp în fiecare zonă a gurii, în timp ce SmarTimer indică

scurgerea timpului total. Împreună te ajută să atingi timpul recomandat de periere, de fiecare dată.

Curăță locurile dificile



Forma unică a mânerului periuței DiamondClean în combinație cu capetele noastre de periere îți permit să cureți temeinic chiar și în zonele dificile, precum dinții din spate.

Obișnuiește-te cu noua ta rutină



Poate dura puțin să te obișnuiești cu ceva nou. Programul nostru cu pornire ușoară îți oferă opțiunea creșterii ușoare treptate a puterii de periere pe parcursul primelor 14 utilizări ale noii periuțe de dinți.

Periază-ți dinții cu încredere



Indiferent de nevoile tale, DiamondClean îți garantează o experiență sigură de periere a dinților. Tehnologia noastră sonică este adecvată pentru utilizare cu aparate dentare, plombe, coroane și fațete dentare și poate fi chiar folosită la tratamentul zilnic al afecțiunii gingivale.

Specificații

Alimentare

Tensiune: 110-220 V

Specificații tehnice

Durată de funcționare (de la Maxim la

Descărcat): Până la 3 săptămâni**

Baterie: Reîncărcabilă

Tip baterie: Litiu ION

Design și finisaj

Culoare: Amethyst

Service

Garanție: Garanție 2 ani

Ușor de utilizat

Indicator baterie: Pictograma iluminată indică durata de viață a bateriei

Afișaj: Afișaj iluminat

Sistem capete de periere: Capete de periere cu aplicare rapidă

Mâner: Design ergonomic subțire

Timp de periere: Până la 3 săptămâni**

Articole incluse

Toc de transport: Încărcător USB de voiaj

Mâner: 1 DiamondClean

Capete de periere: 2 capete DiamondClean standard

Pahar de încărcare: 1

Performanță de curățare

Beneficii pentru sănătate: Îmbunătățește sănătatea gingiilor în doar două săptămâni

Viteză: Până la 62.000 de mișcări de periere pe minut

Performanță: Elimină de până la 7 ori mai multă placă bacteriană*

Cronometru: Quadpacer și SmarTimer

Beneficii de albire: Albește dinții de 2 ori mai bine*

Moduri

Clean: Pentru o curățare zilnică impecabilă

Alb: Îndepărtează petele de suprafață

Gum Care: Masează delicat gingiile

Polish: Albește-ți și lustruiește-ți dinții

Sensitive: Curățare delicată a dinților și a gingiilor

