

PHILIPS

sonicare

Sonična električna
četkica za zube

FlexCare Platinum

3 režima, 3 intenziteta

2 glave četkice

Sa senzorom pritiska



HX9112/12



Dubinsko i nežno čišćenje

10 puta efikasnije uklanjanje kamenca i zdravije desni*

Uz četkicu za zube FlexCare Platinum čak i najdetaljnije čišćenje je dovoljno nežno da zaštiti zube i desni. Glava četkice AdaptiveClean i intuitivni senzor pritiska omogućavaju uklanjanje najveće količine kamenca i nežno iskustvo pranja zuba.

Proven to improve oral health

- Poboljšava zdravlje desni za samo 2 nedelje
- Odstranite do 10 puta više kamenca uz AdaptiveClean*
- Bezbedno i nežno za sve potrebe oralnog zdravlja

Designed around you

- Tajmeri vas podstiču da perete zube dva minuta
- Dug vek trajanja baterije i putna torbica
- Upozorava vas kada pregrubo perete zube

Pružava vrhunsko čišćenje

- Glava četkice AdaptiveClean prilagodava se liniji desni
- Režim dubinskog čišćenja izboriće se sa najproblematičnijim mestima

Optimize your brushing

- Naša jedinstvena tehnologija donosi moćno, ali i nežno čišćenje
- Odaberite jedan od 3 režima i 3 postavke intenziteta


Važne karakt.

Odstranjuje do 10 puta više kamenca




Glava četkice AdaptiveClean koja se postavlja „na klik“ pruža najdetaljnije čišćenje do sada. Ona ostvaruje 4 veći kontakt sa površinom** i uklanja do 10 puta više kamenca sa nepristupačnih mesta* i dubinski čisti duž linije desni i između zuba.

Vodite računa o desnim



Zahvaljujući optimalnom čišćenju pomoću glave četkice FlexCare, stanje desni će se poboljšati za 2 nedelje. Budući da ova četkica uklanja do 7 puta više kamenca duž linije desni u odnosu na običnu četkicu za zube, vaš osmeh će biti zdraviji nego ikada.

3 režima, 3 postavke intenziteta



FlexCare Platinum Connected omogućava zaista dubinsko čišćenje. Naše 3 postavke intenziteta unapređuju čišćenje, dok se 3 režima prilagodavaju vašim potrebama: režim čišćenja omogućava vrhunsko svakodnevno čišćenje, režim izbeljivanja uklanja površinske mrlje i režim dubinskog čišćenja donosi trenutno osveženje.

Intenzivno dubinsko čišćenje



Naš režim dubinskog čišćenja omogućuje vam da se usredsredite na određena područja i dodatno im se posvetite. Udružili smo jedinstvene pokrete glave četkice sa produžena 3 minuta pranja da bismo vam omogućili intenzivno i dubinsko čišćenje.

Prejak pritisak?




Vi možda ne primećujete kada previše pritiskate četkicu, ali to neće promaći četkici za zube FlexCare Platinum. Ako primenjujete preveliki pritisak, drška će blago vibrirati. Tako vas podseća na to da treba da smanjite pritisak i pustite glavu četkice da obavi svoj posao. 7 od 10 korisnika smatra da im je ova funkcija pomogla da unaprede tehniku pranja zuba.

Tehnologija Philips Sonicare




Moćne sonične vibracije pretvaraju pastu za zube u mehuriće koji se bore sa kamencem i usmeravaju ih duboko između zuba i duž linije desni. Istovremeno, četkica pravi 62.000 nežnih i efikasnih prelazaka preko površine zuba. Za samo dva minuta ostvarite isti učinak kao da ste mesec dana prali zube običnom četkicom.

Do 2 puta zdraviji zubi



Postavite našu glavu četkice AdaptiveClean „na klik“ da biste dubinski i nežno očistili desni i učinili ih do 2 puta zdravijim nego kada koristite običnu četkicu za zube. Meke gumene strane se prilagodavaju konturama zuba i desni i apsorbuju prekomeran pritisak. Vlakna mogu da prodru duboko između zuba i omogućavaju prijatno i efikasno dubinsko čišćenje.

Quadpacer i Smartimer



Za samo 2 minuta možete temeljno da operete zube. QuadPacer vas obaveštava kada ste dovoljno vremena proveli čisteći određeni deo usta, dok se Smartimer oglašava kada vreme istekne. Ovi tajmeri vam pomažu da perete zube na preporučeni način svaki put.

Perite zube samouvereno



Bez obzira na to šta vam je potrebno, FlexCare Platinum garantuje bezbedno iskustvo pranja zuba. Sonična tehnologija je pogodna za korišćenje sa protezama, plombama, krunicama i navlakama, a ujedno može da se koristi za svakodnevni tretman bolesti desni.

Specifikacije

Dizajn i završnica

Boja: Siva

Napajanje

Napon: 110–220 V

Tehničke specifikacije

Vreme rada (od pune do prazne baterije): Do 3 nedelje**

Baterija: Može da se puni

Tip baterije: Litijum-jonska

Servisiranje

Garancija: 2 godine ograničene garancije

Jednostavna upotreba

Drška: Tanak ergonomski dizajn

Indikator baterije: Lampica označava stanje baterije

Ekran: Osvetljeni ekran

Sistem glave sa četkicom: Glava četkice koja se jednostavno postavlja „na klik“

Vreme pranja zuba: Do 3 nedelje***

Dodaci koji se dostavljaju

Drška: 1 FlexCare Platinum

Putna torbica: 1

glave četkice: 1 AdaptiveClean, 1 InterCare standardna

Punjač: 1

Učinak čišćenja

Prednosti po zdravlje: Poboljšava zdravlje desni za samo dve nedelje

Brzina: Do 62000 poteza četkice po minutu

Performanse: Odstranjuje do 10 puta više kamenca*

Senzor pritiska: Drška vibrira i opominje

korisnika

Tajmer: Quadpacer i SmarTimer

Pomaže pri izbeljivanju: Pomaže pri prirodnom uklanjanju mrlja

Režimi

3 intenziteta: Nisko, Srednje, Visoko

Čišćenje: Za izvanredno svakodnevno čišćenje

Dubinsko čišćenje: Za osvežavajuće dubinsko čišćenje

Bela: Uklanja površinske mrlje

