

PHILIPS

sonicare

„Sonic“ elektrinis
dantų šepetėlis

ProtectiveClean
6100

Integruotas spaudimo jutiklis

3 režimai, 3 intensyvumo
nustatymai

2 „BrushSync“ funkcijos

Kelioninis dėklas



HX6877/68



Baltesni dantys. Švelnus valymas.

Baltesni dantys vos per 1 savaitę.

Pajuskite švelnaus dantų valymo skirtumą naudodami spaudimo jutiklį, džiaukitės baltesniais dantimis vos per 1 savaitę.

Proven to improve oral health

- Saugiai ir švelniai valo jautrias vietas, tinka naudoti ortodontinio gydymo metu
- Baltesni dantys vos per savaitę

Designed around you

- Skatinimas valyti kruopščiai
- Keliaukite lengviau

Innovative technology

- Praneša, jei spaudžiate per stipriai
- Visada žinokite, kada reikia keisti šepetėlio galvutes
- Pažangi „Philips Sonicare“ technologija „Sonic“
- Sujungia išmaniąją šepetėlio rankeną ir išmaniąsias šepetėlio galvutes

Optimize your brushing

- Trys režimai, trys intensyvumo nustatymai
- Šepetėlių galvutės parenka optimalų režimą ir intensyvumą

Ypatybės

Natūraliai baltesni dantys



Uždėkite šepetėlio galvutę „W2 Optimal White“, norėdami pašalinti paviršines dėmes ir džiągtis baltesne šypsena. Viduryje yra tankūs, dėmes šalinantys šereliai. Klinikiniais tyrimais įrodyta, kad dantys tampa baltesni vos per vieną savaitę.

Valymasis savu būdu



Su šiuo dantų šepetėliu individualiai pritaikysite valymą rinkdamiesi iš trijų režimų ir trijų intensyvumų. Valymo režimas yra standartinis ir skirtas geriausiam valymui. Balinimo režimas puikiai tinka paviršinėms dėmėms šalinti. Dantenų priežiūros režime pridėdama papildoma ne tokio galingo valymo minutė, kad švelniai pamasažuotumėte dantenas. Trys intensyvumo nustatymai gali būti keičiami nuo „didžiausio“ iki „mažiausio“ derinant su intensyvumais iš kairės į dešinę.

Saugiai ir švelniai



Galite būti tikri, kad valysite dantis saugiai: mūsų technologija „Sonic“ tinkama naudoti dėvint kabes, karūnėles, turint plombų ir dantų


su karūnėlėmis, ją galima naudoti siekiant išvengti dantų gedimo ir kasdienei dantenų sveikatai gerinti.

„Philips Sonicare“ technologija



Pažangi „Philips Sonicare“ technologija „Sonic“ veikia suplakdama vandenį tarpdančiuose, o šepetėlio braukiamaisiais judesiais suardomos ir išvalomos apnašos, kad dantys kasdien būtų išskirtinai švarūs.

Stebi spaudimą valymo metu



Per stipriai valydami dantis galite pažeisti dantis ir dantenas. Norint to išvengti, „Philips Sonicare ProtectiveClean“ skleidžia švelnų pulsuojančią garsą, kad įspėtų, jog spaudžiate per stipriai.

Technologija „BrushSync“



Technologija su integruotu lustu aptinka ir sinchronizuoja išmaniąją šepetėlio galvutę su išmaniąja rankena. Išmaniosios rankenos ir išmaniosios šepetėlio galvutės pora yra galingas derinys, dėl kurio veikia išmanusis režimas ir išmanieji šepetėlio galvutės keitimo priminimai.

Režimo ir intensyvumo poravimas




Svarstote, kurį režimą ir intensyvumą naudoti? Daugiau nebesvarstykite. „BrushSync“ režimų poravimo funkcija nurodo išmaniajai rankenai, kurią šepetėlio galvutę naudojate. Tad, pvz., jei uždėsite dantenų priežiūros šepetėlio galvutę, dantų šepetėlis parinks dantenoms optimalų režimą ir intensyvumą. Jums tereikia paspausti įjungimo mygtuką.

„BrushSync“ šepetėlio galvutės keitimo priminimas



Visos šepetėlio galvutės bėgant laikui nusidėvi. Tačiau mūsų technologija „BrushSync“ stebi, kiek laiko naudojote šepetėlio galvutę ir kaip stipriai valėte dantis. Kai ateis laikas ją pakeisti, apie tai perspės ant rankenos esantis šviesos indikatorius ir trumpas pytelėjimas. Taip būsite tikri, kad šepetėlio galvutė valo efektyviai.

Naudingas laikmačius



Reikalingas elektrinis dantų šepetėlis su laikmačiu? Mūsų „QuadPacer“ perspėja, kai praeina pakankamai laiko valant kiekvieną burnos dalį, o „Smartimer“ praneša praėjus dviem rekomenduojamoms valymo minutėms.

Specifikacijos

Maitinimas

Įtampa: 110–220 V

Techniniai duomenys

Baterija: Pakartotinai įkraunama

Veikimo laikas (nuo visiškai įkrauto iki išsikrovusio): Iki 2 savaičių

Baterijos tipas: Ličio jonų

Dizainas ir apdaila

Spalva: Balta, sidabrinė

Techninė priežiūra

Garantija: 2-jų metų ribota garantija

Lengva naudoti

Rankenėlė: Plonas ir ergonomiškas dizainas

Baterijos indikatorius: Indikatorius parodo baterijos įkrovą

Rankenos suderinamumas: Lengvai tvirtinamos šepetėlio galvutės

Šepetėlio galvutės atpažinimas:

Sinchronizuojama su optimaliu režimu

Valymo laikas: Iki 2 savaičių

Pakeitimo priminimas: Kad visada užtikrintų geriausius rezultatus, užsideda priminimo piktograma

Pridėti priedai

Įkroviklis: 1

Rankenėlė: 1 „ProtectiveClean“

Šepetėlių galvutės: 1 „W2 Optimal White“

Kelioninis dėklas: 1

UV dezinfekavimo priemonė: 1

Valymo veiksmingumas

Greitis: Iki 62 000 šepetėlio judesių per min.

Nauda sveikatai: Pagerina dantenų sveikatą vos per dvi savaites, Padeda sumažinti ertmių

Laikmatis: „Quadpacer“ ir „SmarTimer“ laikmačiai

Atsakomoji reakcija į spaudimą: Naudotojas įspėjamas rankenėlės vibravimu

Režimai

„Clean“: Išskirtiniam valymui kasdien

3 intensyvumo nustatymai: Žemas, Vidutinis, Aukštas

„Gum Care“: Švelniai masažuoja dantenas

Balta: Pašalina paviršines dėmes

„BrushSync“ režimas-poravimas

„C2 Optimal Plaque Control“: Suderinama su „Clean“ režimu

„G2 Optimal Gum Care“: Poruojama su dantenų priežiūros režimu

„W2 Optimal White“: Poruojama su

balinamuoju režimu

Išmanioji jutiklinė technologija

„BrushSync“ keitimo priminimas: Visada žinokite, kada, keisti šepetėlio galvutes

Spaudimo jutiklis: Įspėja, kai valoma per stipriai

Technologija „BrushSync“: Sujungia išmaniają rankeną su, išmaniaja šepetėlio galvute

