

PHILIPS

sonicare

Opladbare, sonische
tandenborstel

FlexCare



HX6982



Grondige reiniging

De innovatieve technologie zorgt voor betere resultaten. Nu is er een manier die een betere mondhygiëne garandeert. Het is de nieuwe Sonicare FlexCare van Philips die zich aanpast aan uw mondverzorgingsbehoeften.

Bewezen verbetering van de mondhygiëne

- Klinisch bewezen veilig en zacht
- Natuurlijk wittere tanden dankzij gepatenteerde sonische technologie
- Verbeterd gezondheid van tandvlees in slechts twee weken

Helpt de aanbevelingen van tandartsen op te volgen

- De timer van 2 minuten zorgt ervoor dat u de aanbevolen poetstijd aanhoudt
- Quadpacer-intervaltimer stimuleert grondig poetsen

Superieure reiniging

- De dynamische vloeistofwerking van Sonicare stuwt vloeistof tussen de tanden
- Opzetborstel met gebogen nek voor het beter poetsen van de kiezen
- UV-opzetborstelreiniger: voor een hygiënisch schone opzetborstel

Voor een gepersonaliseerde poetservaring

- Met het Easy-start-programma kunt u geleidelijk wennen aan de Sonicare-tandenborstel
- Drie verschillende poetsstanden voor een schoner gebit

Kenmerken

Sonische technologie



De Philips Sonicare elektrische tandenborstel biedt een unieke dynamische reiniging die op efficiënte en milde wijze de tanden en het tandvlees reinigt.

Opzetborstel met gebogen nek



Deze tandenborstel heeft een unieke opzetborstel met gebogen nek waardoor de kiezen beter kunnen worden gepoetst en de tandplak ook op moeilijk bereikbare plaatsen wordt verwijderd.

UV-opzetborstelreiniger

Alles-in-één-oplossing voor reinigen, opladen en opbergen. De UV-opzetborstelreiniger helpt de ziektekiemen op de opzetborstel te verwijderen. Het UV-licht doodt tot 99% van de bacteriën.*

Natuurlijk wittere tanden



Het is aangetoond dat de dynamische reinigingswerking van deze tandenborstel en het optimale contact met elke afzonderlijke tand verkleuringen van uw tanden verwijderen voor een witter gebit.

Veilig en zacht



Philips Sonicare is een zachte elektrische tandenborstel voor beugels (opzetborstels slijten sneller als ze met een beugel worden gebruikt) en is ook veilig voor tandheelkundige restauraties (vullingen, kronen, facings) en parodontale pockets.

Verbeterd de gezondheid van uw tandvlees




Deze Philips Sonicare elektrische tandenborstel biedt optimale reiniging tussen de tanden en langs het tandvlees, voor gezonder tandvlees in slechts twee weken.

SmarTimer




De timer van 2 minuten op deze Philips Sonicare elektrische tandenborstel zorgt ervoor dat u de door tandartsen aanbevolen poetstijd aanhoudt

Quadpacer



De intervaltimer van 30 seconden geeft aan wanneer u elk kwadrant van uw gebit hebt gepoetst, zodat u alle vier de kwadranten van uw gebit even lang en grondig reinigt

Easy-start-programma



Voert de poetskracht geleidelijk op tijdens de eerste 14 poetsbeurten, zodat u rustig kunt wennen aan de Philips Sonicare elektrische tandenborstel

Drie verschillende poetsstanden



De drie poetsstanden zijn een reinigungsstand voor een schoon gebit in 2 minuten, een gevoelige stand voor een zachte maar grondige reiniging van het tandvlees en een massagestand voor het stimuleren van het tandvlees.



Specificaties

Ontwerp en afwerking

Kleur: Wit met hemelsblauwe handgreep en chromen voorpaneel

Vermogen

Spanning: Oplader voor verschillende voltages

Technische specificaties

Batterij: Opladbaar

Service

Garantie: 2 jaar beperkte garantie

Gebruiksgemak

Batterij-indicator: Brandend lampje geeft de levensduur van de batterij aan

Handvat: Gestroomlijnd, ergonomisch ontwerp en rubberen handgreep voor eenvoudig gebruik.

Systeem voor opzetborstel: Opzetborstel die eenvoudig is te bevestigen voor een optimale hygiëne

Poetstijd: 42 keer 2 minuten poetsen OF 3 weken

Meegeleverde artikelen

Docking station: 1 oplader voor verschillende voltages met UV-opzetborstelreiniger en 1 reisoplader voor verschillende voltages

Gekleurde ringen voor de opzetborstels: 3 gekleurde ringen om makkelijk te delen

UV-reiniger: 1 UV-opzetborstelreiniger

Reinigingsprestaties

Opzetborstels: 1 standaard ProResults-opzetborstel voor een complete reiniging en 1 compacte ProResults-opzetborstel voor een nauwkeurige reiniging

Snelheid: Tot 62.000 poetsbewegingen/min

Gezondheidsvoordelen: Helpt bij het verbeteren van de gezondheid van uw tandvlees

Prestaties: Verwijdert tot 83% tandplak op moeilijk bereikbare gebieden

Timer: Quadpacer en SmarTimer

Wittere tanden: Helpt bij het verwijderen van aanslag die onder andere wordt veroorzaakt door thee en koffie

Poetsstanden: 3 poetsstanden: Clean, Sensitive, Massage en 2 poetsroutines: Max Care en GoCare

