

PHILIPS

sonicare

Elektrische
Schallzahnbürste

DiamondClean

5 Putzprogramme

2 Bürstenköpfe

Ladeglas, USB-Reiseladeetui

Rose Gold Edition



HX9312/04



Weißere, gesündere Zähne ein Leben lang

Die beste Philips Sonicare Schallzahnbürste für weiße Zähne

Die beste Philips Sonicare Leistung für weiße Zähne mit unserer elegantesten elektrischen Sonicare Schallzahnbürste. Wechseln Sie zur Philips Sonicare Zahnbürste.

Für eine gute Mundgesundheit

- Strahlenderes Lächeln in einer Woche mit unserem DiamondClean-Bürstenkopf*
- Verbessert die Gesundheit des Zahnfleisches innerhalb von nur zwei Wochen*
- Bis zu 7 x bessere Plaque-Entfernung als mit einer Handzahnbürste
- Wählen Sie aus 5 Putzprogrammen einschließlich Polish und Sensitive
- Sicher und sanft für Ihre Mundgesundheit

Abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse

- Timer motivieren zu gründlichem Zähneputzen über 2 Minuten
- USB-Reiseladeetui und Ladeglas

Hervorragende Reinigung

- Angewinkelte Form zur besseren Reinigung von schwierigen Stellen
- Unsere einzigartige Technologie bietet eine leistungsstarke und dennoch sanfte Reinigung

Besonderheiten

Bis zu 2 Mal weißere Zähne




Stecken Sie unseren DiamondClean-Bürstenkopf für eine sanfte und dennoch effektive Entfernung von oberflächlichen Verfärbungen auf. Die dicht stehenden Mittelborsten zur Fleckentfernung machen Ihr Lächeln in nur 7 Tagen 2 Mal weißer.*

Verabschieden Sie sich von Plaque



Die dicht angeordneten, hochwertigen Borsten entfernen bis zu 7 x mehr Plaque als eine Handzahnbürste.

Pflegen Sie Ihr Zahnfleisch



Mit optimaler Reinigung durch Ihre DiamondClean wird Ihr Zahnfleisch in 2 Wochen* gesünder. Dabei wird bis zu 7 Mal


mehr Plaque entlang des Zahnfleischrands entfernt als mit einer Handzahnbürste*, und Sie erhalten Ihr gesündestes Lächeln.

5 Putzprogramme zum Reinigen ganz nach Ihren Bedürfnissen



Mit der DiamondClean erhalten Sie jeden Tag eine erfrischende Reinigung. Unsere 5 Putzprogramme stellen sich all Ihren Anforderungen: Clean – für außergewöhnliche tägliche Reinigung, Gum Care – für sanfte Zahnfleisch-Massage, Polish – für das Aufhellen Ihres Lächelns, Sensitive – für eine sanfte und dennoch effektive Reinigung von empfindlichem Zahnfleisch, und White – das ideale Programm zur Entfernung von oberflächlichen Verfärbungen.

2-Minuten-Timer und 4-Quadranten-Timer



Es dauert nur 2 Minuten, um Ihre Zähne gründlich zu putzen. Unser 4-Quadranten-Timer informiert Sie, wenn Sie jeden Teil Ihres Mundes lange genug geputzt haben, während unser 2-Minuten-Timer signalisiert,

wann Ihre Gesamtzeit abgelaufen ist. Gemeinsam helfen sie Ihnen dabei, immer die empfohlene Putzdauer zu erreichen.

Erreichen Sie auch schwierige Stellen



Das einzigartig geformte Handstück Ihrer DiamondClean-Zahnbürste und unsere Bürstenköpfe ermöglichen selbst an schwierigen Stellen wie den Backenzähnen eine gründliche Reinigung.

Philips Sonicare-Technologie



Leistungsstarke Schall-Vibrationen bewirken eine besonders effektive dynamische Flüssigkeitsströmung. Zahnpasta und Speichel werden zu einer mit Sauerstoff angereicherten Flüssigkeit vermischt, durch die Zahnzwischenräume gepresst und entlang des Zahnfleischrands gespült. Gleichzeitig werden Ihre Zähne sanft, aber effektiv mit 62.000 Bürstenkopfbewegungen geputzt. In nur 2 Minuten putzen Sie so viel wie in einem Monat von Hand.

Daten

Leistung

Stromspannung: 100 bis 240 V; 50 bis 60 Hz

Technische Daten

Batterie: Wiederaufladbar

Betriebsdauer (voller bis leerer Akku): Bis zu 3 Wochen*

Batterietyp: Lithium-Ionen

Design und Materialausführung

Farbe: Rose Gold

Service

Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte Garantie

Benutzerfreundlichkeit

Akkuanzeige: Beleuchtetes Symbol zeigt Akkustand an

Bürstenkopfsystem: Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe

Handstück: Schlankes, ergonomisches Design

Anzeige: Beleuchtetes Display

Artikel enthalten

Reiseetui: USB-Reiseladeetui

Bürstenköpfe: 1 DiamondClean, Mini, 1 DiamondClean, Standard

Handstück: 1 DiamondClean

Ladeglas: 1

Reinigungsleistung

Geschwindigkeit: Bis zu 62.000

Bürstenkopfbewegungen/Min.

Vorteile für die Gesundheit: Verbessert die

Gesundheit Ihres Zahnfleisches in nur 2 Wochen

Leistung: Entfernt bis zu 7 x mehr Plaque*

Weißer Zähne: Zweifach weißere Zähne*

Timer: 4-Quadranten-Timer und 2-Minuten-Timer

Programme

Clean: Für ausgezeichnete tägliche Reinigung

Gum Care: Massiert sanft das Zahnfleisch

Weiß: Entfernt oberflächliche Verfärbungen

Polnisch: Aufhellen und Polieren Ihrer Zähne

Sensitive: Sanfte Reinigung für Zähne und Zahnfleisch

