

# PHILIPS

## sonicare

Standardne glave za  
soničnu četkicu za zube

C3 Premium Plaque  
Defence

Pakovanje od 2

Standardna veličina

Postavljanje „na klik“

Uparivanje u BrushSync režimu

HX9042/33



## Naša glava četkice koja najtemeljnije čisti

Do 10 puta efikasnije uklanjanje naslaga\* za odlične rezultate

Za čišćenje jedinstveno poput vašeg osmeha. Naša četkica C3 Premium Plaque Defence prilagođava se konturama zuba i desni zahvaljujući mekim i savitljivim stranama koje omogućavaju 4 puta veći kontakt s površinom od obične glave četkice\*\* kako bi pružila prijatno dubinsko čišćenje.

### Innovative technology

- Philips Sonicare napredna sonična tehnologija
- Automatski izbor optimalnog režima za vrhunske rezultate\*\*\*

### Designed to optimize performance

- Testirano da ispuni vaše potrebe za oralnom higijenom
- Uvek ćete znati kada treba da je zamenite. Efikasno čišćenje svaki put.
- Dizajn koji omogućava lako postavljanje glave četkice

### Philips Sonicare's deep clean


- Do 4 puta više kontakta sa površinom\*\* za dubinsko čišćenje bez napora

### Za izuzetno uklanjanje kamenca

- Uklanja do 10 puta više naslaga u odnosu na običnu četkicu za zube


## Važne karakt.

### Oprostite se od naslaga



Zahvaljujući fleksibilnom dizajnu, uklanja do 10 puta više naslaga sa nepristupačnih područja\* za pravo dubinsko čišćenje duž linije desni i između zuba.

### Tehnologija prilagodljivog čišćenja



Zahvaljujući našoj tehnologiji prilagodljivog čišćenja, ostvarujete personalizovano čišćenje pri svakom pranju zuba. Meke gumene strane na glavi četkice C3 Premium Plaque Defence savijaju se kako bi se prilagodile obliku zuba i desni, amortizujući suvišni pritisak pri pranju i povećavajući snagu soničnog čišćenja. Vlakna se potom prilagođavaju obliku zuba i desni, tako da se ostvaruje do 4 puta više kontakta sa površinom nego sa običnom glavom četkice\*\* i postiže dublje čišćenje nepristupačnih područja.

### Uparivanje u BrushSync™ režimu



Zahvaljujući našoj funkciji uparivanja u BrushSync™ režimu\*, uvek ćete postići najbolje moguće čišćenje. Glava četkice Philips Sonicare C3 Premium Plaque Defence sinhronizuje se sa drškama četkice Philips Sonicare\*\*\*\* sa podrškom za BrushSync™ izborom optimalnog režim za pranje zuba i nivoa intenziteta za izuzetno izbeljivanje. Sve što treba da uradite je da počnete da perete.

### Tehnologija Philips Sonicare



Philips Sonicare napredna sonična tehnologija pulsira vodu između zuba, a pokreti četkice razbijaju i uklanjaju naslage, za izvanredno svakodnevno čišćenje.

### Znaci za zamenu glave četkice



Glave četkica postaju manje efikasne nakon 3 meseca upotrebe, ali će vas BrushSync™ podsetiti pre nego što se to dogodi. Pametna

četkica za zube pratiće koliko često i koliko snažno perete zube i obavestiće vas kada dođe vreme za zamenu. Nemate pametnu četkicu za zube Philips Sonicare? Dovoljno je da pratite šta se događa sa vašim plavim zamenskim vlaknima – kada postanu bela, znaćete da je vreme za novu glavu četkice.

### Lako postavljanje



Glava četkice C3 Premium Plaque Defence savršeno odgovara svim Philips Sonicare drškama četkice, osim PowerUp Battery i Essence. Samo postavite ili skinite klikom, za laku zamenu i čišćenje.

### Bezbrizno pranje zuba



Sve glave četkice Philips Sonicare su bezbedne i nežne prema zubima i desnim. Tokom testiranja, svaka glava četkice se detaljno proverava kako bi se osigurala dugotrajnost i vrhunske performanse pri svakom pranju zuba.

# Specifikacije

## Dizajn i završnica

**Čvrstoća vlakana:** Srednje tvrdoće

**Boja:** Crna

**Pametno prepoznavanje glave četkice**

**Vlakna sa ulogom podsetnika:** Plava vlakna koja postepeno blede

**Materijal glave četkice:** Meke i fleksibilne gumene strane

**Veličina:** Standardno

## Kompatibilnost

**Sistem glave sa četkicom:** Postavljanje „na klik“

**Kompatibilno sa ovim modelima:** Kontrola

kamenca 2. serije, Zaštita od kamenca 2. serije, Nega desni 3. serije, DiamondClean, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, for Kids, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp, ProtectiveClean, Serija 1100, Serija 2100, Serija 3100, Prestige 9900, DiamondClean 9000

## Dodaci koji se dostavljaju

**glave četkice;** 2 glave četkice C3 Premium Plaque Defence

## Kvalitet i performanse

**Zamena delova:** Na svaka 3 meseca

**Testirano:** na optimalno korišćenje

## Prednosti po zdravlje

**Uklanjanje zubnog plaka:** Uklanja do 10 puta više kamenca\*

