



Philips Sonicare
DiamondClean
Standardne glave za
soničnu četkicu za zube

Pakovanje od 2

Standardna veličina
Postavljanje „na klik“
Nenadmašno čišćenje i belji zubi

HX6062/07

Nenadmašno čišćenje*. Belji zubi.

Napredno čišćenje za uklanjanje mrlja i belje zube

Glava četkice DiamondClean je savršena za one kojima nije potrebno samo dubinsko čišćenje, već i mogućnost uklanjanja površinskih mrlja i dostizanje blistavo belog osmeha. Ova glava četkice je ujedno savršena za održavanje blistavosti zuba između tretmana profesionalnog izbeljivanja.

A brush head that fits multiple handles

- Kompatibilno sa svakom četkicom za zube Philips Sonicare „na klik“

Provides an exceptional plaque removal

- Odstranjuje do 7 puta više kamenca u odnosu na običnu četkicu za zube

Proven to improve oral health

- Sastavni deo bolje rutine održavanja oralne higijene

Designed to optimize performance

- Vlakna dijamantskog oblika garantuju 100% belje zube za 1 nedelju
- Vlakna sa ulogom podsetnika osiguravaju najefikasnije čišćenje
- Belji zubi za samo jednu nedelju
- Dizajnirano za maksimalne sonične pokrete

PHILIPS
sonicare

Standardne glave za soničnu četkicu za zube
Pakovanje od 2 Standardna veličina, Postavljanje „na klik“, Nenadmašno čišćenje i belji zubi

HX6062/07


Važne karakt.

Belji zubi za samo jednu nedelju



Četkica za zube Philips Sonicare DiamondClean uklanja do 100% više mrlja za belje zube u roku od samo 7 dana.

Belji zubi jako brzo



Jastučice za uklanjanje mrlja na glavi četkice DiamondClean sačinjeno je od gustih vlakana u obliku dijamanta i uklanjaju površinske mrlje od hrane i pića. Primetićete da vam je osmeh belji do 100%* za samo 7 dana.

Odstranjuje do 7 puta više kamenca



Klinički je dokazano da glava četkice Philips Sonicare DiamondClean uklanja do 7 puta više

kamenca u odnosu na običnu četkicu za zube nakon samo četiri nedelje upotrebe.

Maksimalni sonični pokreti




Glave četkice Philips Sonicare od ključne su važnosti za našu osnovnu tehnologiju pokreta četkice visoke učestalosti i amplitude koji se odvijaju više od 31.000 puta u minutu. Naša nenadmašna sonična tehnologija usmerava svu snagu od drške, pa do samog vrha glave četkice. Ovaj sonični pokret omogućava dinamično kretanje tečnosti koje usmerava tečnost duboko između zuba i duž linije desni za vrhunsko, ali i nežno čišćenje svaki put.

Sistem glave četkice koja se postavlja „na klik“




Glava četkice se postavlja i skida „na klik“, tako da je dobro pričvršćena, lako se održava i čisti. Kompatibilna je sa svim četkicama za zube Philips Sonicare, osim sa modelima PowerUp Battery i Essence.

Bolja oralna higijena



Kao i sve originalne glave četkice Philips Sonicare, i ova je bezbedna za zube i desni. Kvalitet svake glave četkice je testiran na vrhunske performanse i dugotrajnost.

Vlakna sa ulogom podsetnika



Mada to na prvi pogled nije očigledno, glave četkice gube na čvrstini i postepeno se troše tokom meseci normalne upotrebe. Plava vlakna sa ulogom podsetnika blede do bele boje i skreću vam pažnju da je vreme za zamenu. Za optimalne rezultate, menjajte glavu četkice na svaka tri meseca.

Specifikacije

Dizajn i završnica

- Boja: Bela

Dizajn i završnica

- Čvrstoća vlakana: Srednje
- Vlakna sa ulogom podsetnika: Plava vlakna koja postepeno blede
- Veličina: Uobičajeno

Kompatibilnost

- Sistem glave sa četkicom: Postavljanje „na klik“
- Kompatibilno sa ovim modelima: HealthyWhite+, Kontrola kamenca 2. serije, Nega desni 3. serije, DiamondClean, EasyClean, FlexCare, FlexCare

Platinum, FlexCare+, for Kids, HealthyWhite

Dodaci koji se dostavljaju

- glave četkice: 2 DiamondClean standardna

Kvalitet i performanse

- Zamena delova: Na svaka 3 meseca
- Testirano: na optimalno korišćenje

Prednosti po zdravlje

- Uklanjanje zubnog plaka: Odstranjuje do 7 puta više kamenca*
- Zdravlje desni: Pomaže da poboljšate zdravlje desni
- Izbeljivanje: Belji zubi za samo jednu nedelju



Datum izlaska 2022-07-30

Verzija: 4.1.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava zadržana.

Specifikacije su podložne promeni bez prethodnog obaveštenja. Trgovačke marke su vlasništvo kompanije Koninklijke Philips N.V. ili njihovih vlasnika.

www.philips.com

* Odstranjuje do 7 puta više kamenca u odnosu na običnu četkicu za zube