

PHILIPS

sonicare



Standardní velikost hlavice
sonického kartáčku

Premium All-in-One

2 ks v balení

Standardní velikost

Nasazovací

Párování režimů BrushSync



HX9092/10

Jedna kartáčková hlavice pro čistší zuby a zdravější dásně

Čistěte bez kompromisů

Kartáčková hlavice A3 Premium „vše v jednom“ je jediná, kterou potřebujete k dosažení čistších zubů*** a zdravějších dásní. Tato kartáčková hlavice odstraňuje 20x více plaku*, redukuje až o 100 % více skvrn** a výsledkem jsou až 15x zdravější dásně za pouhé 2 týdny**

Designed around you

- Navrženo odborníky s ohledem na vás
- Tvar vláken navrženo pro váš úsměv

Intuitive in every way

- Díky upozornění na výměnu si vždy budete čistit zuby nejlépe
- Nasazovací systém pro jednoduché umístění kartáčkové hlavice

Premium performance

- Odstraní až 20x více zubního plaku i z obtížně přístupných míst*
- Až 15x zdravější dásně za pouhých šest týdnů**
- Odstranění až o 100 % více skvrn za méně než dva dny***
- Sonické čištění: mistrovská třída efektivního čištění


Premium All-in-One

Standardní velikost hlavičky sonického kartáčku

HX9092/10

Přednosti

Šikmo střižená vlákna




Využijte naše nejlepší odstranění zubního plaku**** bez ohledu na styl čištění. Kartáčková hlavička A3 Sonicare Prestige má šikmo střižená vlákna, která jsou navržena tak, aby maximalizovala potenciál pro odstranění zubního plaku.

Zaoblený profil




Zakřivený profil pomáhá vláknům dostat se přesně tam, kam potřebují. Díky důkladnému vývoji jsme vytvořili řešení pro kompletní, výjimečnou péči o ústní dutinu.

Vlákna s konečky střiženými do tvaru trojúhelníku




Jemně odstraňuje skvrny pomocí trojúhelníkových zakončení vláken, která jsou navržena tak, aby účinněji odstraňovala skvrny než zaoblená vlákna. Tvar vláken umožňuje větší kontakt s povrchem zubů a účinné odstranění skvrn.

Delší vlákna



Boční vlákna kartáčkové hlavičky s větším dosahem jemně čistí dásně, i když se soustředíte na zuby. Vlákna se také ohýbají, aby pomohla kompenzovat případný nadměrný tlak.

Spolehlivé sonické čištění




Odstraňte zubní plak sonickou technologií – naším měřítkem efektivního a jemného čištění. Během čištění vám až 62 000 pohybů vláken za minutu, která vytváří efekt dynamické vlny, pomohou vyčistit i těžko přístupná místa, takže v ústech budete mít pocit výjimečné svěžesti a čistoty.

Navrženo odborníky



Tato kartáčková hlavička je produktem našeho dosud nejrozsáhlejšího výzkumu a vývoje. Spojili jsme znalosti odborníků ve stomatologii, inženýrů a návrhářů, a vytvořili jsme tuto kartáčkovou hlavičku pro kompletní péči.

Snadné použití



Kartáčková hlavička A3 Sonicare Prestige dokonale zapadá do nasazovací rukojeti kartáčků Philips Sonicare (viz níže uvedený seznam). Pro snadnou výměnu a čištění kartáčkové hlavičky ji stačí vycvaknout a nasadit novou.

Výměna kartáčkové hlavičky



Kartáčkové hlavičky se po 3 měsících používání stávají méně účinnými, ale funkce BrushSync vás upozorní, než k tomu dojde. Kartáček s podporou funkce BrushSync pozná váš způsob používání a upozorní vás, když je čas na výměnu kartáčkové hlavičky.

Specifikace

Design a provedení

Inteligentní rozpoznávání hlavice kartáčku

Barva: Bílá

Měkkost vláken: Jemná

Materiál hlavice kartáče: Měkké, flexibilní gumové strany

Vlákna, která upozorní: Ztráta modré barvy vláken

Velikost: Standardní

Kompatibilita

Systém kartáčkových hlavic: Nasazovací

Vhodné pro tyto modely: Řada 2 Series pro předcházení zubního plaku, Řada 2 Series na ochranu před zubním plakem, Řada 2100, Řada 3 péče o dásně, DiamondClean, DiamondClean 9000, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, ExpertClean, ExpertResults, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, pro děti, HealthyWhite,

HealthyWhite+, PowerUp, Prestige 9900, ProtectiveClean, Série 1100, Série 3100

Není vhodné pro modely: Philips One, Essence

Balení obsahuje

Kartáčkové hlavice: 2 A3 Premium „vše v jednom“

Kvalita a výkon

Výměna: Každé 3 měsíce

Testováno: pro optimální použití

