



Philips Sonicare
TongueCare+
Startpaket för
tungrengöring

1 tungborste
1 tungspray



HX8071/10

Ren tunga, fräsch andedräkt

Dödar bakterier som orsakar dålig andedräkt

Klicka. Spraya. Rengör. Vår banbrytande TongueCare+-tungborste och -spray förvandlar din Philips Sonicare-tandborste till en kraftfull lösning för fräsch andedräkt på ett klick. Tungan får en Sonicare-rengöring. Du får varaktig fräsch andedräkt.

An easy addition to your oral care routine

- Från tandborste till tungskrapa med ett enda klick

Vår mest avancerade lösning för fräsch andedräkt hittills

- 240 MicroBristles för en skonsam djuprengöring
- Philips Sonicare-rengöring för tungan
- En trestegsbehandling mot dålig andedräkt
- Dödar bakterier som orsakar dålig andedräkt

PHILIPS
sonicare

Funktioner

Trestegsrengöring



Upp till 80 % av dålig andedräkt kommer från luktproducerande bakterier som samlas och döljer sig i tungans porösa yta. TongueCare+ kombinerar tre kraftfulla komponenter som tillsammans utgör en avancerad lösning för fräsch andedräkt. Den innovativa tungborsten med 240 MicroBristles formar sig efter tungan för att ta bort bakterier under ytan som ger dålig andedräkt. Den särskilt utformade BreathRx-tungsprayen dödar 99 % av bakterierna som orsakar dålig andedräkt* och neutraliserar kvardröjande lukt. Sonicares soniska teknologi tar bort smuts med 31 000 borsttag per minut.

Tungborste med klickfäste



Med 240 MicroBristles i gummi är TongueCare+-tungborsten särskilt utformad för att rengöra tungans mjuka och porösa yta. Flexibla MicroBristles formar sig för en skonsam rengöring i fåror, för att få bort bakterieansamlingar och få den bakteriedödande BreathRx-tungsprayen att tränga ner djupare. Den kompakta formen gör att du bekvämt kan rengöra hela tungan.

BreathRx-tungspray



Det är kliniskt bevisat att den unika kombinationen av ingredienser i Philips Sonicare BreathRx-


tungspray dödar bakterier som orsakar dålig andedräkt och neutraliserar lukter direkt. Den speciella, tjocka sammansättningen täcker tungan och håller den insmord för en skonsam rengöringsupplevelse. Den svala mintsmaken gör att munnen känns fräsch och ren.

Lättanvänd



TongueCare+-tungborstarna förvandlar snabbt din Philips Sonicare-tandborste till en tungskrapa med sonisk effekt. Tungborsten klickar fast på ditt Philips Sonicare-tandborsthandtag, precis som ett vanligt borsthuvud. Det är enkelt att använda, byta och rengöra dessa innovativa tungborstar som är kompatibla med alla Philips Sonicare-tandborsthandtag med klickfäste. Så det kan inte bli enklare att lägga till tungrengöring till din dagliga tandvårdsrutin. Den passar för alla Philips Sonicare-tandborsthandtag utom PowerUp Battery och Essence.

Sonisk effekt



TongueCare+ är den enda tungskrapan med Philips Sonicare-styrka som tar bort bakterier som orsakar dålig andedräkt med varje borsttag. 31 000 vibrationer per minut tar bort smuts och bakterier som orsakar dålig andedräkt på tungan och får de bakteriedödande ingredienserna i BreathRx-tungsprayen att tränga ner djupare. Tack vare Philips Sonicare-tekniken känns tungan renare och andedräkten håller sig fräsch längre.

Specifikationer

Medföljande tillbehör

- Antibakteriell tungspray: 2 oz
- Tungborste: 1

Ingredienser

- Antibakteriell tungspray: 0,09 % CPC, Zytex

Bäst före

- Hållbarhet: 36 månader
- Öppnad: 6 månader



Publiceringsdatum
2022-09-12

Version: 1.0.1

EAN: 08 71010 37768 40

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com