

PHILIPS

sonicare

Cepillo dental
eléctrico sónico

Essence+

1 modo

1 cabezal de cepillado



HX3281/32



Elimina hasta 3 veces más placa* para una limpieza superior

*en comparación con un cepillo dental manual

Gracias al modo de un botón y la función EasyStart, el cepillo dental eléctrico Philips Sonicare es la manera sencilla de ayudar a los pacientes a disfrutar de una experiencia de cepillado más suave. Elimina hasta 3 veces más placa que un cepillo dental manual.

Diseñado pensando en usted

- EasyStart

Limpieza superior

- Optimizado para ofrecer una eliminación superior de la placa*
- Tecnología patentada de los cepillos dentales Sonicare

Destacados

Tecnología sónica



Consigue que el fluido penetre entre los dientes y a lo largo de la línea de las encías para disfrutar de una limpieza tan potente como suave.


Mejor eliminación de la placa dental



El cabezal del cepillo dispone de unas cerdas de diseño de alta densidad y calidad para eliminar la placa de forma eficaz. También

cuenta con unas potentes cerdas con una curva especial para llegar fácilmente a los dientes de la parte posterior de la boca.

EasyStart



Aumente gradualmente la potencia durante los primeros 14 usos para acostumbrar a los pacientes a la experiencia de cepillado de Sonicare.

Especificaciones

Diseño y acabado

Color: Verde fresco

Potencia eléctrica

Voltaje: 110-220 V

Especificaciones técnicas

Tiempo de funcionamiento (de llena a vacía):

Hasta 10 días

Batería: Recargable

Tipo de batería: NiMH

Servicio

Garantía: Garantía limitada de dos años

Facilidad de uso

Indicador de batería: La luz muestra el estado de la batería

Sistema de cabezal de cepillado: Cabezales fáciles de montar

Asa: Diseño ergonómico, Mango de goma para un manejo cómodo

Tiempo de cepillado: Hasta 10 días

Elementos incluidos

Cabezales de cepillado: 1 control antiplaca ProResults

Cargador: 1

Mangos: 1 Essence+

Rendimiento de limpieza

Rendimiento: Elimina hasta 3 veces más placa*

Velocidad: Hasta 31 000 movimientos de cepillado por minuto

Beneficios de salud: Mejora la salud de las encías

Temporizador: Smartimer

Beneficios del blanqueamiento: Ayuda a mantener los dientes blancos

Modos

Limpieza: Para una limpieza diaria excepcional

