



Philips Sonicare For Kids
Компактни глави за
звукова четка за зъби

опаковка – 2 бр.

Компактни размери
Поставяне с щракване
Почистване, подходящо за
деца

HX6032

Превъзходно почистване за секунди.*

Почиства и защитава растящите усмивки на деца на възраст 3+

Главата за четки за зъби Sonicare For Kids е идеална за малките усти с растящи зъбки. Тя работи ексклузивно с електрическата четка за зъби For Kids, като заедно осигуряват безопасно и приятно изживяване, което децата намират за забавно и оформящо навиците.

A brush head that fits multiple handles

- Работи с всички четки за зъби Philips Sonicare

Proven to improve oral health

- Част от по-добрата всекидневна грижа за устната хигиена


Designed to optimize performance

- Възраст 3+
- Превъзходното почистване използва максимално всяка секунда
- Разработени за максимални звукови вибрации

PHILIPS
sonicare

Акценти

Възраст 3+



Стандартната глава за четка за зъби Philips Sonicare For Kids има контурен профил, подходящ за зъбите на детето ви на възраст 3+ и меки косъмчета за нежно почистване. Включва също гумен детайл от задната страна на главата за четка за по-безопасно и по-приятно почистване. Предлага се и в по-голям стандартен размер за деца на възраст 7+.

Превъзходно почистване за секунди



Звуковата мощност ви позволява изцяло да се възползвате от ограниченото количество време, което децата ви прекарват в четкане, докато изграждат здравословни навици и усъвършенстват техниката си на четкане.

Максимални звукови вибрации



Главите на четката Philips Sonicare са от жизнено важно значение за нашата основна технология от


високофреkwентно и високоамплитудно движение на четката, извършваща над 31 000 движения в минута. Нашата несравнима звукова технология разгъва пълната мощност от дръжката до върха на главата на четката. Това звуково движение създава динамично действие на течността, което я придвижва между зъбите и по линията на венците за превъзходно, но в същото време нежно почистване всеки път.

Система за поставяне на главата с щракване



Главите за четки Philips Sonicare For Kids се поставят и свалят с щракване на дръжката на четката за надеждно прилягане и лесна поддръжка и почистване.

По-добра устна хигиена



Като всички автентични глави на четки с марката Philips Sonicare, тази глава на четка е безопасна за зъбите и венците. Всяка глава на четка е тествана за качество за изключителна производителност и издръжливост.

Спецификации

Дизайн и покритие

- Цвет: Синьо и червено

Дизайн и покритие

- Усещане на твърдост на косъмчетата: Средно
- Напомнящи косъмчета: Избледняване на цвета на сините косъмчета
- Размер: Компактен

Съвместимост

- Система на главата за четка: Поставяне с щракване
- Подходяща за следните модели: HealthyWhite+, за децата

Включени в комплекта

- Глави за четка: 2 Sonicare for Kids компактна

Качество и производителност

- Резервни части: На всеки 3 месеца
- Тествана: за оптимална употреба

Лечебен ефект

- Отстраняване на плаката: Помага за отстраняване на плаката



Дата на издаване
2022-07-30

Версия: 3.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* от обикновена четка за зъби