

# PHILIPS

## sonicare

Standaard sonische  
opzetborstels

DiamondClean

2 stuks



HX6062

## Superieure reiniging. Wittere tanden.

### Opzetborstel voor wittere tanden

Philips Sonicare HX6062/60-opzetborstels voor de beste reiniging van uw gebit en wittere tanden

#### **Biedt uitstekende verwijdering van tandplak**

- Verwijdert tot wel 100% meer tandplak dan een gewone tandenborstel\*

#### **Provides a superior clean**

- Ruitvormige borstelharen verwijderen tandplak
- 44% meer borstelharen voor een grondigere reiniging
- Medium harde borstelharen zorgen voor een stevige, maar veilige poetservaring.

## Kenmerken

### 44% meer borstelharen

44% meer borstelharen voor een grondigere reiniging.

### Ruitvormige borstelharen

Ruitvormige borstelharen creëren meer schraappoppervlakken om tandplak te verwijderen.

### Medium harde borstelharen

Medium harde borstelharen zorgen voor een stevige, maar veilige poetservaring.

### Verwijdert tot wel 100% meer tandplak



\*Verwijdert tot wel 100% meer tandplak van moeilijk bereikbare plaatsen dan een gewone tandenborstel

## Specificaties

### Technische specificaties

**Gebruiksduur:** Voor een optimaal poetsresultaat raden wij u aan om de opzetborstel elke 3 maanden te vervangen.

### Gebruiksgemak

**Geschikt voor de volgende modellen:**

FlexCare+, FlexCare, HealthyWhite, DiamondClean, EasyClean, HydroClean

**Systeem voor opzetborstel:** Opzetborstel die eenvoudig is te bevestigen voor een optimale hygiëne

