

PHILIPS

sonicare

Standard-Bürstenköpfe
für Schallzahnbürste

AdaptiveClean

Doppelpack

Standardgröße

Aufsteckbar

Tiefenreinigung

HX9042/22



Folgt den Zahn- und Zahnfleischkonturen für eine Tiefenreinigung

Innovatives neues Design mit flexiblen Seiten

Die Philips Sonicare AdaptiveClean-Bürstenköpfe eignen sich für Patienten, die auf der Suche nach der ultimativen Reinigung, aber nicht mit der richtigen Putztechnik vertraut sind. Der einzige elektrische Bürstenkopf mit weichen, flexiblen Seiten aus Gummi.

Designed around you

- Für jede beliebige Philips Sonicare Zahnbürste mit Aufsteck-System geeignet
- Erinnerungsborsten

Philips Sonicare's deep clean

- Bürstenkopfdesign


Besonderheiten

Bürstenkopfdesign



Dank der flexiblen Seiten passen die Borsten sich der einzigartigen Kontur der Zähne und des Zahnfleischs des Patienten an und fangen übermäßigen Druck ab. Die flexiblen Seiten ermöglichen zudem eine bessere Schwingbewegung für eine hervorragende Reinigung entlang des Zahnfleischrands und an schwer erreichbaren Stellen im Vergleich zu einer Handzahnbürste.

Erinnerungsborsten



Auf den ersten Blick fällt es vielleicht nicht auf, aber Bürstenköpfe verlieren an Festigkeit und zeigen nach einigen Monaten normaler

Verwendung Abnutzungserscheinungen. Die blauen Erinnerungsborsten wechseln die Farbe zu weiß und erinnern Patienten daran, den Bürstenkopf rechtzeitig auszutauschen. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, tauschen Sie Bürstenköpfe alle drei Monate aus.

Aufsteckbares Design



Der Philips Sonicare Bürstenkopf lässt sich für einen sicheren Halt und eine einfache Wartung und Reinigung leicht auf das Handstück aufstecken und abnehmen. Er passt auf alle Philips Sonicare Zahnbürstenhandstücke mit Ausnahme von PowerUp und Essence.

Design und Materialausführung

Farbe: Schwarz

Design und Materialausführung

Härtegrad: Mittel

Material des Bürstenkopfs: Weiche, flexible Seiten aus Gummi

Erinnerungsborsten: Blaue Farbe der Borsten verblasst

Abmessungen: Standard

Kompatibilität

Bürstenkopfsystem: Aufsteckbar

Für folgende Modelle geeignet: Serie 2 zum Plaque-Schutz, 3er-Serie für gesundes Zahnfleisch, DiamondClean, EasyClean, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare+, For Kids, HealthyWhite

Artikel enthalten

Bürstenköpfe: 2 AdaptiveClean (Standard)

Qualität und Leistung

Austausch: Alle 3 Monate

Geprüft: für optimale Nutzung

Vorteile für die Gesundheit

Gesundes Zahnfleisch: Verbessert die Zahnfleischgesundheit innerhalb von 2 Wochen

Plaque-Entfernung: Entfernt 10 Mal mehr Plaque*

