

PHILIPS

sonicare

Elektrische
Schallzahnbürste

ProtectiveClean
4500

Integrierter Drucksensor

2 Putzprogramme

BrushSync Funktion



HX6888/88



Gesünderes Zahnfleisch. Sanft lautet die Devise.
Ihr Zahnfleisch wird bis zu 100 % gesünder als mit
Handzahnbürsten.

Spüren Sie den Unterschied einer sanften Reinigung mit unserem Drucksensor,
während Ihr Zahnfleisch bis zu 100 % gesünder wird als mit herkömmlichen
Handzahnbürsten.

Abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse

- Förderung einer gründlichen Reinigung

Innovative Technologie

- Eine sanfte Erinnerung für mehr Vorsicht
- Patienten holen das Meiste aus ihren Bürstenköpfen heraus
- Verbindet das intelligente Handstück mit den intelligenten Bürstenköpfen
- Verbessert die Gesundheit des Zahnfleisches innerhalb von nur zwei Wochen
- Die fortschrittliche Philips Sonicare-Schalltechnologie

Verbessert die Mundgesundheit Ihrer Patienten

- Füllungen, Kronen oder empfindliche Bereiche? Keine Sorge.

Optimieren Sie Ihre Zahnpflege

- Clean- und Gum Care-Modus

Speziell für Ihre Patienten entwickelt

- Genau das Richtige für Patienten für unterwegs


Besonderheiten

Verbessert die Gesundheit des Zahnfleisches



Der i InterCare Zahnbürstenkopf verfügt über extra lange und dichte hochwertige Borsten, um Plaque in den Zahnzwischenräumen zu entfernen. Zudem verringert er nachweislich Zahnfleischbluten und Entzündungen in nur zwei Wochen.

Clean- und Gum Care-Modus



Egal ob Sie sich auf die Plaque-Entfernung oder auf die Pflege und Gesundheit Ihres Zahnfleisches konzentrieren möchten, diese Bürste verfügt über einen passenden Modus: Der Clean-Modus bietet eine hervorragende Reinigung, während der Gum Care-Modus eine zusätzliche Putzminute mit verringerter Leistung hinzufügt, sodass Sie das Zahnfleisch sanft massieren können.

Sicher und sanft



Eine sichere Zahnreinigung: Unsere Schalltechnologie ist geeignet für den Gebrauch mit Zahnspangen, Füllungen,

Kronen und Veneer und hilft dabei, Karies zu vermeiden und die Gesundheit Ihres Zahnfleisches zu verbessern.

Philips Sonicare-Technologie



Die fortschrittliche Philips Sonicare Schalltechnologie spült Wasser in die Zahnzwischenräume und löst und entfernt mit ihren Bürstenbewegungen Plaque für ein außergewöhnliches tägliches Reinigungsergebnis.

Zu viel Druck?




Vielleicht bemerken Sie es nicht, wenn Sie beim Putzen zu fest drücken, aber Ihre Zahnbürste tut es. Wenn Patienten Ihr Zahnfleisch zu sehr strapazieren, macht die Zahnbürste ein pulsierendes Geräusch als Erinnerung, weniger Druck auszuüben.

BrushSync Technologie




Eine mikrochipgesteuerte Technologie erkennt und synchronisiert den intelligenten Bürstenkopf mit dem intelligenten Handstück - eine leistungsstarke Kombination. So sind intelligente Erinnerungsfunktionen möglich.

Intelligente Erinnerungsfunktionen



Alle Bürstenköpfe nutzen sich mit der Zeit ab. Doch auch daran haben wir gedacht: Unsere intelligente Bürstenerkennung weiß, wie lange Patienten ihren Bürstenkopf schon verwenden und mit wie viel Druck sie putzen. Wenn es Zeit zum Austauschen ist, weist eine Anzeige am Handstück darauf hin. So können sie sicher sein, dass der Bürstenkopf dauerhaft gute Ergebnisse liefert.

Hilfreiche Timer



Du möchtest eine elektrische Zahnbürste mit Timer? Unser 4-Quadranten-Timer teilt dir mit, wenn du ausreichend Zeit mit der Reinigung jeder Mundpartie verbracht hast, während unser 2-Minuten-Timer anzeigt, wann du die empfohlenen zwei Minuten erreicht hast.

Daten

Leistung

Stromspannung: 110 bis 220 V

Technische Daten

Batterie: Wiederaufladbar

Betriebsdauer (voller bis leerer Akku): Bis zu 2 Wochen

Batterietyp: Lithium-Ionen

Design und Materialausführung

Farbe: Weiß und mittelblau

Service

Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte Garantie

Benutzerfreundlichkeit

Handstück: Schlankes, ergonomisches Design

Akkuanzeige: Anzeige zeigt Akkustatus an

Handstück-Kompatibilität: Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe

Reinigungsdauer: Bis zu 2 Wochen

Artikel enthalten

Bürstenköpfe: 1 i InterCare Standard, 1 ic InterCare kompakt

Ladegerät: 1

Handstück: 1 ProtectiveClean

Reiseetui: 1

Reinigungsleistung

Leistung: Entfernt bis zu 7 x mehr Plaque*

Geschwindigkeit: Bis zu 62.000

Bürstenkopfbewegungen/Min.

Vorteile für die Gesundheit: Verringert Kariesbildung

Timer: 4-Quadranten-Timer und 2-Minuten-Timer

Druck-Feedback: Vibrierendes Handstück zur Warnung des Benutzers

Programme

Clean: Für ausgezeichnete tägliche Reinigung

Gum Care: Massiert sanft das Zahnfleisch

Intelligente Sensor-Technologie

Drucksensor: Warnmeldungen bei zu starkem Druck

BrushSync Erinnerungsfunktion: So wissen Sie immer, wann, Sie die Bürstenköpfe austauschen sollten

