

PHILIPS

sonicare

Cabeças compactas para
escova de dentes sónica

For Kids

Embalagem de 2

Tamanho compacto

De encaixe

Limpeza adequada a crianças

HX6032



Limpeza superior em segundos.*

Limpa e protege sorrisos em crescimento a partir dos 3 anos

A cabeça de escova de dentes Sonicare For Kids é perfeita para bocas pequenas com dentes em crescimento. Esta funciona exclusivamente com a escova de dentes elétrica For Kids e juntas oferecem uma experiência segura e mais agradável que diverte as crianças e ajuda a criar hábitos.

A brush head that fits multiple handles

- Funciona com qualquer escova de dentes de encaixe Philips Sonicare

Proven to improve oral health


- Integrada numa rotina melhor de saúde oral

Designed to optimize performance

- A partir dos 3 anos
- Limpeza superior maximiza cada segundo
- Desenvolvido para maximizar o movimento sónico

Destaques

A partir dos 3 anos



A cabeça padrão da escova de dentes Philips Sonicare For Kids dispõe de um perfil com contornos para se adaptar aos dentes do seu filho a partir dos 3 anos e de cerdas macias para uma experiência de limpeza suave. Também possui um revestimento em borracha na parte posterior da cabeça da escova para uma limpeza mais segura e mais agradável. Também disponível num tamanho padrão maior para crianças a partir dos 7 anos.

Limpeza superior em segundos



A nossa potência sónica permite-lhe aproveitar ao máximo o período de tempo limitado que os seus filhos passam a escovar os dentes enquanto constroem hábitos de higiene saudáveis e aperfeiçoam a técnica de escovagem.

Movimento sónico maximizado



As cabeças da escova Philips Sonicare são vitais para a nossa tecnologia principal de movimentos da escova de alta amplitude e de

alta frequência que executam mais de 31 000 vibrações da escova por minuto. A nossa incomparável tecnologia sónica leva toda a energia da pega até à ponta da cabeça da escova. Este movimento sónico cria uma ação dinâmica do fluido que melhora a passagem do fluido entre os dentes e ao longo da linha das gengivas para proporcionar uma limpeza superior mas suave em cada utilização.

Sistema de cabeça de escova de encaixe



As cabeças de escova Philips Sonicare For Kids podem ser encaixadas e desencaixadas da pega da escova para uma colocação segura e para manutenção e limpeza fáceis.

Uma melhor saúde oral



Tal como todas as cabeças de escova Philips Sonicare, esta cabeça de escova é segura para dentes e gengivas. A qualidade de cada cabeça de escova foi testada para um desempenho e duração excecionais.

Especificações

Design e acabamento

Sensação de rigidez das cerdas: Média

Cor: Azul e vermelho

Cerdas com aviso: Cor azul das cerdas desvanece

Tamanho: Compacto

Compatibilidade

Sistema da cabeça da escova: De encaixe

Compatível com estes modelos:

HealthyWhite+, For Kids

Itens incluídos

Cabeças de escova: 2 Sonicare For Kids compactas

Qualidade e desempenho

Substituição: A cada 3 meses

Testado: para a melhor utilização

Benefícios para a saúde

Remoção da placa dentária: Ajuda a remover a placa bacteriana

