

PHILIPS

sonicare

Cabeças padrão da
escova de dentes sônica

i InterCare

Embalagem com 2 unidades

Tamanho padrão

Encaixe

Emparelhamento do modo
BrushSync

HX9002/65



Alcance mais profundo entre os dentes. Limpeza superior.*

Limpe entre os dentes e as áreas difíceis de limpar

Com a avançada tecnologia de cerdas em tufo e extralongas, a InterCare ajuda a remover até 7x mais placa entre os dentes do que uma escova de dentes manual, melhorando a saúde da gengiva em apenas duas semanas.

Tecnologia inovadora

- Seleciona automaticamente o modo ideal para melhores resultados**
- Tecnologia sônica avançada da Philips Sonicare

Feita para otimizar o desempenho

- Testada para atender às suas necessidades de saúde bucal
- Design com encaixe para substituição simples da cabeça da escova
- Saiba sempre quando substituir. Obtenha sempre uma limpeza eficaz.

Para cuidados excepcionais da gengiva

- Melhora a integridade da gengiva em apenas 2 semanas

Para remoção excepcional de placa

- Remove até 7x mais a placa bacteriana com nossa cabeça de escovação* InterCare


Destques

Remove até 7x mais a placa bacteriana



Use a cabeça de escovação InterCare para melhorar a saúde da gengiva em apenas 2 semanas. Cerdas extralongas ajudam a remover a placa bacteriana em pontos de difícil alcance e entre os dentes e, assim, ter gengivas mais saudáveis.

Cerdas extralongas



A cabeça de escovação InterCare tem cerdas mais densas, extralongas e de alta qualidade para detectar placas bacterianas escondidas e presas entre seus dentes. É clinicamente comprovada por reduzir o sangramento das gengivas e a inflamação em apenas 2 semanas.

Emparelhamento do modo BrushSync™



Você sempre obterá a melhor limpeza possível com o recurso de emparelhamento do modo BrushSync™. A cabeça da escova InterCare

sincroniza-se com o cabo da escova de dentes Philips Sonicare habilitado para BrushSync™, selecionando o modo de escovação e o nível de intensidade ideais para uma limpeza excepcional. Tudo que você precisa fazer é começar a escovar.

Substituição da cabeça da escova



A cabeça da escova torna-se menos eficaz após três meses de uso, mas com o BrushSync™ você será lembrado antes disso. A sua escova de dentes inteligente monitorará com que frequência e intensidade você escova os dentes e o notificará quando for a hora de substituir a cabeça da escova. Não tem uma escova de dentes Philips Sonicare inteligente? Observe suas cerdas azuis de reposição e, quando elas ficarem brancas, você saberá que é hora de comprar uma escova nova.

Fácil de encaixar



A cabeça da escova InterCare se encaixa perfeitamente com qualquer cabo de escova de dentes Philips Sonicare, exceto PowerUp Battery e Essence. Basta encaixar e soltar para facilitar a substituição e a limpeza.

A única tecnologia verdadeiramente sônica



A tecnologia sônica avançada da Philips Sonicare direciona a água aos espaços entre os dentes enquanto os movimentos da escova rompem a placa e levam-na para longe, colaborando para uma limpeza diária excepcional.

Escove os dentes com tranquilidade



Todas as cabeças da escova Philips Sonicare são seguras e suaves com os dentes e gengivas. Durante os testes, cada cabeça da escova é submetida a seus ritmos para garantir durabilidade e um desempenho excepcional toda vez que você escova os dentes.

Especificações

Design e acabamento

Toque de rigidez das cerdas: Médio

Cor: Branco

Cerdas especiais: A cor azul das cerdas desbota

Tamanho: Padrão

Compatibilidade

Sistema de cabeça de escovação: Encaixe

Emparelhamento do modo BrushSync

Adequado para estes modelos: 2 Níveis de

controle de placa, 2 níveis de proteção contra placa, 3 Níveis de cuidados com a saúde, DiamondClean, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, para crianças, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp, ProtectiveClean

Itens inclusos

Cabeças da escova: Duas i InterCare

Qualidade e desempenho

Substituição: A cada 3 meses

Testada: para proporcionar melhor utilização

Benefícios à saúde

Remoção da placa: Remove até 7x mais placa*

Integridade da gengiva: Melhora a integridade da gengiva em 2 semanas

