

PHILIPS

sonicare

Tavalised Sonicare'i
hambaharjapead

HydroClean

Ühene komplekt

HX6001



Vahepuhastus

Pealelükatav elektriline hambaharjapea

Philips Sonicare HX6001/05 ainulaadse konstruktsiooniga harjapea aitab kõrvaldada hambakattu ja toiduosakesi ka hambavahedest.

Mitmele käepidemele sobiv harjapea

- Külgeklõpsatav harjapea

Thorough clean feeling in your mouth

- Harjapea kuju maksimeerib ultraheli liikumist

Delivers a better clean in-between

- HydroGuides-juhikud aitavad kõrvaldada kattu ja toiduosakesi

Esiletõstetud tooted

Külgeklõpsatav harjapea



Lihtsalt vahetatav ja puhastatav harjapea

HydroGuides

HydroGuides-juhikud toimivad koos meie patentitud Sonic-tehnoloogiaga, suunates hambapastat ja vett hammaste vahele, aidates teil puhastada ka neid kitsaid kohti. Kuigi see ei asenda hambaniidiga puhastamist, aitab see hambavahesid paremini puhastada.

Parandab puhastustulemusi



Läbimõeldud kuju ja täppistehnika tagavad, et põhjaliku puhtuse saavutate siis, kui Philips Sonicare'i varuharjapeas on ühendatud ultraheli liikumine ja paindlikud harjamisrežiimid.

Tehnilised andmed

Kasutamisaeg: Optimaalsete tulemuste saavutamiseks soovitatakse hambaharja pead vahetada iga kolme kuu tagant.

Varuosad: Meeldetuletusharjased annavad tuhmumise teel märku harjapea väljavahetamise vajadusest.

Kaal ja mõõtmed

Harjapeade pakendi mõõtmed: 21,6 k x 7,0 l x 2,2 s cm

Weight brush head packaging: 0.03 kg

Kaasasolevad tarvikud

Hügieeniline reisivutlar: 1 pcs

