


Philips Sonicare Cordless
Power Flosser
DiamondClean 9000

Ηλεκτρικό οδοντικό νήμα +
Οδοντόβουρτσα

Τεχνολογία Quad Stream
Σας καθοδηγούν τα κύματα
δόνησης



HX3866/43

Ένας νέος τρόπος καθαρισμού με νήμα, με τεχνολογία

QuadStream

Αφαιρεί έως και το 99,9% της πλάκας* στις περιοχές που εφαρμόζεται

Εύκολος μεσοδόντιος καθαρισμός που βελτιώνει την υγιεινή των ούλων. Το μοναδικό άκρο Quad Stream καθαρίζει περισσότερα σημεία με λιγότερη προσπάθεια, για πιο αποτελεσματική εφαρμογή κάθε φορά. Ο καθαρισμός με νήμα γίνεται παιχνιδάκι.

Provides a superior clean

- Η μοναδική μας τεχνολογία σας προσφέρει ισχυρό, αλλά απαλό καθαρισμό

Easy and convenient

- Κανονικό άκρο για επιτόπιο καθαρισμό
- Γρήγορη και καθολική φόρτιση με καλώδιο USB-C

Faster, more effective flossing

- 2 λειτουργίες καθαρισμού, 3 επίπεδα έντασης
- Ολοκληρωμένος καθαρισμός σε 60 δευτερόλεπτα
- Η τεχνολογία κυμάτων δόνησης σας καθοδηγεί
- Τεχνολογία Quad Stream για ταχύτερο και αποτελεσματικότερο καθαρισμό με νήμα

Αφήστε την DiamondClean 9000 να προσαρμοστεί στις ανάγκες σας

- Εξατομικευμένη εμπειρία βουρτσίσματος

PHILIPS
sonicare

DiamondClean 9000

Ηλεκτρικό οδοντικό νήμα + Οδοντόβουρτσα Τεχνολογία Quad Stream, Σας καθοδηγούν τα κύματα δόνησης


Χαρακτηριστικά

Τεχνολογία Quad Stream



Το μοναδικό άκρο Quad Stream σε σχήμα Χ διαχωρίζει τη ροή σε 4 πίδακες νερού, οι οποίοι καλύπτουν μεγαλύτερη περιοχή μεταξύ των δοντιών και κατά μήκος της γραμμής των ούλων. Αποκτήστε πιο γρήγορο και βαθύ καθαρισμό χωρίς την ταλαιπωρία του οδοντικού νήματος.

Τεχνολογία κυμάτων δόνησης



Οι ήπιοι παλμοί νερού σας καθοδηγούν κατά τη λειτουργία Βαθύ καθαρισμού, για να έχετε κάθε φορά σωστό αποτέλεσμα.

2 λειτουργίες, 3 επίπεδα έντασης



Επιλέξτε τον καθαρισμό που ταιριάζει στο χαμόγελό σας. Η λειτουργία Καθαρισμού παρέχει συνεχή ροή για αποτελεσματικό καθημερινό καθαρισμό. Η λειτουργία Βαθύ καθαρισμού προσφέρεται για πιο σχολαστικό καθαρισμό. Το ρυθμιζόμενο

επίπεδο έντασης προσαρμόζεται ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Ολοκληρωμένος καθαρισμός σε 60 δευτερόλεπτα



Αποκτήστε πρόσβαση στις δυσπρόσιτες περιοχές με ένα στόμιο που περιστρέφεται κατά 360 μοίρες, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Απολαύστε καθαρίσμα 360° μοιρών σε μόλις 60 δευτερόλεπτα από την αρχή έως το τέλος.

Φόρτιση USB



Με μία μόνο βολική φόρτιση με καλώδιο USB-C, όπως τα περισσότερα κινητά τηλέφωνα ή tablet, απολαμβάνετε έως και 14 ημέρες καθαρισμού.

4 λειτουργίες, 3 επίπεδα έντασης



Η οδοντόβουρτσα DiamondClean 9000 διαθέτει τις λειτουργίες "Καθαρισμός",


HX3866/43

"Λεύκανση+", "Υγεία των ούλων" και "Βαθύ καθαρισμός+", ώστε να ανταποκρίνεται σε όλες τις ανάγκες βουρτσίσματος των δοντιών σας. Η λειτουργία "Καθαρισμός" είναι ιδανική για εξαιρετικό καθημερινό καθαρισμό, η λειτουργία "Λεύκανση+" εξασφαλίζει αφαίρεση των κηλίδων, η λειτουργία "Υγεία των ούλων" προσφέρει έναν ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό των ούλων, ενώ η λειτουργία "Βαθύ καθαρισμός+" είναι κατάλληλη για έναν αναζωογονητικό και βαθύ καθαρισμό. Χάρη στα τρία επίπεδα έντασης, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε υψηλότερες ρυθμίσεις για πιο έντονο καθαρισμό ή χαμηλότερες ρυθμίσεις για πιο ευαίσθητα στόματα.

Τεχνολογία Philips Sonicare

Οι ισχυρές δονήσεις sonic ανακατεύουν την οδοντόκρεμα ώστε να δημιουργηθούν μικροφουσαλίδες που καταπολεμούν την οδοντική πλάκα και τις κατευθύνουν βαθιά ανάμεσα στα δόντια σας και στη γραμμή των ούλων. Σε μόλις 2 λεπτά θα βουρτσίσετε τα δόντια σας όσο σε έναν ολόκληρο μήνα βουρτσίσματος με μία χειροκίνητη οδοντόβουρτσα.

Κανονικό άκρο για επιτόπιο καθαρισμό



Το κανονικό άκρο μονής ροής αυξάνει την πίεση, για επιτόπιο καθαρισμό και αφαίρεση υπολειμμάτων τροφών εκεί που χρειάζεται.

DiamondClean 9000

Ηλεκτρικό οδοντικό νήμα + Οδοντόβουρτσα Τεχνολογία Quad Stream, Σας καθοδηγούν τα κύματα δόνησης

Προδιαγραφές

Ρεύμα

- Τάση: Φορτιστής πολλαπλών τάσεων

Σέρβις

- Εγγύηση: Περιορισμένη διετής εγγύηση

Ευκολία στη χρήση

- Λαβή: Λεπτός εργονομικός σχεδιασμός
- Εξάρτημα ακροφυσίου: Εύκολο άνοιγμα και κλείσιμο

Απόδοση

- Καθάρισμα: Καθαρίζει ολόκληρο το στόμα σε 60-90 δευτερόλεπτα

Περιλαμβάνεται

- Ασύρματο Power Flosser: 1
- F1 Κανονικό στόμιο: 1
- F3 Στόμιο Quad Stream: 1

- Καλώδιο φόρτισης USB: 1
- Προσαρμογέας τοίχου USB: 1
- DiamondClean 9000: 1
- Κεφαλή βουρτσίσματος: 1 - C3
- Γυάλινη βάση φόρτισης: 1
- Θήκη ταξιδιού USB: 1

Καλύτερη στοματική υγιεινή

- Αφαίρεση της πλάκας: Αφαιρεί έως και το 99% της πλάκας στις περιοχές που εφαρμόζεται*

Λειτουργίες Power Flosser

- Καθαρισμός: Για τέλειο καθαρισμό κάθε μέρα
- Βαθύς καθαρισμός+: Για αναζωογονητικό βαθύ καθαρισμό
- Εντάσεις: 3

Σχεδιασμός και φινίρισμα

- Χρώμα: Μαύρο

HX3866/43



Ημερομηνία έκδοσης
2023-08-30

Έκδοση: 8.7.1

EAN: 87 10103 99754 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

* Σε in-vitro μελέτη. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν.