



**Philips Sonicare Power
Flosser 7000**
4 moduri de curățare, 10 niveluri
de intensitate

Tehnologie QuadStream și
Pulsewave
2x capete de curățare Standard
F1, 2x capete de curățare
QuadStream F3
Toc de depozitare al capetelor de
curățare



HX3911/40

Elimină până la 99,9 % din placa bacteriană în zonele tratate*

Curățare interdentară reinventată pentru o sănătate gingivală superioară

Cu caracteristici distinctive care oferă pacienților un nou nivel de curățare și încurajează o conformitate de durată, noul aparat electric de curățare interdentară Philips Sonicare este următoarea tendință în materie de curățare interdentară.

Curățare la un nivel nou

- 4 moduri de curățare interdentară, 10 niveluri de intensitate
- Rezervor de 600 ml ușor de umplut
- Toc compact pentru capul de curățare
- Suport de andocare magnetic ușor de folosit, cu oprire automată
- Cap de curățare standard F1 pentru curățare regulată
- Cap de curățare Quad Stream F3 pentru acoperire maximă
- Quad Stream pentru o curățare temeinică
- Tehnologia Pulse Wave oferă ghidare de la un dinte la altul
- Funcționare extrem de silențioasă, pentru rezultate excelente fără a-i deranja pe ceilalți

PHILIPS

sonicare

Du? bucal

4 moduri de curățare, 10 niveluri de intensitate Tehnologie QuadStream și Pulsewave, 2x capete de curățare Standard F1, 2x capete de curățare QuadStream F3, Toc de depozitare al capetelor de curățare

Repere

Pentru o curățare temeinică

Capul de curățare unic în formă de cruce creează patru jeturi de apă consistente pentru o curățare temeinică a spațiilor dintre dinți, dar și de-a lungul gingiei.

Ghidare de la un dinte la altul



Pauzele scurte dintre impulsurile de curățare indică pacienților să mute capul de curățare la următorul spațiu interdental pentru a asigura curățarea întregii cavități bucale.

Design extrem de silențios



Proiectat pentru o curățare discretă, astfel încât pacienții tăi să obțină rezultate excelente, fără a-i deranja pe ceilalți.

4 moduri, 10 intensități



Pacienții tăi se vor bucura de o curățare adaptată propriilor nevoi. Modul Clean

utilizează un jet de apă continuu pentru curățare zilnică excelentă; modul Deep Clean folosește impulsuri separate pentru curățare mai temeinică; modul Sensitive este foarte delicat, pentru gingiile sensibile; modul Massage calmează și stimulează linia gingiei. Pacienții pot regla intensitatea la nivelul la care se simt confortabil, ghidându-se după afișajul cu lumini LED.

Cap de curățare Quad Stream F3



Pentru acoperire maximă și curățare temeinică, folosește capul de curățare Quad Stream pentru a concentra apa în patru jeturi consistente între dinți și de-a lungul liniei gingiei. Ghidajul din cauciuc moale este delicat cu gingiile și fiecare cap de curățare se fixează și se detașează cu ușurință printr-un clic.

Cap de curățare standard F1



Cap de curățare standard pentru curățare intensă între dinți, ce îndepărtează placa bacteriană și resturile

HX3911/40

Suport de andocare magnetic ușor de folosit



După ce pacientul a terminat, poate să pună la loc mânerul în suportul de andocare magnetic ușor de utilizat. Mânerul va comuta automat de la pauză la oprit.

Rezervor de 600 ml



Rezervorul de 600 ml cu capac ușor de rabatat are apă suficientă pentru o curățare. Pentru a-l umple, nu trebuie decât să-l ridici, să-l umpli și să-l fixezi la loc.

Toc compact pentru capul de curățare

Pacienții își pot depozita igienic capetele de curățare într-un toc compact și elegant.

Du? bucal

4 moduri de curățare, 10 niveluri de intensitate Tehnologie QuadStream și Pulsewave, 2x capete de curățare Standard F1, 2x capete de curățare QuadStream F3, Toc de depozitare al capetelor de curățare

HX3911/40

Specificații

Alimentare

- Tensiune: Încărcător tensiune multiplă

Articol comercial de consum

- Height: 25.3 cm
- Width: 15.2 cm
- Length: 13.9 cm
- Net weight: 0.891 kg
- Gross weight: 1.069 kg
- GTIN: 8710103947257
- Country of origin: ID
- Harmonized system code: 85098000

Carton exterior

- Height: 26.5 cm
- Width: 16.2 cm
- Length: 29.5 cm
- Net weight: 1.782 kg
- Gross weight: 2.346 kg
- GTIN: 18710103947254

Service

- Garanție: 2 ani garanție limitată

Ușor de utilizat

- Mâner: Design ergonomic subțire
- Atașarea capului: Se fixează și detașează ușor

Articole incluse

- Cap de curățare standard F1: 2
- Cap de curățare Quad Stream F3: 2
- Power Flosser: 1
- Toc de depozitare a capului de curățare: 1

Performanță de curățare

- Performanță: Elimină până la 99,9 % din placa bacteriană*

Moduri

- Clean: Pentru o curățare zilnică impecabilă
- Deep Clean+: Pentru o curățare profundă și revigorantă
- Niveluri de intensitate: 10
- Massage: Masaj revigorant
- Sensitive: Curățare delicată a dinților și a gingiilor



Data apariției 2024-08-27

Versiune: 2.0.5

EAN: 87 10103 94725 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Îndepărtare de până la 99,9 % a plăcii bacteriene din zonele tratate în cadrul unui studiu de laborator. Rezultatele efective la nivelul cavității bucale pot varia.