



**Philips Sonicare Power  
Flosser 7000**  
4 moduri de curățare, 10 niveluri  
de intensitate

Tehnologie QuadStream și  
Pulsewave  
2x capete de curățate Standard  
F1, 2x capete de curățate  
QuadStream F3  
Toc de depozitare al capetelor de  
curățare



**HX3911/40**

Elimină până la 99,9 % din placa bacteriană în zonele tratate\*

Curățare interdentară reinventată pentru o sănătate gingivală superioară

Cu caracteristici distinctive care oferă pacienților un nou nivel de curățare și încurajează o conformitate de durată, noul aparat electric de curățare interdentară Philips Sonicare este următoarea tendință în materie de curățare interdentară.

#### Curățare la un nivel nou

- 4 moduri de curățare interdentară, 10 niveluri de intensitate
- Rezervor de 600 ml ușor de umplut
- Toc compact pentru capul de curățare
- Suport de andocare magnetic ușor de folosit, cu oprire automată
- Cap de curățare standard F1 pentru curățare regulată
- Cap de curățare Quad Stream F3 pentru acoperire maximă
- Quad Stream pentru o curățare temeinică
- Tehnologia Pulse Wave oferă ghidare de la un dinte la altul
- Funcționare extrem de silențioasă, pentru rezultate excelente fără a-i deranja pe ceilalți

**PHILIPS**  
**sonicare**

Du? bucal


4 moduri de curățare, 10 niveluri de intensitate Tehnologie QuadStream și Pulsewave, 2x capete de curățare Standard F1, 2x capete de curățare QuadStream F3, Toc de depozitare al capetelor de curățare

## Repere

### Pentru o curățare temeinică

Capul de curățare unic în formă de cruce creează patru jeturi de apă consistente pentru o curățare temeinică a spațiilor dintre dinți, dar și de-a lungul gingiei.

### Ghidare de la un dinte la altul



Paulele scurte dintre impulsurile de curățare indică pacienților să mute capul de curățare la următorul spațiu interdental pentru a asigura curățarea întregii cavități bucale.

### Design extrem de silențios



Proiectat pentru o curățare discretă, astfel încât pacienții tăi să obțină rezultate excelente, fără a-i deranja pe ceilalți.

### 4 moduri, 10 intensități



Pacienții tăi se vor bucura de o curățare adaptată propriilor nevoi. Modul Clean


utilizează un jet de apă continuu pentru curățare zilnică excelentă; modul Deep Clean folosește impulsuri separate pentru curățare mai temeinică; modul Sensitive este foarte delicat, pentru gingiile sensibile; modul Massage calmează și stimulează linia gingiei. Pacienții pot regla intensitatea la nivelul la care se simt confortabil, ghidându-se după afișajul cu lumini LED.

### Cap de curățare Quad Stream F3



Pentru acoperire maximă și curățare temeinică, folosește capul de curățare Quad Stream pentru a concentra apa în patru jeturi consistente între dinți și de-a lungul liniei gingiei. Ghidajul din cauciuc moale este delicat cu gingiile și fiecare cap de curățare se fixează și se detașează cu ușurință printr-un clic.

### Cap de curățare standard F1



Cap de curățare standard pentru curățare intensă între dinți, ce îndepărtează placa bacteriană și resturile

HX3911/40

### Suport de andocare magnetic ușor de folosit



După ce pacientul a terminat, poate să pună la loc mânerul în suportul de andocare magnetic ușor de utilizat. Mânerul va comuta automat de la pauză la oprit.

### Rezervor de 600 ml



Rezervorul de 600 ml cu capac ușor de rabatat are apă suficientă pentru o curățare. Pentru a-l umple, nu trebuie decât să-l ridici, să-l umpli și să-l fixezi la loc.

### Toc compact pentru capul de curățare

Pacienții își pot depozita igienic capetele de curățare într-un toc compact și elegant.

## Du? bucal

4 moduri de curățare, 10 niveluri de intensitate Tehnologie QuadStream și Pulsewave, 2x capete de curățare Standard F1, 2x capete de curățare QuadStream F3, Toc de depozitare al capetelor de curățare

# Specificații

### Alimentare

- Tensiune: Încărcător tensiune multiplă

### Service

- Garanție: 2 ani garanție limitată

### Ușor de utilizat

- Mâner: Design ergonomic subțire
- Atașarea capului: Se fixează și detașează ușor

### Articole incluse

- Cap de curățare standard F1: 2
- Cap de curățare Quad Stream F3: 2

- Power Flosser: 1

- Toc de depozitare a capului de curățare: 1

### Performanță de curățare

- Performanță: Elimină până la 99,9 % din placa bacteriană\*

### Moduri

- Clean: Pentru o curățare zilnică impecabilă
- Deep Clean+: Pentru o curățare profundă și revigorantă
- Niveluri de intensitate: 10
- Massage: Masaj revigorant
- Sensitive: Curățare delicată a dinților și a gingiilor



Data apariției 2023-12-12

Versiune: 2.0.5

EAN: 87 10103 94725 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Îndepărtare de până la 99,9 % a plăcii bacteriene din zonele tratate în cadrul unui studiu de laborator. Rezultatele efective la nivelul cavității bucale pot varia.