

PHILIPS

Sonična električna četkica za zube sa aplikacijom

DiamondClean 9000

Olakšano povezivanje sa aplikacijom za pranje zuba

Ugrađeni senzor pritiska

Pametno prepoznavanje glave četkice

4 režima, 3 intenziteta



HX9911/09



Trajno belji i zdraviji zubi

Belji zubi za samo 1 dan****

Najbolje izbeljivanje pomoću naše elegantne sonične električne četkice za zube Philips Sonicare. Predite na Sonicare.

Uživajte u elegantnom i jednostavnom dizajnu

- Jednostavno punjenje

Korisnici DiamondClean iskusili su poboljšano zdravlje usta

- Nežne prema vašim desnama, grube prema naslagama kamenca
- Odstranjuje do 10 puta više naslaga* za temeljno čišćenje

Neka se DiamondClean 9000 prilagodi vašim potrebama


- Personalizovano iskustvo pranja
- Obaveštava vas ako prejako pritiskate
- BrushSync automatski bira najbolji režim za vas
- Uvek ćete znati kada treba da zamenite glavu četkice

Ostanite u toku uz personalizovani izveštaj o napretku

- Usvojite zdrave navike i nastavite da ih primenjujete

Važne karakt.

Odstranjuje do 10 puta više naslaga*




Uz glavu četkice C3 Premium Plaque Control dobijate najbolje moguće temeljno čišćenje. Meke fleksibilne čekinje su osmišljene tako da se savijaju u skladu sa oblikom vaših zuba, pružajući vam 4x veći kontakt sa površinom** i odstranjujući do 10 puta više naslaga sa nepristupačnih mesta.

C3 Premium Plaque Control



Glava četkice C3 Premium Plaque Control dizajnirana je da vam pruži najbolje dubinsko čišćenje ikad. Meke fleksibilne strane i čekinje savršeno se savijaju u skladu sa oblikom vaših zuba, pružajući vam 4x veći kontakt sa površinom i pomažući vam da dosegnete nepristupačna mesta*.

Izveštaj o napretku



DiamondClean 9000 daje vam smernice koje su vam potrebne da unapredite i održavate zdrave navike pranja zuba između dve posete zubaru. Ugrađeni pametni senzori obavestavaju vas kada koristite preveliki pritisak. Personalizovani izveštaj o napretku,

koji dobijate povezivanjem na Sonicare aplikaciju, pomaže vam da ostanete u toku i da vidite koliko ste se vremenom poboljšali.

4 režima, 3 intenziteta



DiamondClean 9000 isporučuje se uz režime čišćenja, izbeljivanja+, nege desni i dubinskog čišćenja+ koji pokrivaju vaše potrebe pranja zuba. Režim čišćenja služi za izvanredno svakodnevno čišćenje, izbeljivanje+ služi za uklanjanje mrlja, nega desni nežno, ali efikasno čisti vaše desni, a dubinsko čišćenje+ vam pruža osvežavajuće dubinsko čišćenje. Tri postavke intenziteta vam omogućavaju da izaberete jaču postavku za unapređeno čišćenje ili slabiju postavku za osetljiviju usnu duplju.

Uparivanje u BrushSync režimu



Pametne glave četkice osiguravaju da koristite odgovarajući režim i intenzitet za najbolje moguće čišćenje. Na primer, ako koristite glavu četkice W3 Premium White, tehnologija BrushSync vaše četkice DiamondClean 9000 automatski će sinhronizovati glavu četkice sa režimom Izbeljivanje+ kao pomoć pri izbeljivanju zuba.

Ugrađeni senzor pritiska



Vi možda nećete primetiti da prejako pritiskate četkicu, ali DiamondClean 9000 hoće. Ako treba da popustite pritisak, četkica za zube će emitovati zvuk otkucaja. To je obaveštenje da pustite glavu četkice da uradi posao. 7 od 10 osoba smatra da im je ova funkcija pomogla da bolje peru svoje zube.

BrushSync podsetnik za zamenu glave četkice



Sve glave četkice se s vremenom troše, tako da ćete hteti da pripazite na svoju četkicu kako biste bili sigurni da i dalje postizete odlično čišćenje. Naša tehnologija BrushSync prati koliko dugo koristite glavu četkice i koliko ste snažno trljali zube. BrushSync podsetnik za zamenu na drški i kratak zvučni signal obavestiće vas kada je vreme za zamenu.

Dugotrajna baterija



Vaša DiamondClean 9000 četkica radiće do dve nedelje uz jedno punjenje i redovnu upotrebu.

Specifikacije

Mogućnost priključivanja

Bluetooth® bežična tehnologija: Povezana aplikacija za pranje zuba

Napajanje

Napon: 110–220 V

Tehničke specifikacije

Vreme rada (od pune do prazne baterije): 14 dana***

Baterija: Može da se puni

Tip baterije: Litijum-jonska

Dizajn i završnica

Boja: Crna

Servisiranje

Garancija: 2 godine ograničene garancije

Kompatibilnost

Kompatibilnost sa sistemom Android: Android telefoni, Tableti koji podržavaju tehnologiju Bluetooth 4.0

Kompatibilnost sa sistemom iOS: iPad 3.

generacije ili novija verzija, iPhone 4S ili novija verzija, uz iOS7 ili noviju verziju, sa operativnim sistemom iOS7

Jednostavna upotreba

Drška: Tanak ergonomski dizajn

Kompatibilnost sa drškama: Glava četkice koja se jednostavno postavlja „na klik“

Podsetnik za zamenu: Kako biste uvek dobili najbolje rezultate, ikona podsetnika svetli

Dodaci koji se dostavljaju

Drška: 1 DiamondClean 9000

glave četkice: 1 C3 Premium Plaque Control

Putna torbica: Putna torbica koja se puni putem USB-a

Stakleni punjač: 1

Baza punjača: 1

Učinkatost čišćenja

Performanse: Odstranjuje do 10 puta više kamenca*

Tajmer: BrushPacer i SmarTimer

Pomaže pri izbeljivanju: Izbeljuje zube za 1

dan*

Povratne informacije o jačini pritiska: Drška vibrira i opominje korisnika

Režimi

3 intenziteta: Visoko, Nisko, Srednje

Čišćenje: Za izvanredno svakodnevno čišćenje

Dubinsko čišćenje+: Za osvežavajuće dubinsko čišćenje

Nega desni: Posebnu pažnju poklanja kutnjacima

Izbeljivanje+: Za uklanjanje površinskih mrlja

Tehnologija pametnih senzora

BrushSync podsetnik za zamenu glave četkice: Uvek ćete znati kada treba da, zamenite glavu četkice

Senzor pritiska: Upozorava vas kada previše snažno trljate zube

Tehnologija BrushSync: pametne glave četkice, Povezivanje pametne drške i

Podrška za softver

Ažuriranja softvera: Philips nudi relevantna ažuriranja softvera u trajanju od 2 godine nakon datuma kupovine.

