

PHILIPS

AVENT

Mikrowellen- Sterilisator

Tötet 99,9 % aller schädlichen
Keime ab

Sterilisiert in 2 Minuten

Fasst 4 Philips Avent Flaschen

Passt in die meisten
Mikrowellengeräte

SCF281/02



Überall ganz einfach sterilisieren

Sterilisieren Sie Babyfläschchen und Zubehör auch unterwegs schnell und einfach. Das tragbare Gerät ist leicht genug zum Mitnehmen und groß genug für vier Flaschen und Zubehör.

Passend für verschiedene Flaschentypen und andere Produkte

- Sterilisiert pumpen, Schnuller, Besteck sowie Babyflaschen
- Sterilisiert breit- und schmalhalsige Standardflaschen

Schnelle und effiziente Dampfsterilisation in der Mikrowelle

- Tötet 99,9 % der Keime ab*
- Mikrowellen-Sterilisator sterilisiert in nur 2 Minuten
- Inhalt bis zu 24 Stunden steril

Federleichtes, tragbares Design

- Sicherheitsclips mit Hitzeschutz für einen sicher befestigten Deckel
- Passt in die meisten Mikrowellengeräte auf dem Markt
- Leichtes Design für sterile Flaschen unterwegs

Besonderheiten

Funktioniert für unterschiedliche Flaschentypen



Der Sterilisator sterilisiert breit- und schmalhalsige Standardflaschen. Bis zu 4 Flaschen von Philips Avent können gleichzeitig sterilisiert werden.

Auch zur Verwendung von Pumpen, Schnullern

Mit dem Sterilisator können Milchpumpen, Schnuller, Besteck und andere Produkte und Babyflaschen sterilisiert werden.

Daten

Technische Daten

Sterilisationszeit: 2 Minuten bei 1200 – 1850 W, 4 Minuten bei 850 – 1100 W, 6 Minuten bei 500 – 800 W

Wasserkapazität: 200 ml

Consumer Trade Item

Height: 16 cm

Width: 27 cm

Length: 27 cm

Net weight: 0.75 kg

Gross weight: 0.946 kg

GTIN: 8710103558729

Country of origin: PL

Harmonized system code: 39241000

Außenkarton

Height: 29.2 cm

Width: 28.3 cm

Length: 51 cm

Net weight: 2.25 kg

Gross weight: 3.168 kg

GTIN: 18710103558726

Palette

Height: 102.1 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

Net weight: 40.284 kg

Gross weight: 77.02 kg

GTIN: 68710103687889

Gewicht und Abmessungen

Gewicht: 740 g

Abmessungen: 166 (H), 280 (B), 280 (L) mm

Ursprungsland

Hergestellt in: Polen

Lieferumfang

Mikrowellen-Dampfsterilisator: 1 Stck.

Zange: 1 Stck.

Pallet Layer

Height: 29.2 cm

Width: 120 cm

Length: 80 cm

