

# PHILIPS

## sonicare

Elektriline Sonic-  
hambahari

FlexCare

Kolm režiimi

Kaks harjapead

Kaks käepidet

Hambaharjapeade UV-puhasti

HX6972/38



## Kõrgemal tasemel puhastamine

Hambahari hammaste ja igemete õrnaks puhastamiseks

Uuenduslik tehnoloogia tagab paremad tulemused. Nüüd on saadaval garanteeritud võimalus suu tervishoiu parandamiseks. See on uus Philips Sonicare FlexCare'i elektriline hambahari, mis kohandub teie suuhooldusvajadustele.

### Proven to improve oral health

- Parandab igemete tervist vaid kahe nädalaga
- Philips Sonicare'i hambahari aitab hambaid valgemaks muuta

### Aitab järgida hambaarstide soovitusi

- Quadpaceri intervallitaimer ergutab põhjalikult harjama
- Kahe minuti taimer aitab kinni pidada soovituslikust harjamisajast.

### Provides a superior clean


- Sonicare'i dünaamiline puhastus juhib vedeliku hammaste vahele
- Sonicare DiamondCleani hambaharjapea tagab valgemad hambad
- Eemaldab kuni seitse korda rohkem kattu kui käsihambahari

### Hammastepesu vastavalt teie vajadustele

- Easy-start-programm Sonicare'i kogemusega kohanemiseks
- Kolm erinevat režiimi parandavad puhastamiskogemust

# Esiletõstetud tooted

## Kolme erinevat puhastusrežiimi




Kolme erineva režiimi hulka kuuluvad Clean režiim põhjalikuks puhastuseks kahe minutiga, White režiim hambapinnalt plekkide eemaldamiseks ning Massage režiim igemete stimuleerimiseks.

## Parandab igemete tervist



Selle Philips Sonicare'i elektrilise hambaharja optimaalne puhastus hammaste vahelt ja piki igemeserva parandab igemete tervist vaid kahe nädalaga.

## Aitab hambaid valgemaks muuta



See Philips Sonicare'i elektriline hambahari aitab hammastelt plekke eemaldada ja neid vähendada, et saavutada säravam naeratus.

## Eemaldab kuni seitse korda rohkem kattu




Eemaldab raskesti ligipääsetavatest kohtadest kuni seitse korda rohkem kattu kui käsihambahari.

## Sonic-tehnoloogia



Philips Sonicare'i elektrilise hambaharja unikaalne dünaamiline liikumine puhastab õrnalt ja tõhusalt hambavahed ja igemeservad.

## Easy-start-programm



Võimsus kasvab vähehaaval esimese 14 kasutuskorra ajal, et kohaneda lihtsamini Philips Sonicare'i elektrilise hambaharja kogemusega.

## Quadpacer



Intervallitaimer annab iga 30 sekundi tagant teile signaaliga märku, millal olete lõpetanud ühe suuveerandi puhastamise ja võite edasi liikuda, ning selle tulemuseks on kogu suu ühtlasem puhastamine.

## SmarterTimer



Philips Sonicare'i elektrilise hambaharja kahe minuti taimer aitab kinni pidada hambaarsti soovitatud harjamisajast.

## DiamondCleani harjapea



DiamondCleani hambaharjapeal, mis on Philips Sonicare'i parim hambaid valgemaks muutev harjapea, on teemandikujulised keskmise jäikusega harjased, mis eemaldavad katu efektiivselt, kuid õrnalt. See Philips Sonicare'i elektriline hambahari on suurepärase puhastusvõimega ja tagab käsihambaharjaga võrreldes valgemad hambad.



# Spetsifikatsioon

## Disain ja viimistlus

Värv: Mustad

## Võimsus

Pinge: 110–220 V

## Tehnilised andmed

Aku: Laetav

Kasutamisaeg (täislaetust kuni tühjani): Kuni kaks nädalat

Aku tüüp: Liitiumioon

## Hooldus

Garantii: Kaheaastane piiratud garantii

## Kergesti kasutatav

Käepide: Peenike, ergonomiline disain

Ekraan: Valgustatud ekraan

Harjapeade süsteem: Lihtsa klõpskinnitusega harjapead

Akunäidik: Märgutuli aku laetuse kohta

Harjamisaeg: Kuni kaks nädalat

## Kaasolevad tarvikud

Reisivutlar: 2

Laadija: 1

Harjapead: 2 DiamondClean standardset harjapead

Käepidemed: 2 FlexCare'i

UV-puhasti: 1

## Puhastusjõudlus

Kasu tervisele: Parandab igemete tervist vaid kahe nädalaga

Talitus: Eemaldab kuni seitse korda rohkem kattu\*

Kiirus: Kuni 62 000 harjaliigutust minutis

Valgemad hambad: Eemaldab 100% rohkem plekke\*, Muudab hambad valgemaks 1 nädalaga

Taimer: Quadpacer ja SmarTimer

## Režiimid

Puhastamine: Igapäevaseks tipptasemel puhastamiseks

Valge: Eemaldab plekid hammaste pinnalt

Masseerimine: Ergutav massaaž

Kaks tavarežiimi: Go Care ja Max Care

