

PHILIPS

Dispositivo di epilazione
IPL con SenseIQ

Lumea IPL 9000 Series

Sensore SmartSkin

3 accessori intelligenti: corpo,
viso, precisione

App Lumea IPL

Funzionamento cordless e con
filo



BRI955/01



Goditi 12 mesi di pelle liscia e depilata* grazie alla nostra tecnologia IPL più facile e veloce

La tecnologia IPL più efficace, 12 mesi dopo un ciclo di trattamento completo**. La tecnologia IPL con tecnologia SenseIQ assicura un'epilazione duratura e totale nel comfort di casa. Pelle liscia come dall'estetista grazie alla guida personalizzata dell'app Lumea IPL.

Delicato ed efficace per una pelle liscia a lungo

- Solo 2 trattamenti al mese per risultati rapidi
- L'unico Philips Lumea con modalità senza filo
- Sviluppato in collaborazione con dermatologi per essere facile da utilizzare ed efficace

Soluzione completa per viso e corpo

- Soluzione completa per viso e corpo con 3 accessori intelligenti
- Adatto alla maggior parte delle tonalità di pelle e dei colori del pelo

Trattamento di epilazione a luce pulsata IPL personalizzato

- Delicato e comodo grazie alla tecnologia SenseIQ
- Ottimizza la tua routine con l'app Philips Lumea IPL

In evidenza

2 trattamenti al mese per risultati rapidi



Ogni 2 settimane per iniziare, ossia la metà dei trattamenti rispetto ad altri marchi, seguito da ritocchi una volta al mese. Tutto qui. Il trattamento su tutta la parte inferiore di entrambe le gambe richiede 8,5 minuti.

Tecnologia SenseIQ



Lumea Serie 9000 offre cinque impostazioni di luce regolabili facilmente. Il nostro sensore SmartSkin rileva la tonalità della tua pelle consigliando l'impostazione di luce più adatta a te. Gli accessori intelligenti personalizzano il trattamento in base alla zona del corpo.

Cordless, se lo desideri



Per la massima praticità, Lumea serie 9000 è il nostro unico dispositivo IPL cordless, per raggiungere ancora più agevolmente qualsiasi punto con precisione e utilizzarlo ovunque.

3 accessori intelligenti




Gli accessori appositamente progettati si adattano alla perfezione ad ogni curva del corpo e attivano i programmi più efficaci in base alla zona quando sono collegati. Viso: design piatto e piccola finestra dotata di filtro UV. Corpo: design curvato verso l'interno con ampia finestra di trattamento. Precisione: design curvato verso l'esterno per le zone più difficili da raggiungere.

Sviluppato in collaborazione con dermatologi



In qualità di leader nel settore delle tecnologie per la salute, Philips ha sviluppato Lumea IPL in collaborazione con dermatologi, affinché tu possa utilizzarlo a casa tua in modo sicuro e funzionale. Grazie a questa tecnologia già impiegata nei centri estetici, Lumea IPL offre un trattamento delicato, anche sulle zone sensibili.

App Philips Lumea IPL



La nostra app per il coaching gratuita ti aiuta a pianificare e rispettare il tuo programma di trattamento, guidandoti passo dopo passo in ogni sessione. Scaricata da oltre 2,1 milioni di utenti.

Per la maggior parte delle tonalità di pelle e colori del pelo



La tecnologia IPL ha bisogno di contrasto tra il pigmento del pelo e quello della pelle, pertanto funziona su peli di colore biondo scuro naturale oppure su peli castani o neri e su pelli da chiara a marrone scuro (I-V).

Specifiche

Specifiche tecniche accessori

Accessorio trattamento corpo: Forma: convesso, Dimensione finestra: 4,1 cm², Trattamento personalizzato per il corpo: gambe, braccia e addome

Accessorio trattamento viso: Forma: piatto, Dimensione finestra: 2 cm², filtro aggiuntivo, Trattamento personalizzato per il viso: labbro superiore, mento e linea della mascella

Accessorio trattamento di precisione: Forma: concavo, Dimensione finestra: 3 cm², Trattamento personalizzato per la zona bikini e per le ascelle

Impostazioni di sicurezza regolabili

Filtro UV integrato: Protegge la pelle dai raggi UV

5 impostazioni di intensità della luce:

Regolabile in base al tipo di pelle

Sistema di sicurezza integrato: Impedisce l'attivazione accidentale del flash

Sensore del fototipo: Rileva il colore della

pelle

Sensore SmartSkin: La giusta impostazione in ogni momento

Modalità di applicazione

Scorrimento e flash: Per un'applicazione rapida

Con filo/cordless: Funzionamento cordless e con filo

Pressione e flash: Per il trattamento su zone di piccole dimensioni

Specifiche tecniche

Voltaggio: 100-240 V

Tipo di batteria: Batteria ricaricabile

Lampada ad alte prestazioni: Progettato per durare a lungo, eroga 450.000 flash, pari a 39 anni di trattamenti con lampada**

Accessori

Accessorio per il corpo (3 cm²): Per l'uso al di sotto della nuca

Accessorio di precisione (2 cm²): Per l'uso al di

sotto degli occhi

Accessorio per il corpo (4 cm²): Per l'uso al di sotto della nuca

Assistenza

Garanzia: 2 anni di garanzia globale + 1 anno extra di garanzia registrando il prodotto entro 90 giorni

Accessori inclusi

Istruzioni d'uso: Manuale utente

A magazzino: Custodia elegante

Adattatore: 19,5V / 4000mA

Tempo di applicazione

Ascelle: 2,5 min

Zona bikini: 2 minuti

Zone del viso: 1,5 minuti

Parte inferiore delle gambe: 8,5 min



**Riduzione media dei peli dopo 12 trattamenti: 86% sulla parte inferiore delle gambe, 70% sulla zona bikini, 67% sulle ascelle

**Riduzione media del 77% dei peli sulle gambe dopo 12 trattamenti.

**Riduzione media del 58% dei peli dopo 12 trattamenti.

***** Quando si segue il programma di trattamento.

Calcolato per l'utilizzo sulla parte inferiore delle gambe, zona bikini, ascelle e viso. La durata della lampada non si estende oltre alla garanzia internazionale di 2 anni di Philips.