

PHILIPS

AVENT



Manuell brystpumpe

Vanlig sett



SCF430/20

Nå er pumping enkelt

Natural Motion-teknologi for rask melkestrømning

Philips Avent bærbar manuell brystpumpe med Natural Motion Technology, inspirert av babyens suging for rask utdrivning. Passer til alle brystvorter og enkel justering av rytme og vakuum. Det er viktig å finne riktig smokk. Se mer nedenfor

Enkel å gjøre ren

- Enkel å rengjøre og sette sammen

Andre fordeler

- Velge den riktige strømmen fra flaskesmokken for babyen din

Komfortabelt utdriving

- Setter i gang produksjon av melk før mating eller mellom matinger
- Pumping og mating
- Pump uten å lene deg fremover
- Velg rytme i takt med melkestrømmen

Bærbar og praktisk

- Ideelt for pumping fra tid til annen, uansett hvor og når

Enkel, skånsom og effektiv

- Bidrar til stimulering av melkestrøm
- Myk og tilpasningsvennlig silikonpute

Høydepunkter

Natural Motion-teknologi



Den nyskapende silikonflensen, som er inspirert av babyens unike sugemønster, stimulerer brystvorten til å hjelpe deg med å starte melkestrømmen raskt. Dette gir behagelig og effektiv utdriving.

Tilpasser seg brystvortene



Siden vi alle er forskjellige, har puten én størrelse som passer alle. I tillegg bøyer og tilpasser silikonputen seg skånsomt etter brystvorten din. Den passer til 99,98 % av brystvortestørrelser* (opptil 30 mm).

Å finne riktig smokk er viktig




Hvis det nyfødte barnet ditt ofte ikke får i seg nok melk ved mating eller sliter med å få i seg melk, kan du bytte til en smokk med høyere gjennomstrømningshastighet. Hvis problemene vedvarer, bør du kontakte lege.

Finn den riktige strømmen fra flaskesmokken




Hver baby spiser på sin måte og utvikler seg i sitt eget tempo. Vi har utformet en rekke strømningshastigheter, slik at du kan finne den som er perfekt for babyen din og tilpasse flasken deretter. Hver Natural Response Nipple er laget av myk silikon.

Bærbar og enkel å bruke




Brystpumpen er liten og lett, noe som betyr at den egner seg for oppbevaring og transportert, slik at du kan pumpe på en enkel og diskret måte når du farten.

Stimulerer frigjøring av melk




En unik og bærbar manuell brystpumpe som er ideell for mødre som trenger å produsere melken forsiktig, både når de er borte fra hjemmet og før amming.

Kontroll av suging og melkestrøm



Du kan justere pumperytmen og sugingen etter behov, komfort og melkestrøm.

Sitt komfortabelt



Slapp av og sitt komfortabelt under utdriving. Takket være designen vår kan du sitte oppreist i stedet for å lene deg fremover.

Enkel å rengjøre og sette sammen



Pumpen har bare noen få deler, noe som gjør den enkel å sette sammen og rengjøre.

Pumping og mating



Fest den myke smokken på flasken når du skal mate med utpumpet melk. Hvis du vil oppbevare melken til mating senere, lukker du flasken ved hjelp av forseglingsplaten.

Spesifikasjoner

Følgende er inkludert:

Engangs ammeinnlegg: 4 deler
Forseglingsplate: 1 deler
Putetrekk: 1 deler
Expression-sett med håndtak: 1 deler
Melkeposer: 5 stk.
Flaske på 4 oz: 1 del
Treg smokk: 1 del

Funksjoner

Myk og tilpasningsdyktig pute: Skånsom stimulering

Consumer Trade Item

Height: 15.7 cm
Width: 19.7 cm
Length: 9 cm

Net weight: 0.2426 kg
Gross weight: 0.4799 kg
GTIN: 8720689003568
Country of origin: VN
Harmonized system code: 84141089

Pappkartong

Height: 17.5 cm
Width: 21.1 cm
Length: 37.6 cm
Net weight: 0.9704 kg
Gross weight: 2.10468 kg
GTIN: 18720689003565

Pallet Layer

Height: 17.5 cm
Width: 80 cm
Length: 120 cm

Palle

Height: 117 cm
Width: 80 cm
Length: 120 cm
Net weight: 58.224 kg
Gross weight: 139.3488 kg
GTIN: 68720689003560



* Based on: (1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26 April 2019, ((109 participants, Israel); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation.

* Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, May 1993, (20 participants (Caucasian), USA); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 participants, Australia).

* Brystpumpe uten BPA: Gjelder kun flasken og andre deler som kommer i kontakt med brystmelk. I henhold til EU-forskrift 10/2011