

# PHILIPS

## AVENT

Tåteflaske i glass

Natural Response

En tåteflaske

120ml

Flow 2 flaskesmokk

0 md.+

SCY930/01



## Støtter babyens individuelle drikkerytme

En flaskesmokk som fungerer som et bryst

Natural Response flaskesmokk frigjør melk når babyen drikker aktivt. Babyer kan drikke, svelge og puste med sin naturlige rytme, som på brystet. Dette gjør det enkelt å kombinere amming og mating med flaske.

### Lett å kombinere amming og mating med flaske

- Babyen får tak naturlig takket være den brystformede flaskesmokken
- Flaskesmokken frigjør melk når babyen drikker aktivt

### Andre fordeler

- Flaskesmokken er utformet for å hindre søl og spilt melk
- Glass av farmasøytisk kvalitet, renhet og varmemotstand
- Enkel å bruke, enkel å rengjøre og rask å montere
- Velge flaskesmokken med den riktige strømmingen for din baby
- Natural Response flaskesmokk og flasker er frie for BPA\*
- Vær tålmodig mens babyen tilpasser seg

### Leder luften vekk fra babyens mage

- Utformet for å redusere kolikk og ubehag

# Høydepunkter

## Natural Response flaskesmokk



Natural Response flaskesmokken fungerer med babyens naturlige rytme, noe som gjør det enkelt å kombinere amming og mating med flaske. Flaskesmokken har en unik åpning som bare frigjør melk når babyen drikker aktivt. Når babyen stopper for å svelge og puste, stopper melken også.

## Babyen får tak naturlig



Den brede, myke og fleksible flaskesmokken er utformet for å etterligne formen og følelsen av et bryst, slik at babyen får tak naturlig og mates komfortabelt.

## Anti-kolikkventil



Anti-kolikkventil som er utformet for å holde luft vekk fra magen til babyen under mating, noe som gir redusert kolikk og ubehag.

## Drøppfri flaskesmokk



Åpningen til flaskesmokken er utformet for å frigjøre melk kun når babyen mates. Slik kan du trygt unngå melketap, uansett om du er hjemme eller på farten.

## Varmebestandig glass



Philips Avent glassflaske er lagd av førsteklasses borosilikatglass, og er varme- og temperatursjokkbestandig. Den kan derfor trygt oppbevares i kjøleskapet, varmes opp og kan også steriliseres.

## Finn flaskesmokken med den riktige strømningshastigheten



Hver baby spiser på sin måte og utvikler seg i sitt eget tempo. Vi har utformet en rekke strømningshastigheter, slik at du kan finne den som er perfekt for babyen din og tilpasse flasken deretter. Hver Natural Response flaskesmokk er laget av myk silikon.

## Enkel å bruke og rengjøre



Den brede flaskehalsen gjør det enkelt å rengjøre og fylle flasken. Den består bare av noen få deler, slik at den er enkel og rask å sette sammen.

## BPA-fri\*



Philips Avent Natural-flaskene er laget av BPA-fritt\* materiale.

## Vær tålmodig mens babyen tilpasser seg



Våre nye Natural Response-tåteflasker skiller seg ut fra våre tåteflasker med fri flyt. Akkurat som med amming, kan det ta noen forsøk å få det riktig, men det er helt normalt.

# Spesifikasjoner

## Materiale

Smokk: Silikon, BPA-fri\*

## Følgende er inkludert:

Tåteflaske på 4 oz / 120 ml: 1 deler

Flow 2 flaskesmokk: 1 del

## Funksjoner

Flaskesmokkfunksjoner: Babyen får tak naturlig, Dryppefri design, Myk og fleksibel, Anti-kolikkventil

