

PHILIPS

עם SenselQ מכווין להסרת שיער

Lumea IPL 8000 Series

SmartSkin חיישן

שני אביזרים חכמים: גוף, פנים

Lumea IPL האפליקציה

שימוש עם כבל

BRI945/00



SenselQ מותאם לך אישית עם

*תיהני מעור חלק ונעים למשך 12 חודשים

לעור חלק לאורך זמן Lumea IPL עם אביזרים חכמים ואפליקציית SenselQ טכנולוגיית. Lumea IPL 8000 תיהני מטיפול מהיר ומותאם אישית עם סדרת

עדין ויעיל לקבלת עור חלק לטווח ארוך

- פותח בעזרת דרמטולוגים להיות קל ויעיל
- קבלת תוצאות מהירות בטיפול של רק פעמיים בחודש
- כבל ארוך במיוחד לקבלת גמישות נוספת בזמן טיפול

פתרון מלא לפנים ולגוף

- פתרון מלא לפנים ולגוף עם 2 אביזרים חכמים
- מתאים לרוב גווני העור וצבעי השיער

מותאם אישית להסרת שיער IPL טיפול

- של פיליפס Lumea IPL מיטוב השגרה עם היישום
- SenselQ עדין ונוח עם

Highlights

אביזרים חכמים 2

אביזרים שתוכננו במיוחד מתאימים בצורה מושלמת לקווי מתאר הגוף ומפעילים את התוכניות היעילות ביותר עבור כל אזור בגוף UV. כאשר הם מחוברים. פנים: עיצוב שטוח וחלון קטן עם מסנן גוף: מעוקל פנימה עם חלון גדול.

של פיליפס Lumea IPL היישום



יישום ההדרכה בחינם שלנו מסייע לתכנן לוח זמנים לטיפול ולדבוק בו, ולאחר מכן מדריך אותך לאורך כל שלב בטיפול. יותר מ-2.1 מיליון משתמשים כבר הורידו אותו.

פתח בעזרת דרמטולוגים



Lumea חברה מובילה בטכנולוגיית הבריאות, פיליפס פיתחה את בהתייעצות עם דרמטולוגים, לשימוש קל ויעיל בתוך הבית IPL. הנוצר מטכנולוגיה המשמשת מכוני יופי מקצועיים, Lumea IPL, מציע טיפול עדין אפילו באזורים רגישים.

פעמיים בחודש לקבלת תוצאות מהירות



בתור התחלה, כל שבועיים — זהו חצי ממספר הטיפולים במותגים אחרים. לאחר מכן, טיפולים שוטפים רק פעם בחודש. זהו זה. טיפול בשתי הרגליים התחתונות נמשך 8.5 דקות.

SenseIQ טכנולוגיית



יש חמש הגדרות תאורה הניתנות לכונן Lumea 8000 לסדרת שלנו קורא את גוון העור ומסייע למצוא SmartSkin בקלות. חיישן את ההגדרה הנוחה ביותר. אביזרים חכמים מתאימים את הטיפול לכל אזור בגוף.

כבל ארוך במיוחד



נוח לשימוש הודות לכבל ארוך במיוחד שמספק גישה קלה ויכולת תמרון משופרת.

לרוב סוגי העור והשיער



זקוק לניגודיות בין הפיגמנט בצבע השיער לבין הפיגמנט בגוון IPL העור, לכן הוא פועל על שיער בלונדיני כהה, חום או שחור באופן (I-V). טבעי ועל גוני עור מבהיר עד חום כהה.

Specifications

קובצי מפרט טכני מצורפים

אביזר לטיפול בגוף: צורה: קמור מעוקל, גודל החלון: 4.1 סמ"ר, טיפול מותאם לגוף: רגליים, זרועות ובטן
אביזר לטיפול בפנים: צורה: שטוח, גודל חלון: 2 סמ"ר, מסנן נוסף, טיפול מותאם לפנים: שפה עליונה, סנטר וקו לסת

הגדרות בטיחות והגדרות ניתנות לכיוון

משולב: מגן על העור מפני אור אולטרא-סגול UV מסנן
חמש הגדרות של אנרגיית אור: מתאים את עצמו לסוג העור שלך
מערכת בטיחות משולבת: מונע הבזקים לא מכוונים
ההגדרה הנכונה לפי דרישה SmartSkin חיישן

מצב אפליקציה

החלק והבזק: יישום מהיר
שימוש אלחוטי / מחובר לחשמל: שימוש עם כבל
הצמד והבזק: לטיפול באזורים קטנים

מפרט טכני

V מתח: 100-240
מנורה לביצועים גבוהים: נבנה כדי להחזיק מעמד, 450,000
**הבזקים, שווה ערך ל-39 שנות חיי מוצר של מנורה

שירות

אחריות: אחריות כוללת לשנתיים + שנה נוספת של אחריות
מתאריך רישום המוצר תוך 90 יום

פריטים כלולים

הוראות שימוש: מדריך למשתמש
אחסון: נרתיק יופי
19.5 V / 4000mA מתאם:

משך/שעת יישום

בתי שחי: 2.5 דקות
קו הביקיני: 2 דקות
אזורים בפנים: 1.5 דקות
רגליים תחתונות: 8.5 דקות

