

PHILIPS

sonicare

Sonisk, elektrisk
tannbørste – prøveperiode

DiamondClean

5 modi

To børstehoder
med Deep Clean-modus



HX9342/09



Ultimat rengjøring, overlegne resultater

Overlegen plakkfjerning pluss kraftig tannbleking

Det er bare Philips Sonicare DiamondClean som har den ytelsen som pasientene trenger, og de funksjonene de ønsker. DiamondClean fjerner opptil ti ganger så mye plakk som en manuell tannbørste, og fjerner misfarging og gir et hvitere smil på bare én uke.

Designed around you

- Opplyst display
- Tre ukers batterilevetid
- Ladesystem

Guides you to follow dental recommendations

- 5 modi: Clean, White, Sensitive, Gum Care og Deep Clean

Provides a superior clean

- AdaptiveClean-børstehode
- DiamondClean-tannbørstehode for Sonicares hviteste tenner
- Nye Deep Clean takler problemområder lekende lett
- Patentert Sonicare-tannbørsteteknologi

Høydepunkter

DiamondClean-børstehode



DiamondClean-tannbørstehoder, Philips Sonicares beste børstehode for hvitere tenner, har diamantformede børstehår for å effektivt, men skånsomt fjerne misfarging og skrape bort plakk. Fjerner misfarging fra kaffe, te, rødvin, sigaretter og tobakk på bare én uke.

AdaptiveClean-børstehode



De myke, fleksible gummsidene gjør at børstehårene kan tilpasse seg pasientens unike tann- og tannkjøttformer, og gir opptil fire ganger så stor kontaktflate*. Det fleksible børstehodet er skånsomt langs tannkjøtttranden og demper overdrevent pussetrykk. Større børsterekkevidde gir en behagelig tannpuss og uovertruffen rengjøring langs tannkjøttet og i områder som er vanskelige å nå*. Det er bevist at børstehodet fjerner ti ganger mer plakk på steder som er vanskelige å nå sammenlignet med en manuell tannbørste*.

5 børstemodi



Inkluderer White-modusen for å fjerne misfarging, som er klinisk testet for å bleke tennene på bare én uke.

Deep Clean-modus




Den helt nye Deep Clean-modusen vår gir enestående tannpuss i områder som er vanskelige å nå. Børstehodets unike bevegelser i denne modusen er sammen med en lengre pussetid på tre minutter det perfekte valget når du vil konsentrere deg om problemområder.

Ladesystem



Bærbar ladeenhet med USB- og veggkontakt for reise.

Opplyst display



Når den er slått på, viser den unike bakkelysningen den valgte modusen. Når den er slått av, er ikke displayet synlig. Dette gir et stilrent utseende.

Oppladbart batteri



DiamondClean har nok batterilevetid for tre ukers regelmessig bruk når den er fulladet.

Sonisk teknologi



Fører væsken mellom tennene og langs tannkjøtttranden for en grundig, men skånsom tannpuss.

Spesifikasjoner

Drift

Spenning: 110–220 V

Tekniske spesifikasjoner

Driftstid (full til tom): Tre ukers batterilevetid

Batteri: Oppladbar

Batteritype: Litium-ION

Utforming og utseende

Farge: Keramisk hvit

Service

Garanti: 2 års begrenset garanti

Brukervennlighet

Børstehodesystem: Børstehoder som klikkes enkelt på plass

Batteriindikator: Lyset viser batteristatusen

Skjerm: Opplyst display

Håndtak: Slank, ergonomisk form

Børstetid: Opptil tre uker**

Deler som medfølger

Børstehoder: 1 DiamondClean kompakt, 1 AdaptiveClean

Håndtak: 1 DiamondClean

Rengjøring

Hastighet: Opptil 62 000

børstebevegelser/min

Ytelse: Fjerner opptil 10 ganger mer plakk*

Helsefordeler: Gjør tannkjøttet sunnere på bare to uker

Hvitere tenner: Gjør tennene opptil to nyanser hvitere

Tidsbryter: Quadpacer og SmarTimer

Moduser

Clean: For enestående hverdagsrengjøring

Hvit: Fjerner misfarging

Gum Care: Masserer tannkjøttet forsiktig

Grundig rengjøring: For en oppfriskende, grundig tannpuss

Sensitive: Skånsom rengjøring av tenner og tannkjøtt

