

# PHILIPS

עם SenselQ IPL מכשיר להסרת שיער

Lumea IPL 8000 Series

SmartSkin חיישן

שני אביזרים חכמים: גוף, פנים

Lumea IPL האפליקציה

שימוש עם כבל



BRI945/00



## SenselQ מותאם לך אישית עם

\*תינהי מעורר חלק ונעים למשך 12 חודשים

עם אביזרים חכמים SenselQ טכנולוגיית Lumea IPL 8000 תינהי מטיפול מהיר ומותאם אישית עם סדרת לעור חלק לאורך זמן Lumea IPL ואפליקציית

עדין ויעיל לקבלת עור חלק לטווח ארוך

- קבלת תוצאות מהירות בטיפול של רק פעמיים בחודש
- פותח בעזרת דרמטולוגים להיות קל ויעיל
- כבל ארוך במיוחד לקבלת גמישות נוספת בזמן טיפול

פתרון מלא לפנים ולגוף

- פתרון מלא לפנים ולגוף עם 2 אביזרים חכמים
- מתאים לרוב גווני העור וצבעי השיער

מותאם אישית להסרת שיער IPL טיפול

- SenselQ עדין ונוח עם
- של פיליפס Lumea IPL מיטוב השגרה עם היישום

# Highlights

## פעמיים בחודש לקבלת תוצאות מהירות



בתור התחלה, כל שבועיים — זהו חצי ממספר הטיפולים במוטגים אחרים. לאחר מכן, טיפולים שוטפים רק פעם בחודש. זהו זה. טיפול בשתי הרגליים התחנות נמשך 8.5 דקות.

## SenselQ טכנולוגיית



יש חמש הגדרות תאורה הניתנות לכוונון Lumea 8000 לסדרת שלנו קורא את גוון העור ומסייע למצוא SmartSkin בקלות. חיישן את ההגדרה הנוחה ביותר. אביזרים חכמים מתאימים את הטיפול לכל אזור בגוף.

## ככל ארוך במיוחד



נוח לשימוש הודות לכבל ארוך במיוחד שמספק גישה קלה ויכולת תמרון משופרת.

## אביזרים חכמים 2




אביזרים שתוכננו במיוחד מתאימים בצורה מושלמת לקווי מתאר הגוף ומפעילים את התוכניות היעילות ביותר עבור כל אזור בגוף UV. כאשר הם מחוברים. פנים: עיצוב שטוח וחלון קטן עם מסנן גוף: מעוקל פנימה עם חלון גדול.

## פוחה בעזרת דרמטולוגים



Lumea כחברה מובילה בטכנולוגיית הבריאות, פיליפס פיתחה את בהתייעצות עם דרמטולוגים, לשימוש קל ויעיל בתוך הבית IPL הנוצר מטכנולוגיה המשמשת מכוני יופי מקצועיים, Lumea IPL, מציע טיפול עדין אפילו באזורים רגישים.

## של פיליפס Lumea IPL היישום



יישום ההדרכה בחינם שלנו מסייע לתכנן לוח זמנים לטיפול ולדבוק בו, ולאחר מכן מדריך אותך לאורך כל שלב בטיפול. יותר מ-2.1 מיליון משתמשים כבר הורידו אותו.

## לרוב סוגי העור והשיער



זקוק לניגודיות בין הפיגמנט בצבע השיער לבין הפיגמנט בגוון IPL העור, לכן הוא פועל על שיער בלונדיני כהה, חום או שחור באופן (I-V). טבעי ועל גווני עור מבהיר עד חום כהה.

# Specifications

## קובצי מפרט טכני מצורפים

אביזר לטיפול בגוף: צורה: קמור מעוקל, גודל החלון: 4.1 סמ"ר, טיפול מותאם לגוף: רגליים, זרועות ובטן  
אביזר לטיפול בפנים: צורה: שטוח, גודל חלון: 2 סמ"ר, מסנן נוסף, טיפול מותאם לפנים: שפה עליונה, סנטר וקו לסת

## הגדרות בטיחות והגדרות ניתנות לכיוון

משולב: מגן על העור מפני אור אולטרא-סגול UV מסנן  
חמש הגדרות של אנרגיית אור: מתאים את עצמו לסוג העור שלך  
מערכת בטיחות משולבת: מונע הבזקים לא מכוונים  
ההגדרה הנכונה לפי דרישה SmartSkin חיישן

## מצב אפליקציה

החלק והבזק: יישום מהיר  
שימוש אלחוטי / מחובר לחשמל: שימוש עם כבל  
הצמד והבזק: לטיפול באזורים קטנים

## מפרט טכני

V מתח: 100-240  
מנורה לביצועים גבוהים: נבנה כדי להחזיק מעמד, 450,000  
\*\*הבזקים, שווה ערך ל-39 שנות חיי מוצר של מנורה

## שירות

אחריות: אחריות כוללת לשנתיים + שנה נוספת של אחריות  
מתאריך רישום המוצר תוך 90 יום

## פריטים כלולים

הוראות שימוש: מדריך למשתמש  
אחסון: נרתיק יופי  
19.5 V / 4000mA מתאם:

## משך/שעת יישום

בתי שחי: 2.5 דקות  
קו הביקיני: 2 דקות  
אזורים בפנים: 1.5 דקות  
רגליים תחתונות: 8.5 דקות

