

# PHILIPS

## AVENT

Oppbevaringsposer  
for brystmelk

Lagring

Forhåndssterilisert

25 poser

SCF603/25



## Den ypperste beskyttelsen for morsmelken din

### 6 oz / 180 ml oppbevaringsposer for morsmelk

Philips Avent oppbevaringsposer for morsmelk gir trygg og sikker oppbevaring av den dyrebare morsmelken din. Posene kan oppbevares i kjøleskap eller fryser, og de er også forhåndssteriliserte, slik at du kan ta dem i bruk umiddelbart.

#### Lett å bruke

- Vid åpning for enkel fylling og tømning
- Den robuste utformingen av denne posen gjør at den kan stå på egen hånd
- Posene ligger flatt for enkel oppbevaring

#### Andre fordeler

- Denne posen er laget av BPA-frie materialer

#### Forhåndssterilisert og trygg

- Frysesikker med forsterkede sømmer og pose med to lag
- Forhåndssterilisert pose med sikkerhetsforsegling
- Trygg, lekkasjesikker forsegling med dobbel glidelås

# Høydepunkter

## Optimal beskyttelse

Trygg, lekkasjesikker lukkemekanisme med dobbel glidelås for sikker oppbevaring av brystmelken

## Forhåndssterilisert, med sikkerhetsforsegling

Sikkerhetsforsegling indikerer at den forhåndssteriliserte posen er urørt før første bruk, for komplett hygiene

## Solid og slitesterk

Forsterkede sømmer på siden og tolags materiale gir ekstra forsikring om at den dyrebare brystmelken er trygt lagret i fryseren eller kjøleskapet

## Pump, fyll opp, og oppbevar

Den vide og robuste åpningen i posen sikrer enkel fylling og tømming av brystmelken

## Pose som står på egen hånd

Den robuste utformingen av denne posen gjør at den kan stå på egen hånd, og den vide og robuste åpningen sikrer enkel fylling og tømming av brystmelk

## Posene ligger flatt for enkel oppbevaring

Posene ligger flatt for enkel oppbevaring i fryser eller kjøleskap

## BPA-fri

Denne posen er laget av BPA-frie materialer

# Spesifikasjoner

## Kapasitet

Veske: 180 ml

## Mål

Høyde: 25,6 cm

Bredde: 9,9 cm

## Utforming

Enkel bruk: Vid, robust åpning

Sikker: Sikkerhetsforsegling

Robust: Pose som står på egen hånd

Optimal beskyttelse: Forsterkede sømmer

## Funksjoner

Lekkasjesikker: Sikker med to glidelåser

Materiale: Slitesterk pose med to lag

## Følgende er inkludert:

Veske: 25 deler

